

YOSHIDA



CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE



CURAPROX

CURAPROX

CATALOG 2024



(01)02747937021170

C02548/2024年7月/PRI/30/@80/改

※記載の価格は2024年7月現在の税別価格です。










発売元：株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ TEL.0800-170-5541

CURAPROX LINEUP 2024

カテゴリ	商品コード	商品名	医院標準価格	患者参考価格 (1本あたり)	セット内容		
歯間ブラシ		<クラブボックス歯ブラシ>					
	382984	クラブボックス 歯ブラシ CSスマート 36本入	¥25,200	¥950	毛の植立本数 7600本		
	386979	クラブボックス 歯ブラシ CSスマート 12本入	¥9,000	¥950	毛の植立本数 7600本		
	382952	クラブボックス 歯ブラシ CS5460ウルトラソフト 36本入	¥25,200	¥950	毛の植立本数 5460本		
	386986	クラブボックス 歯ブラシ CS5460ウルトラソフト 12本入	¥9,000	¥950	毛の植立本数 5460本		
		<プリスターパッケージ>					
	403841	クラブボックス CS12460velvet プリスター 12本入	¥11,500	¥1,200			
	423395	クラブボックス CSスマート プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	423413	クラブボックス CS5460 プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	423438	クラブボックス CS3960 プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	423452	クラブボックス CS1560 プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	423460	クラブボックス CSオールウルトラソフト プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	423477	クラブボックス CSサージカルメガソフト プリスター 12本入	¥11,500	¥1,200			
	392619	クラブボックス 歯ブラシ Baby 12本入	¥10,200	¥1,050			
403866	クラブボックス 歯ブラシ kids 5500 12本入	¥10,200	¥1,050				
歯間シングル	426200	クラブボックスインプラントオルレ/CS708プリスター12本入	¥10,200	¥1,050			
	386993	クラブボックス シングル CS1006 プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
	387006	クラブボックス シングル CS1009 プリスター 12本入	¥10,200	¥1,050			
IAP	398351	クラブボックス 歯間ブラシIAPプライム 12本入×1セット	¥2,400		<IAP ブローブ>		
	398369	クラブボックス 歯間ブラシIAPプライム 12本入×6セット	¥13,800		※滅菌可(134℃/乾燥不可)		
歯間歯	428831	クラブボックス 歯間ブラシ プライムスタート 06青	CPS06 UHS409 UHS470 6セット	¥7,700	¥1,600	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドル 1本 ・L型ハンドル 1本 ・ブラシ 5本 	
	428855	クラブボックス 歯間ブラシ プライムスタート 07赤	CPS07 UHS409 UHS470 6セット	¥7,700	¥1,600		
	428870	クラブボックス 歯間ブラシ プライムスタート 08桃	CPS08 UHS409 UHS470 6セット	¥7,700	¥1,600		
	428894	クラブボックス 歯間ブラシ プライムスタート 09黄	CPS09 UHS409 UHS470 6セット	¥7,700	¥1,600		
	428912	クラブボックス 歯間ブラシ プライムスタート 011緑	CPS011 UHS409 UHS470 6セット	¥7,700	¥1,600		
	427479	クラブボックス 歯間ブラシ プライムリフィル06青8本入	CPS 06 5セット	¥7,200	¥1,800	<ul style="list-style-type: none"> ブラシ 8本 	
	427493	クラブボックス 歯間ブラシ プライムリフィル07赤8本入	CPS 07 5セット	¥7,200	¥1,800		
	427511	クラブボックス 歯間ブラシ プライムリフィル08桃8本入	CPS 08 5セット	¥7,200	¥1,800		
	427536	クラブボックス 歯間ブラシ プライムリフィル09黄8本入	CPS 09 5セット	¥7,200	¥1,800		
	427551	クラブボックス 歯間ブラシ プライムリフィル011緑8本入	CPS 011 5セット	¥7,200	¥1,800		
	384298	クラブボックス 歯間ブラシホルダー 片頭 グリーン	UHS 410	¥1,650	-		材質:アルミニウム
	384309	クラブボックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ピンク	UHS 411	¥1,650	-		材質:アルミニウム
384316	クラブボックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ゴールド	UHS 412	¥1,650	-	材質:アルミニウム		
384323	クラブボックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ブルー	UHS 413	¥1,650	-	材質:アルミニウム		

カテゴリ	商品コード	商品名	医院標準価格	患者参考価格 (1本あたり)	セット内容		
歯間歯	384348	クラブボックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ステンレス	UHS 477	¥2,570	-	材質:ステンレス ※滅菌可	
	382921	クラブボックス 歯間ブラシ CPS457ポケットセット	CPS 457	¥1,320	¥1,650	<ul style="list-style-type: none"> <ポケットセット> ・ブラシ 4本 (06青・07赤・08桃・09黄・011緑) ・ハンドル 1本 (UHS470) 	
	382913	クラブボックス 歯間ブラシ ハンディホルダー青3個入	UHS 409	¥510	-	<ul style="list-style-type: none"> ・ホルダー青色×3 ・キャップ×1 	
IAP	426263	クラブボックス 歯間ブラシIAPベリオ 12本入×1セット		¥2,900	-	<IAP ブローブ>	
	426271	クラブボックス 歯間ブラシIAPベリオ 12本入×6セット		¥16,800	-	※滅菌可(134℃/乾燥不可)	
歯間歯	398426	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオ405 レッド(L型)	ベリオフィル 405 6セット	¥7,200	¥1,500	<ul style="list-style-type: none"> ブラシ 5本 	
	398433	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオ406 ピンク(L型)	ベリオフィル 406 6セット	¥7,200	¥1,500		
	398441	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオ408 パープル(L型)	ベリオフィル 408 6セット	¥7,200	¥1,500		
	398458	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオ410 ブルー(L型)	ベリオフィル 410 6セット	¥7,200	¥1,500		
	443121	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル405 5本入	ベリオフィル 405 5セット	¥6,000	¥1,500		
	443138	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル406 5本入	ベリオフィル 406 5セット	¥6,000	¥1,500		
	443145	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル408 5本入	ベリオフィル 408 5セット	¥6,000	¥1,500		
	443152	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル410 5本入	ベリオフィル 410 5セット	¥6,000	¥1,500		
		<インプラント用レギュラー>					
	398312	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS22青	CPS 22 6セット	¥7,700	¥1,600		<ul style="list-style-type: none"> ブラシ 5本
	398320	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS24橙	CPS 24 6セット	¥7,700	¥1,600		
	398337	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS25黒	CPS 25 6セット	¥7,700	¥1,600		
	398344	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS28紫	CPS 28 6セット	¥7,700	¥1,600		
		<インプラント用ソフト>					
	398376	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS505青	CPS 505 6セット	¥7,700	¥1,600	<ul style="list-style-type: none"> ・ブラシ5本 ・ブラシ3本 	
	398391	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS508黒	CPS 508 6セット	¥7,700	¥1,600		
	398419	クラブボックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS516紫	CPS 516 6セット	¥7,700	¥1,600		
	383506	クラブボックス 歯間ブラシ プライム チェアサイドボックス		¥32,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <チェアサイドボックス> ・歯間ブラシ 06/07/08/09/011 各25本 ・IAP プライム 24本 	
	383513	クラブボックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 06 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥5,750	-		
383521	クラブボックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 07 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥5,750	-			
383538	クラブボックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 08 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥5,750	-			
383545	クラブボックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 09 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥5,750	-	<ul style="list-style-type: none"> <チェアサイドボックス用リフィル> 25本入 (06/07/08/09/011) 		
383552	クラブボックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 011 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥5,750	-			
392551	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオ チェアサイドボックス		¥32,000	-	<ul style="list-style-type: none"> <チェアサイドボックス> ・歯間ブラシ 405 50本 ・歯間ブラシ 406/408/410 各25本 ・IAP ベリオ 24本 ・ブラシキャップ 100本 <チェアサイドボックス用リフィル> 25本入 (405/406/408/410) 		
384825	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル405 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥7,500	-			
384832	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル406 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥7,500	-			
384840	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル408 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥7,500	-			
384857	クラブボックス 歯間ブラシ ベリオフィル410 25本入	チェアサイドボックス用リフィル	¥7,500	-			

CURAPROX LINEUP 2024

カテゴリ	商品コード	商品名	医院標準価格	患者参考価格	セット内容	
歯間ブラシ	392569	クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド06 25本入(L型)		¥5,750	-	 <チェアサイドボックス用リフィル> 25本入 (06/09)
	392576	クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド07 25本入(L型)		¥5,750	-	
	392583	クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド08 25本入(L型)		¥5,750	-	
	392591	クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド09 25本入(L型)		¥5,750	-	
	392601	クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド01 125本入(L型)		¥5,750	-	
	395469	クラブロックス 歯間ブラシ キャップ 50個入	UHS409用	¥2,160	-	
舌ブラシ	384362	クラブロックス 舌ブラシ シングル(CTC201)12本入		¥6,680	¥700	個包装×12セット
	384387	クラブロックス 舌ブラシ ダブル(CTC202)12本入		¥6,680	¥700	個包装×12セット
	384864	クラブロックス 舌ブラシ シングル+ダブル (各1本入)	CTC203(CTC201+CTC202) 12セット	¥11,200	¥1,150	個包装×12セット
フロス	383488	クラブロックス デンタルフロス 820 PTFEテープ35m		¥4,600	¥960	6セット
	383495	クラブロックス デンタルフロス 834 ミント 50m		¥3,900	¥850	6セット
その他	382945	クラブロックス 爪楊枝タイプ TPブラッシュピック10本入	TP930	¥1,100	¥1,300	
	383029	クラブロックス 歯間ブラシ IACチャート	IAC	¥920	-	50枚×1冊
	440494	クラブロックス インプラントキットII		¥5,800	¥6,800	
	383577	クラブロックス デモ歯ブラシ CS5460 35cm		¥4,600	-	
	384526	クラブロックス ディスプレイスタンド		¥3,610	-	
	398764	クラブロックス 歯間ブラシ スターターセット		¥35,000	-	歯間ブラシ プライム チェアサイドボックスx1、 歯間ブラシホルダー 片頭 ステンレスx1、 クラブロックス 歯間ブラシ IACチャート x1
	444012	クラブロックスベビー 歯がため ブルー		¥3,000	¥3,300	
	444020	クラブロックスベビー 歯がため ピンク		¥3,000	¥3,300	
	444037	クラブロックスベビー 歯がため グリーン		¥3,000	¥3,300	
	445655	クラブロックス BE YOU 10mL6色+歯ブラシ1本		¥3,240	¥3,600	
	445670	クラブロックス BE YOU 10mL1色+歯ブラシ1本	6セット (6色アソート)	¥8,640	¥1,600	
	445662	クラブロックス BE YOU 10mL12本	各色2本×6種類	¥5,400	1本 ¥500	
	445687	クラブロックス トラベルセット 6色アソート		¥11,340	¥2,100	トラベルセット内容(1セット) ・歯ブラシ(5460) 1本 ・BE YOU 1本 ・歯間ブラシ(06-07) 各1本 ※ハンドルは1本 ・ケース 1個
	413675	クラブロックス BEYOUトラベルセット用 歯ブラシリフィル	2本入(1箱)×6色アソート	¥9,300	¥1,700	
	ブラックis ホワイト	457807	クラブロックス歯ブラシ ブラックisホワイト (黒×白)		¥2,100	¥2,300
457814		クラブロックス歯ブラシ ブラックisホワイト (黒×黒)		¥2,100	¥2,300	毛の植立本数 5100本 2本組
457846		クラブロックス ブラックisホワイト 粉はみがき 3g		¥910	¥1,000	
457853		クラブロックス ブラックisホワイト 粉はみがき 20g		¥2,000	¥2,200	


IAプローブ※で歯間を計測し、患者さまの歯間ごとに最適なサイズのブラシをご提案!

※IAプローブ:インターデンタルアクセスプローブ

START


歯間測定

歯間のサイズは人によっても違い、部位によっても違います。歯間部のプラークを効果的に除去するために、まずは歯間のサイズを測っていきましょう!




歯間部サイズを「専用プローブ」で測定

一般的なフロス




ピンと張ったデンタルフロスでは、歯間部内の凹凸面の清掃ができない場合があります。

一般的な歯間ブラシ



歯間ブラシの毛が短いと、歯間を満たすことができず、プラークの取り残しが発生してしまいます。

クラブロックス歯間ブラシ



クラブロックスの歯間ブラシは、歯間ごとに適したサイズを選択します。ブラシ毛が歯間部内の凹凸を満たすので、歯頸部まで効率的にプラークを除去します。

SELECT

正しいサイズを選定

患者さまの歯間にぴったりのサイズをご用意します。

サージカルワイヤー採用

歯間を通るために開発された強度のある高品質ワイヤー。ニッケルフリーなのでアレルギーの方も安心です。

歯間が狭い → 歯間が広い





プライム 一般的な歯間の方用

ベリオ 歯間が広い・補綴物装着の方用

ジャストフィットだから歯間ケアは1日1回1ストロークでOK 継続を心がけましょう!

歯間部位に1回通すだけ。

年齢別歯ブラシセレクトガイド

健康な歯は一生の宝物。歯ブラシは健康を保つ一生の道具。

クラブロックスは、生涯を通して健康な歯を保てることを目的に、子供から大人まですべてのステージで、オーラルケアにおける確かな効果と喜びを感じられる製品をラインナップしました。

クラブロックスの正しい使い方

PEN GLIP

1 ペングリップ(鉛筆持ち)で優しく持つ

歯ブラシは、軽くペンを持つように握ってください。このペングリップにより、自然な強さで効果的なブラッシングができます。




八角形のハンドルは、ペングリップで持つことで歯みがきに最適な45°で当たるようにできています。

45° DEGREE ANGLE

2 歯と歯肉に半分ずつ、角度45°で当てる


歯みがきは特に、歯と歯の間、歯と歯肉の間をキレイにするために行います。そのためには、ブラシの半分を歯に、もう半分を歯肉に、45°で当ててみきましょう！



SOFT TOUCH

3 ブラシは軽く当てる(推奨圧力は80g)

みがくときは、ブラシの面を歯に軽く当てるイメージです。力をかけすぎてしまうと下図(NG)のように毛先が広がり、ブラークをきれいに除去できません。




※通常の歯ブラシの3分の1くらいの力でみがいてください。

ROUND AND ROUND


4 軽いタッチでぐるぐる回すようにみがく

実際にみがいてみましょう。コツは、ぐるぐると円を描くようにみがくことです。「クーレン®繊維」は、歯肉にやさしく安心してみがくことができます。




対象年齢	0 to 4 (0歳-4歳)	4 to 12 (4歳-12歳)	10 and over (10歳以上)	15 and over (15歳以上)	PREMIUM (プレミアム)
特徴/カラー	<p>健やかな成長を願って</p> <p>ベビー</p> <p>カマかせのブラッシングを防ぎ、ベビーのとても敏感なお口や歯肉を傷つげずにしっかりみがける歯ブラシです。</p>	<p>大好きなカラーでたのしく歯みがき!</p> <p>CS キッズ</p> <p>上手に持てる、やさしくみがける、たのしく身に付く歯みがき習慣! キッズの小さなお口でも奥まで届くコンパクトブラシヘッド!</p>	<p>至福のみがき心地♪</p> <p>イェヒギみがきにも</p> <p>CS スマート</p> <p>コンパクトなヘッドに7600本のブラシ毛! 高密度植毛によって効率的にみがけます。</p>	<p>クラブロックスの定番!</p> <p>CS 5460</p> <p>5460本のブラシ毛! 使いやすい大人サイズの歯ブラシ。世界中の人々に定番の歯ブラシとしてご愛用いただいています!</p>	<p>クラブロックス史上最高傑作!</p> <p>CS 12460 ベルベット</p> <p>12460本のブラシ毛! ベルベットが求めたものはブラークをしっかりと落とすことと歯肉への肌触り</p>
毛の植立本数	4,260本	5,500本	7,600本	5,460本	12,460本
毛先の直径	0.09mm	0.09mm	0.08mm	0.1mm	0.08mm
毛の長さ	6.5mm	7.5mm	8mm	9mm	9mm
柄の長さ	149mm	163mm	163mm	180mm	180mm
ヘッドのサイズ	18×9.2mm	20×10mm	20×10mm	25×12mm	25×12mm

クラブロックスの歯ブラシの毛束は、全て独自開発した「クーレン®繊維」を使用。細かい繊維1本1本がラウンド加工されているので全て歯と歯茎に優しいのです。



クラブロックス歯ブラシの交換時期

一般的な歯ブラシの交換時期は1ヶ月程度。対して、「クーレン®繊維」を使用したクラブロックスの歯ブラシは、水分を含みにくく丈夫で長持ち。毛先が開いてきたら歯ブラシを交換しましょう。



歯垢除去率がダウン

3ヶ月より早く毛先が開いてしまう方は、ブラッシングの力が強すぎる可能性があります。鉛筆を軽く持つくらいの力加減でみがきましょう!

	一般的な歯ブラシ	CURAPROX
ブラシ/毛の太さ	ナイロン/0.1~0.2mm	CUREN®繊維/0.08mm※1
植毛数/耐久性	約700~1,200本/約1ヶ月	最大12,460本※1/約3ヶ月※2
速乾性	-	水を含みにくく乾きやすい
除去性	<p>プラークを残してしまう</p>	<p>プラークをしっかりと除去</p>
毛質	固い 普通 やわらかい	やわらかく弾力性がある


※1 CURAPROX CS12460の場合 ※2 使用方法や個人差で変わります。注)上記比較は毎日新聞記事「疑問氷解」から数字抜粋

0.08mm*の超極細毛クーレン®繊維

他に類を見ない優しいみがき心地が特徴です。

クラブロックスに使用しているクーレン®繊維は、ナイロンより柔らかいながらも弾力があります。そのため、僅かな力でブラシが凹凸面にも自然に行き届き、ブラッシングによる歯肉へのダメージを軽減します。


※CURAPROX CSスマートの場合



ハンドルは8角形。

誰にでも持ちやすく正しい角度で磨けます。

ハンドルは45°角。自然に把持すれば、歯頸部の効果的なブラッシングができます。



3ヶ月より早く毛先が開いてしまう方は、ブラッシングの力が強すぎる可能性があります。鉛筆を軽く持つくらいの力加減でみがきましょう!