

大切なのは  
お口の中の清潔さ。



むし歯や歯周病などの病気はブラークとその中にひそむ細菌が原因です。

この細菌はとてもやっかいもので、口臭や歯ぐきの腫れ、歯ぐきからの出血、むし歯などさまざまな症状の原因となっています。

また近年では、口の中の細菌は肺炎、動脈硬化、糖尿病、低体重児出産などにも影響があると言われています。

だからこそ、お口の中を清潔にすることが大切です。

日々の歯磨きに  
ウォーターピックを加えることで  
食べカスやプラークをためないように  
心がけましょう。

ウォーターピックは  
2タイプから  
お選びいただけます。



#### ウォーターピック ウルトラ

- ・電源:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:45W
- ・タンク容量:600mL
- ・本体サイズ:W140×D130×H200mm
- ・セット内容:本体、水タンク、ハンドル、チップ(ジェットチップ2本、ピックポケットチップ1本、歯列矯正用チップ1本、タンククリーナー1本、ブラークシーカーチップ1本)

●患者様価格:18,600円(税別)

価格は2024年4月現在



#### ウォーターピック ウルトラ コードレス

- ・電源:AC100V 50/60Hz
- ・消費電力:10W
- ・タンク容量:200mL
- ・本体サイズ:W63×D81×H220mm
- ・セット内容:本体、水タンク、ハンドル、チップ(ジェットチップ、歯列矯正用チップ、タンククリーナー、ブラークシーカーチップ各1本)

●患者様価格:14,500円(税別)

#### チップ単品(2本入)

●患者様価格:各1,580円(税別)

waterpik™

当院での、定期的な検診・メンテナンスを  
受診することをお勧めします。

ご質問は当院のスタッフまでお気軽におたずねください。

●取り扱い歯科医院名

●販売元:(株)ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.0120-791-184

●製造元:Water Pik, Inc.

C01683/2024年4月/PRI/10/@10/改



ジェット水流で  
お口の中を  
洗浄します。



waterpik™  
ウォーターピックウルトラ

歯の表面や、歯と歯の間の  
食べカスやプラークを  
きれいさっぱり取り除きます。



ウォーターピック  
ウルトラ



水圧を10段階でコントロール、口腔内をきめ細かく洗浄します。

水圧コントロールシステム

使用する目的に合わせて  
10段階の水圧コントロールが行えます。



チップ収納付きタンク

水タンク上部に各チップを  
収納できるようになっています。



ハンドピースコード収納

かさばりがちなコードを  
スッキリ収納できます。



ウォーターピック  
ウルトラ コードレス



コードレス&ハンディタイプで、設置場所を選びません。

コードレスで軽いフットワーク

コードレスなので  
使用場所を選びません。



ハンドタイプ

手のひらに収まる  
握りやすい形状です。



水圧は2段階

LOWは卓上タイプの2~3程度、  
HIは卓上タイプの5~6程度の2段階。



waterpik™

ウォーターピックには、さまざまなチップが付属しています。

◎ジェットチップ

お口の中、全体に  
使用できるチップです。



◎ピックポケットチップ

歯と歯ぐきの境目や歯と歯の間に  
使用します。水圧調整ダイヤル  
は最小に設定して使用します。



◎歯列矯正用チップ

矯正装置や歯ブラシ等の  
届きにくい部位の  
ブラッシングおよび洗浄用。



◎タングクリーナー

口臭予防用の舌クリーナーです。水圧調  
整ダイヤルを最小設定にし、徐々に水圧  
を上げ、奥から手前へ向けて洗浄します。



◎プラークシーカーチップ

届きにくい部位にもアプローチし  
やすい形状で、プラークの除去  
に効果的です。

