

# ジェット水流で口腔内を洗浄しませんか？



毎分1,200回の脈動水流



歯列矯正用チップで清掃



ジェットチップを歯間部に  
垂直に当て清掃

## デンタルフロスに代わる、 新たな口腔内洗浄のカタチ

毎分1,200回の脈動水流で、口腔内を洗浄します。  
ジェットチップは、歯肉溝や浅いポケット、  
ピックポケットチップは、  
歯肉縁下に効果的に作用します。

デンタルフロスが苦手な  
患者さんにもお勧め下さい。



ウォーターピック®ウルトラ

ウォーターピック  
ウルトラコードレス

※1 **99.9%** **プラークバイオフィルム除去**

ウォーター・ジェットを  
3秒間当てるだけで、  
プラークバイオフィルムの  
99.9%を除去します。

Untreated Treated

※1: Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton JW. デンタル・ウォーター・ジェットでのバイオフィルムの除去. Compend Contin Educ Dent 2009; 30(Suppl 1):1-6

※1 **ブラークシーカーチップ**

届きにくい部位にも  
アプローチしやすい形状で、  
ブラークの除去に  
効果的です。

※1

ジェット  
チップ    ブラークシーカー  
チップ    ピックポケット  
チップ    歯列矯正用  
チップ    タング  
クリーナー

waterpik™

ウォーターピックシリーズ

www.waterpik.jp

使い方に合わせてお選びください。卓上タイプとコードレスタイプのウォーターピックです。



水圧を10段階でコントロール、口腔内をきめ細かく洗浄できます。

#### 水圧コントロールシステム

使用する目的に合わせて10段階の水圧コントロールが行えます。



#### チップ収納付きタンク

水タンク上部に各チップを収納できるようになっています。



#### ハンドピースコード収納

かさばりがちなコードをスッキリ収納できます。



#### 使用の手順

1

注水する



2

チップをセットする



3

水圧を設定する



4

チップを当て電源を入れる



## ウォーターピック®ウルトラ

●セット内容:本体、水タンク、ハンドル、チップ(ジェットチップ2本・ピックポケットチップ1本・歯列矯正用チップ1本・タンククリーナー1本・ブラークシーカーチップ1本) ●患者様価格:18,600円(税別)  
●チップ単品患者様価格:◎ジェットチップ(2本入) ◎ピックポケットチップ(2本入) ◎歯列矯正用チップ(2本入) ◎タンククリーナー(2本入) ◎ブラークシーカーチップ(2本入) 各1,580円(税別)

コードレス&ハンディタイプで設置場所を選びません。

#### コードレスで軽いフットワーク

コードレスなので使用場所を選びません。



#### ハンディタイプ

手のひらに収まる握りやすい形状です。



#### 水圧は2段階

LOWは卓上タイプの2~3程度、HIは卓上タイプの5~6程度の2段階。



#### 使用の手順

1

チップをセットする



2

注水する



3

水圧を選択する



4

チップを当て電源を入れる



## ウォーターピック®ウルトラコードレス

●セット内容:本体、充電器、チップ(ジェットチップ・歯列矯正用チップ・タンククリーナー・ブラークシーカーチップ各1本) ●患者様価格:14,500円(税別)  
●チップ単品患者様価格:◎ジェットチップ(2本入) ◎ピックポケットチップ(2本入) ◎歯列矯正用チップ(2本入) ◎タンククリーナー(2本入) ◎ブラークシーカーチップ(2本入) 各1,580円(税別)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 価格は2024年4月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造元: Water Pik, Inc

◎販売元:  株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

 株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937012246

C01684/2024年4月/PRI/10/@20/改