

IAプローブ※で歯間を計測し、 患者さまの歯間ごとに最適なサイズのブラシをご提案！

※IAプローブ：インターデンタルアクセスプローブ

START

歯間測定

歯間のサイズは人によっても、
部位によっても違います。
歯間部のプラークを効果的に
除去するために、まずは歯間の
サイズを測ってみましょう！

歯間部サイズを「IAプローブ」で測定

SELECT


正しいサイズを選定

歯間が狭い → 歯間が広い

プライム 一般的な歯間の方用


ペリオ 歯間が広い・補綴物装着の方用

一般的なフロス




ピンと張ったデンタルフロスでは、
歯間部内の凹凸面の清掃が
できない場合があります。

一般的な歯間ブラシ



歯間ブラシの毛が短いと、歯間を
満たすことができず、プラークの
取り残しが起きてしまいます。

クラブボックス歯間ブラシ



クラブボックスの歯間ブラシは、歯
間ごとに適したサイズを選択しま
す。ブラシ毛が歯間部内の凹凸
を満たすので、歯頸部まで効率的
にプラークを除去します。



CURAPROX

CURAPROX
+ SWISS PREMIUM ORAL CARE






















※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●価格は2026年6月現在の税別価格です。

発売元：株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ TEL.0800-170-5541



CURAPROX LINEUP 2026

| カテゴリ | 商品コード | 商品名 | 医院標準価格 | 患者参考価格 (1本あたり) | セット内容 | |
|----------|--------------|----------------------------------|---------|-------------------|--|-----------|
| 歯間歯 | <ゼロファンパッケージ> | | | | | |
| | 382984 | クラブロックス 歯ブラシ CSスマート 36本入 | ¥34,020 | ¥1,050 |  毛の植立本数 7600本 | |
| | 386979 | クラブロックス 歯ブラシ CSスマート 12本入 | ¥11,700 | ¥1,050 | | |
| | 382952 | クラブロックス 歯ブラシ CS5460ウルトラソフト 36本入 | ¥34,020 | ¥1,050 |  毛の植立本数 5460本 | |
| | 386986 | クラブロックス 歯ブラシ CS5460ウルトラソフト 12本入 | ¥11,700 | ¥1,050 | | |
| | <プリスターパッケージ> | | | | | |
| | 403841 | クラブロックス CS12460velvet プリスター 12本入 | ¥14,040 | ¥1,300 |  | |
| | 423395 | クラブロックス CSスマート プリスター 12本入 | ¥11,880 | ¥1,100 |  | |
| | 423413 | クラブロックス CS5460 プリスター 12本入 | ¥11,880 | ¥1,100 |  | |
| | 423438 | クラブロックス CS3960 プリスター 12本入 | ¥11,880 | ¥1,100 |  | |
| | 423452 | クラブロックス CS1560 プリスター 12本入 | ¥11,880 | ¥1,100 |  | |
| | 423460 | クラブロックス CSオルソウルトラソフト プリスター 12本入 | ¥12,420 | ¥1,150 |  | |
| | 423477 | クラブロックス CSサージカルメガソフト プリスター 12本入 | ¥14,040 | ¥1,300 |  | |
| | 392619 | クラブロックス 歯ブラシ Baby 12本入 | ¥12,420 | ¥1,150 |  | |
| | 403866 | クラブロックス 歯ブラシ kids5500 12本入 | ¥11,880 | ¥1,100 |  | |
| | (CSウッド) | | | | | |
| | 356427 | クラブロックス 歯ブラシ CSウッド ウルトラソフト 4本入 | ¥5,400 | ¥1,500 |  ブルー・ピンク・ワインレッド・グリーン | |
| 歯間歯 シングル | 426200 | クラブロックスインプラントオルソCS708プリスター-12本入 | ¥13,500 | ¥1,250 |  | |
| | 386993 | クラブロックス シングル CS1006 プリスター 12本入 | ¥13,500 | ¥1,250 |  | |
| | 387006 | クラブロックス シングル CS1009 プリスター 12本入 | ¥13,500 | ¥1,250 |  | |
| フロアフロア | 419824 | クラブロックス 歯間ブラシIAPプライム 8本入×1セット | ¥2,400 | - |  <IAP フロー> ※滅菌可(134℃/乾燥不可) | |
| | 419831 | クラブロックス 歯間ブラシIAPペリオ 8本入×1セット | ¥2,900 | - |  | |
| 歯間歯 | 428831 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 06青 | ¥9,180 | ¥1,700 |  | |
| | 428855 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 07赤 | ¥9,180 | ¥1,700 | | |
| | 428870 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 08桃 | ¥9,180 | ¥1,700 | | |
| | 428894 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 09黄 | ¥9,180 | ¥1,700 | | |
| | 428912 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 011緑 | ¥9,180 | ¥1,700 | | |
| | 416714 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムスタート 5サイズ | ¥9,180 | ¥1,700 | ・ブラシ 5本(06-07-08-09-011) ・ハンドル 1本・L型ハンドル 1本 | |
| | 427479 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムリフィル06青8本入 | ¥8,550 | ¥1,900 |  | |
| | 427493 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムリフィル07赤8本入 | ¥8,550 | ¥1,900 | | |
| | 427511 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムリフィル08桃8本入 | ¥8,550 | ¥1,900 | | |
| | 427536 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムリフィル09黄8本入 | ¥8,550 | ¥1,900 | | |
| | 427551 | クラブロックス 歯間ブラシ プライムリフィル011緑8本入 | ¥8,550 | ¥1,900 | | |
| | 384298 | クラブロックス 歯間ブラシホルダー 片頭 グリーン | UHS410 | ¥1,650 | - | 材質:アルミニウム |
| | 384309 | クラブロックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ピンク | UHS411 | ¥1,650 | - | 材質:アルミニウム |
| | 384316 | クラブロックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ゴールド | UHS412 | ¥1,650 | - | 材質:アルミニウム |
| | 384323 | クラブロックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ブルー | UHS413 | ¥1,650 | - | 材質:アルミニウム |

| カテゴリ | 商品コード | 商品名 | 医院標準価格 | 患者参考価格 (1本あたり) | セット内容 |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------|---------|---|---|
| 歯間歯 | 384348 | クラブロックス 歯間ブラシホルダー 片頭 ステンレス | ¥2,570 | - |  材質:ステンレス ※オートクレーブ滅菌可 |
| | 382921 | クラブロックス 歯間ブラシ CPS457ポケットセット | ¥1,570 | ¥1,750 | ブラシ 4本 (06-07-08-09-011) ハンドル 1本 (UHS470) |
| | 382913 | クラブロックス 歯間ブラシ ハンディホルダー青3個入 | ¥510 | - | ・ホルダー青色×3 ・キャップ×1 |
| | 395469 | クラブロックス 歯間ブラシ キャップ 50個入 | ¥2,160 | - | |
| | 398426 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ405 レッド(L型) | ¥8,640 | ¥1,600 |  |
| | 398433 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ406 ピンク(L型) | ¥8,640 | ¥1,600 | |
| | 398441 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ408 パープル(L型) | ¥8,640 | ¥1,600 | |
| | 398458 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ410 ブルー(L型) | ¥8,640 | ¥1,600 | |
| | 416657 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ CPS405 リフィル 4本 | ¥5,760 | ¥1,280 | |
| | 416664 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ CPS406 リフィル 4本 | ¥5,760 | ¥1,280 | (405-406) ブラシ 4本 (408-410) ブラシ 5本 |
| | 443145 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル408 5本入 | ¥7,200 | ¥1,600 |  |
| | 443152 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル410 5本入 | ¥7,200 | ¥1,600 | |
| | <インプラント用 ソフト> | | | | |
| | 398376 | クラブロックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS505青 | ¥9,180 | ¥1,700 |  |
| | 398391 | クラブロックス 歯間ブラシ インプラントブラシCPS508黒 | ¥9,180 | ¥1,700 | |
| | <チェアサイドボックス> | | | | |
| | 415830 | クラブロックス 歯間ブラシ プライム チェアサイドボックス II | ¥32,000 | - |  |
| 383513 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 06 25本入 | ¥5,750 | - | | |
| 383521 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 07 25本入 | ¥5,750 | - | | |
| 383538 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 08 25本入 | ¥5,750 | - | | |
| 383545 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 09 25本入 | ¥5,750 | - | | |
| 383552 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイドリフィル 011 25本入 | ¥5,750 | - | <チェアサイドボックス用リフィル> 25本入(06/07/08/09/011) | |
| 415975 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオ チェアサイドボックス II | ¥32,000 | - |  | |
| 384825 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル405 25本入 | ¥7,500 | - | | |
| 384832 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル406 25本入 | ¥7,500 | - | | |
| 384840 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル408 25本入 | ¥7,500 | - | | |
| 384857 | クラブロックス 歯間ブラシ ペリオリフィル410 25本入 | ¥7,500 | - | | |
| 392569 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド06 25本入(L型) | ¥5,750 | - |  | |
| 392576 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド07 25本入(L型) | ¥5,750 | - | | |
| 392583 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド08 25本入(L型) | ¥5,750 | - | | |
| 392591 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド09 25本入(L型) | ¥5,750 | - | | |
| 392601 | クラブロックス 歯間ブラシ チェアサイド011 25本入(L型) | ¥5,750 | - | | |
| 357220 | クラブロックス 舌ブラシダブルCTC202 プリスター-12本 | ¥8,640 | ¥800 | |  個包装×12セット |
| 384864 | クラブロックス 舌ブラシ シングル+ダブル (各1本入) | ¥11,200 | ¥1,150 | | |
| フロス | 383495 | クラブロックス デンタルフロス834ミント 50m | ¥3,900 | ¥850 |  |

CURAPROX LINEUP 2026

| カテゴリ | 商品コード | 商品名 | 医院標準価格 | 患者参考価格 (1本あたり) | セット内容 | |
|--------|--------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------|--|
| 歯ブラシ | 382945 | クラブロックス 爪楊枝タイプ TPブラッシュビュック10本入 | TP930 | ¥1,100 | ¥1,300 | |
| | 383029 | クラブロックス 歯間ブラシ IACチャート | IAC | ¥920 | — | 50枚×1冊 |
| | 440494 | クラブロックス インプラントキットII | | ¥5,800 | ¥6,800 | 歯ブラシ:CS5460 +サージカルブラシ インプラントオルソCS708 デンタルフロス846 歯間ブラシ:L字ホルダー(UHS470) +リフィル5種類(07/09/406/505/508) |
| | 413561 | クラブロックス歯ブラシ見本ブック | | ¥11,000 | — | |
| | 413579 | クラブロックス歯間ブラシ見本ブック | | ¥9,000 | — | |
| | 383577 | クラブロックス デモ歯ブラシ CS5460 35cm | | ¥4,600 | — | カラーはお選びいただけません |
| | 384526 | クラブロックス ディスプレイスタンド | | ¥3,610 | — | |
| | 415847 | クラブロックス 歯間ブラシ プライム スターターセット | | ¥35,000 | — | 歯間ブラシ プライム チェアサイドボックスII x1, 歯間ブラシホルダー 片側 ステンレスx1, クラブロックス 歯間ブラシ IACチャート x1 |
| | 356620 | クラブロックス ギフト用紙袋 40枚入 | | ¥6,000 | — | |
| | ベビー | 444012 | クラブロックスベビー 歯がため ブルー | | ¥3,000 | ¥3,300 |
| 444020 | | クラブロックスベビー 歯がため ピンク | | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| 444037 | | クラブロックスベビー 歯がため グリーン | | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| BE YOU | 445655 | クラブロックス BE YOU 10mL6色+歯ブラシ1本 | | ¥3,240 | ¥3,600 | |
| | 445670 | クラブロックス BE YOU 10mL1色+歯ブラシ1本 | 6セット (6色アソート) | ¥8,640 | ¥1,600 | |
| | 445662 | クラブロックス BE YOU 10mL12本 | 各色2本 ×6種類 | ¥5,400 | 1本¥500 | |
| | 358314 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 ブルーベリー | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 358321 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 ビーチ | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 358339 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 アップル | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 358346 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 ウォーターメロン | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 358353 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 オレンジ | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 358361 | クラブロックス BEYOU 10mL2本入 グレープフルーツ | | ¥900 | ¥1,000 | |
| | 357408 | クラブロックス BEYOU 60mL ブルーベリー | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 357415 | クラブロックス BEYOU 60mL ビーチ | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 357422 | クラブロックス BEYOU 60mL アップル | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 357430 | クラブロックス BEYOU 60mL ウォーターメロン | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 357447 | クラブロックス BEYOU 60mL オレンジ | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 357454 | クラブロックス BEYOU 60mL グレープフルーツ | | ¥2,340 | ¥2,600 | |
| | 445687 | クラブロックス トラベルセット 6色アソート | | ¥11,340 | ¥2,100 | 歯ブラシ(S460) 1本 BE YOU 1本 歯間ブラシ(06-07) 各1本 ※ハンドルは1本 ケース 1個 |
| | 413675 | クラブロックス BEYOUトラベルセット用 歯ブラシリフィル | 2本入(1箱)×6色アソート | ¥9,300 | ¥1,700 | |

| カテゴリ | 商品コード | 商品名 | 医院標準価格 | 患者参考価格 (1本あたり) | セット内容 | | |
|------------|--|--------------------------------------|---------|-------------------|---|--|---|
| ブラックイズホワイト | 457807 | クラブロックス歯ブラシ ブラックイズホワイト (黒×白) | | ¥2,100 | ¥2,300 | | |
| | 457814 | クラブロックス歯ブラシ ブラックイズホワイト (黒×黒) | | ¥2,100 | ¥2,300 | | |
| | 357707 | クラブロックス歯ブラシ ブラックイズホワイト 1本入 黒 | | ¥1,050 | ¥1,150 | | |
| | 457846 | クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき 3g | | ¥910 | ¥1,000 | | |
| | 457853 | クラブロックス ブラックイズホワイト 粉はみがき 20g | | ¥2,000 | ¥2,200 | | |
| | 404904 | クラブロックス ブラックイズホワイト パウダーはみがき 5g | 6セット | ¥5,400 | ¥1,000 | | |
| | 356167 | クラブロックスブラックイズホワイト パウダーはみがき 20g | | ¥1,980 | ¥2,200 | | |
| | 404911 | クラブロックス ブラックイズホワイト 歯ブラシ+パウダーはみがき 5g | 6セット | ¥11,340 | ¥2,100 | | |
| | 358086 | クラブロックス ブラックイズホワイトトラベルセット単品 | | ¥2,700 | ¥3,000 | | ブラックイズホワイト 歯ブラシ(黒) 1本 パウダーはみがき 5g 1本 ブラックイズホワイト 歯間ブラシ(S-M) 各1本 ※ハンドルは1本 ケース 1個 |
| | 414688 | クラブロックス ブラックイズホワイト 歯ブラシ黒トラベル用リフィル | | ¥1,710 | ¥1,900 | | |
| 音波式電動歯ブラシ | 414695 | クラブロックス ブラックイズホワイト 歯間ブラシSトラベル用リフィル4本 | | ¥1,620 | ¥1,800 | | |
| | 414706 | クラブロックス ブラックイズホワイト 歯間ブラシMトラベル用リフィル4本 | | ¥1,620 | ¥1,800 | | |
| | 427002 | クラブロックス 音波式電動歯ブラシ ハイドロニック プロ | | ¥21,420 | ¥23,800 | | ・ハンドル本体 x1 ・センシティブパワーシングルブラシ x各1 ・USBケーブル付き充電器 x1 ・USBプラグ x1 トラベルケース x1 ・取扱説明書 x1 ・クイックスタート小冊子 x1 |
| | 443580 | クラブロックス 音波式電動歯ブラシ ハイドロニック イージー | | ¥17,820 | ¥19,800 | | ・ハンドル本体 x1 ・センシティブブラシ x1 ・USBケーブル付き充電器 x1 ・USBプラグ x1 トラベルケース x1 ・取扱説明書 x1 |
| | 427027 | クラブロックス ハイドロニック センシティブブラシヘッド 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| | 356103 | センシティブブラシヘッド ブルー&ピンク 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| | 356111 | センシティブブラシヘッド ブルー&オレンジ 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| | 356128 | センシティブブラシヘッド マゼンタ&オレンジ 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| | 356135 | センシティブブラシヘッド マゼンタ&グリーン 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| | 356142 | センシティブブラシヘッド イエロー&ピンク 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | |
| 356150 | センシティブブラシヘッド イエロー&グリーン 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | | |
| 427034 | クラブロックス ハイドロニック パワーブラシヘッド 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | | |
| 427041 | クラブロックス ハイドロニック シングルブラシヘッド 2本入 | | ¥3,300 | ¥3,900 | | | |
| 443597 | クラブロックス ハイドロニック フレイルブラシヘッド 2本入 | | ¥3,800 | ¥4,200 | | | |
| 457796 | クラブロックス 音波式電動歯ブラシ ブラックイズホワイト | | ¥19,620 | ¥21,800 | ・ハンドル本体 x1 ・カーボンブラシ x2 ・USBケーブル付き充電器 x1 ・USBプラグ x1 トラベルケース x1 ・取扱説明書 x1 | | |
| 457839 | クラブロックス 音波式電動歯ブラシ ブラックイズホワイト用替えブラシ 2本入 | | ¥3,600 | ¥4,000 | | | |

年齢別歯ブラシ セレクトガイド

| 対象年齢 | 0 to 4 (0歳-4歳) | 4 to 12 (4歳-12歳) | 10 and over (10歳以上) | 15 and over (15歳以上) | PREMIUM (プレミアム) |
|---------|--|--|--|--|--|
| 特徴/カラー | <p>健康やかな成長を願って</p> <p>ベビー</p> <p>カマかせのブラッシングを防ぎ、ベビーのとっても敏感なお口や歯肉を傷つけずにしっかりみがける歯ブラシです。</p> | <p>大好きなカラーでたのしく歯みがき!</p> <p>キッズ</p> <p>上手に持てる、やさしくみがける、たのしく身に付く歯みがき習慣! キッズの小さなお口でも奥まで届くコンパクトブラシヘッド!</p> | <p>至福のみがき心地♪ ↑↑上げみがきにも</p> <p>CSスマート</p> <p>コンパクトなヘッドに7600本のブラシ毛! 高密度植毛によって効率的にみがけます。</p> | <p>クラブロックスの定番!</p> <p>CS5460</p> <p>5460本のブラシ毛! 使いやすい大人サイズの歯ブラシ。世界中の人々に定番の歯ブラシとしてご愛用いただいています!</p> | <p>クラブロックス史上最高傑作!</p> <p>CS12460ベルベット</p> <p>12460本のブラシ毛! ベルベットが求めたものはプラークをしっかりと落とすことと歯肉への肌触り</p> |
| 毛の植立本数 | 4,260本 | 5,500本 | 7,600本 | 5,460本 | 12,460本 |
| 毛先の直径 | 0.09mm | 0.09mm | 0.08mm | 0.1mm | 0.08mm |
| 毛の長さ | 6.5mm | 7.5mm | 8mm | 9mm | 9mm |
| 柄の長さ | 149mm | 163mm | 163mm | 180mm | 180mm |
| ヘッドのサイズ | 18x9.2mm | 20x10mm | 20x10mm | 25x12mm | 25x12mm |

健康な歯は一生の宝物。歯ブラシは健康を保つ一生の道具。

クラブロックスは、生涯を通して健康な歯を保てることを目的に、子供から大人まですべてのライフステージで、オーラルケアにおける確かな効果と喜びを感じられる製品をラインナップしました。

クラブロックスの正しい使い方

1 PEN GLIP (鉛筆持ち)で優しく持つ


歯ブラシは、軽くペンを持つように握ってください。このペングリップにより、自然な強さで効果的なブラッシングができます。



八角形のハンドルは、ペングリップで持つことで歯みがきに最適な45°で当たるようにできています。


2 45° DEGREE ANGLE 歯と歯肉に半分ずつ、角度45°で当てる

歯みがきは特に、歯と歯の間、歯と歯肉の間をキレイにするために行います。そのためには、ブラシの半分を歯に、もう半分を歯肉に、45°に当ててみがきましょう!




3 SOFT TOUCH ブラシは軽く当てる(推奨圧力は80g)

みがくときは、ブラシの面を歯に軽く当てるイメージです。力をかけすぎてしまうと下図(NG)のように毛先が広がり、プラークをきれいに除去できません。




4 ROUND AND ROUND 軽いタッチでくるくる回すようにみがく

実際にみがいてみましょう。コツは、くるくると円を描くようにみがくことです。「CUREN®(クーレン)繊維」は、歯肉にやさしく安心してみがくことができます。



CUREN® クラブロックスの歯ブラシの毛束は、全て独自開発した「CUREN®(クーレン)繊維」を使用。細かい繊維1本1本がラウンド加工されているので全て歯と歯茎に優しいのです。



効果的な歯みがきのために

毛先が開いたブラシでは歯の汚れが落ちにくくなります。歯みがきの効果をしっかり得るために、適切な交換時期に新しいブラシに替えましょう!



3ヶ月より早く毛先が開いてしまう方は、ブラッシングの力が強すぎる可能性があります。鉛筆を軽く持つくらいの力加減でみがきましょう!

| | 一般的な歯ブラシ | クラブロックス |
|----------|-----------------------------|--------------------------|
| ブラシ/毛の太さ | ナイロン/0.1~0.2mm | CUREN®(クーレン)繊維/0.08mm※1 |
| 植毛数/耐久性 | 約700~1,200本/約1ヶ月 | 最大12,460本※1/約3ヶ月※2 |
| 速乾性 | - | 水を含みにくく乾きやすい |
| 植毛方法 | 密度のない碁盤目状の植毛はみがいても隙間ができてしまう | 高密度かつ、蜂の巣状の植毛により隙間なくみがける |
| 毛質 | 固い 普通 やわらかい | やわらかく弾力性がある |


※1 クラブロックス CS12460の場合 ※2 使用方法や個人差で変わります。注)上記比較は毎日新聞記事「疑問水解」から数字抜粋

0.08mm※の超極細毛CUREN®(クーレン)繊維

非常に優しいみがき心地が特徴です。

クラブロックスに使用しているCUREN®(クーレン)繊維は、ナイロンより柔らかいながらも弾力があります。そのため、僅かな力でブラシが凹凸面にも自然に行き届き、ブラッシングによる歯肉へのダメージを軽減します。

※クラブロックス CSスマートの場合



ハンドルは8角形

誰にでも持ちやすく正しい角度で磨けます。

ハンドルは45°角。自然に把持すれば、歯頸部の効果的なブラッシングができます。

