

YOSHIDA

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
●価格は2025年9月現在の税別価格です。

輸入元：株式会社クラデンジャパン（スイス クラデン社 日本法人）
販売元：株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ TEL.0800-170-5541



SWISS PREMIUM
ORAL CARE

CURAPROX
**BLACK
IS WHITE**

クラブロックス ブラックイズホワイト
総合カタログ2025

クラブロックス ブラックイズホワイト

CURAPROX BLACK IS WHITE



CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

BETTER HEALTH FOR YOU

昨日まで磨けなかった隙間に、CURAPROX

クラブロックスは1954年、スイス創業のグローバル企業クラデンAG社が開発した総合口腔ケア製品のブランドです。健康な体にお口の健康は不可欠。だからクラブロックスは専門知識の指導と教育、そして世界で最も魅力的で愛される口腔ケア製品の開発に取り組んでいます。

歯本来の白さを取り戻せ！

着色汚れが気になる方へ。
カーボン配合パウダー・ブラシで
輝く笑顔に

炭配合のパウダーはみがきが
汚れ・歯石の沈着を抑え、
微細なカーボン配合歯ブラシが
優しく歯の汚れを取り除く。




イメージです。



歯にも歯肉にも優しく。
CUREN®(クーレン)繊維



細さと高い弾力性を持ち、
毛先をラウンド加工した
独自開発のブラシ毛が、
歯肉を傷つけにくい柔らかさで
汚れをしっかりと取り除く。




ラウンド加工された毛先

わずかな隙も、逃さない。
高密度のブラシ

高密度かつ蜂の巣型の植毛で
歯の隅々まで逃さずトラブルの原因になる
プラークを除去。



高密度かつ、
蜂の巣状の植毛により
隙間なくみがける



CURAPROX BLACK IS WHITE

SONIC TOOTHBRUSH

音波式電動歯ブラシ



活性炭粒子を配合したカーボン
ブラシは、細かな粒子により
エナメル質を傷つけにくく
汚れを取り除き、
美しい歯へ仕上げます。



●トラベルケース
軽くて持ち運びに便利なケース付き



457796

クラブロックス
ブラックイズホワイト
音波式電動歯ブラシ

患者参考価格
¥21,800(税別)




1つのボタンで
3つのレベル調整

1分あたり22,000回
/32,000回 / 42,000回
の振動レベルを調整可能



強力なバッテリー

1日4分間で約2週間
使用できるロングバッ
テリー/1回のフル充電
で60分間の使用が可能



充電は
便利なUSB

充電はUSB経由な
ので旅行先でも安心

BRUSH HEAD リフィル

457839

クラブロックス
ブラックイズホワイト
音波式電動歯ブラシ
リフィル 2本セット

患者参考価格
¥4,000(税別)



TOOTHBRUSH

歯ブラシ



「カーボン」配合の
黒い毛先と、
弾力性のある白い毛先の
コンビネーションで
やさしく汚れを落とす。

毛の植立本数

黒毛4,200本/白毛914本

毛先の直径

黒毛0.1mm/白毛0.12mm

柄の長さ

180mm

ヘッドのサイズ

25×12mm

457814

クラブロックス ブラックイズホワイト
歯ブラシ (黒×黒) 2本セット

患者参考価格
¥2,300(税別)

457807

クラブロックス ブラックイズホワイト
歯ブラシ (黒×白) 2本セット

患者参考価格
¥2,300(税別)



(黒×白)



(黒×黒)

クラブロックス ブラックイズホワイト

CURAPROX BLACK IS WHITE

WHITENING POWDER

粉はみがき

「炭配合」粉はみがき

457846

クラブロックス ブラックイズホワイト

粉はみがき 3g

患者参考価格
¥1,000(税別)

457853

クラブロックス ブラックイズホワイト

粉はみがき 20g

患者参考価格
¥2,200(税別)

安心のみがき成分

2種類のヒドロキシアパタイト(清掃剤)

炭(清掃剤)

サンゴ末(清掃剤)配合

炭(清掃剤)を増量した
パウダーはみがき

404904

クラブロックス ブラックイズホワイト

パウダーはみがき 5g

患者参考価格
¥1,000(税別)

356167

クラブロックス ブラックイズホワイト

パウダーはみがき 20g

患者参考価格
¥2,200(税別)

炭

清掃剤

2種類の
ヒドロキシ
アパタイト

清掃剤

- ✓ 発泡剤不使用
- ✓ 歯にやさしい成分
- ✓ ストロングミントで
お口すっきり

HOW TO BLACK IS WHITE

LET'S START! SELF WHITENING はじめようセルフホワイトニング!


使用前に
歯の状態を
チェックしましょう。



歯ブラシの表面全体に
はみがき粉を
まぶしてください。



ブラシをお口の中に入れてから、はみがき
粉を歯牙全体にいきわたらせ、1歯1歯に
ブラシを当ててみがきます。



使用後に
歯の状態を
チェックしましょう。 ※2



※2 効果には個人差があります。 写真提供: 静岡県 麻生歯科クリニック



TRAVEL SET

トラベルセット

旅先でもオフィスでも
すっきり爽快に

パウダーはみがき5g
歯ブラシ(黒)
歯間ブラシ2本付ホルダー

404929

クラブロックス ブラックイズホワイト
トラベルセット

患者参考価格
¥3,000(税別)

414688

クラブロックス
ブラックイズホワイト
トラベルセット 歯ブラシ
リフィル 2本セット

患者参考価格
¥1,900(税別)



414695

クラブロックス
ブラックイズホワイト
歯間ブラシS
リフィル 4本

患者参考価格
¥1,800(税別)

414706

クラブロックス
ブラックイズホワイト
歯間ブラシM
リフィル 4本

患者参考価格
¥1,800(税別)



BRUSH & POWDER PACK

歯ブラシ+
パウダーはみがき

404911

クラブロックス
ブラックイズホワイト
歯ブラシ+
パウダーはみがきパック

患者参考価格
¥2,100(税別)