


（ 一目瞭然、 スーパークリーン効果。 ）



凝固した血液

VS

従来品

スーパー
クリーン

New



すぐれた洗浄作用で、落ちにくい付着物も確実に除去。
新素材CAE配合により、安全性もよりいっそう高くなりました。

歯科用小器具防錆清浄液

DENTOCRAFT
SUPER
CLEAN

標準医院価格 ¥4,200 (2,000ml)

〈スーパークリーン〉は、非常にすぐれた洗浄作用を持つ歯科用小器具防錆清浄液。血液、組織片、蛋白質など比較的落ちにくい付着物を確実に除去し、同時に除菌・防錆にも高い効力を発揮します。皮膚一次刺激性もなく、生分解性も良好なので使用した液をそのまま生活排水として流しても水質に負担をかけることはありません。*CAE……アミノ酸系カチオン界面活性剤

●使用方法/原液もしくは2倍希釈液に小器具を5分以上浸してください。

●取り扱い商店名

発売元：株式会社 **ヨシダ**

〒110 東京都台東区上野7-6-9 ☎03-3845-2931(器材事業部直通)



(01)02747937011843