

アルギン酸塩印象材除去液

## DCトレークリーナー2

洗浄中がひと目でわかる  
新・ピンクカラー。

おトクな2ℓボトルで新登場！

印象トレーに付着したアルギン酸塩印象材を浸漬しておくだけで除去。

印象トレーが変色しにくい「DCトレークリーナー2」。

溶液がピンクカラーなので、20倍に希釈しても洗浄中であることが一目でわかります。

### 洗浄力がアップ

洗浄成分を増量。アルジネートの落ちが向上しました。

### 識別しやすいピンク色

20倍希釈しても淡いピンク色が残り、洗浄中の識別がしやすくなりました。



### おトクな大容量 2ℓボトル

2ℓ入りで価格は3,500円。従来製品に比べお求めやすくなりました。

### トレーが変色しにくい

PH調整剤を使用していないので、トレーが変色しにくくなりました。



### 廃棄しやすい

NEWボトル

ボトルはソフトな素材を採用。  
つぶしやすさかざばらないので廃棄もラクラク。

アルギン酸塩印象材除去液

## DCトレークリーナー2

◎ 容量：2ℓ ◎ 標準価格：3,500円

NEW



優れた洗浄アイテムで、安心の診療をバックアップ。

## 確かな院内感染予防で、信頼の診療環境を。

小器具防錆洗浄液

### DCベストクリーン

小堺製薬(株)

強力な除菌、洗浄力、防錆作用を有し、血液、組織片、タンパク質の存在下においても十分効力を発揮します。銅、ステンレス等の特性に影響はありません。



DCベストクリーン [1.8ℓ入]

◎希釈率:2倍

標準価格:3,500円

DCベストクリーン [5ℓ入]

◎希釈率:2倍

標準価格:9,000円

小器具防錆洗浄液

### DCスーパークリーン

小堺製薬(株)

血液、組織片、蛋白質など落ちにくい付着物を確実に除去し、除菌・防錆にも高い効力を発揮。皮膚に一次刺激性もなく、使用後は生活排水として流しても水質に負担をかけません。



DCスーパークリーン [2,000ml入]

◎原液もしくは2倍希釈で小器具を5分以上浸してください。

標準価格:4,200円

酵素入インスツルメント洗浄剤

### バブクリン

小堺製薬(株)

タンパク質分解酵素 [ノボザイム243] 配合で、血液・脂肪を強力に分解・洗浄。錠剤タイプで計量の必要がなく、こぼれたり飛散することがないため安心して使用できます。



バブクリン 36錠入

◎希釈率:1錠/5ℓ

標準価格:1,980円 [36錠/箱]

抗菌・除臭スプレー

### DCデンタスプレー

小堺製薬(株)

各種歯科用器具からスピットン消毒、除臭まで幅広く利用できる抗菌・除臭スプレーです。溶液はイルガサンDP300配合のエタノール溶液なので安心して使用できます。



DCデンタスプレー [400g入]

標準価格:2,500円

DCデンタスプレー [30本入]

標準価格:68,000円

◎ご注文・お問い合わせは下記まで

発売元

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 [器材営業本部直通]

製造元

小堺製薬株式会社

〒130-0026 東京都墨田区両国4-34-5 TEL.03-3631-1495



(01)02747937003213

2005年10月/新/30/90/新