






さまざまな用途が可能な、
ニッケルチタン製ファイル。



根管拡大時のリキャプチュレーション用
ファイルとして。湾曲根管の拡大・穿通用
ファイルとして。さまざまな用途が可能な、
ニッケルチタン製Kファイル(手用)。



- 追随性が高く、ニッケルチタン製ロータリーファイル
使用時のリキャプチュレーション(根管作業長の確
認)に適しています。より安全な根管治療が可能に
なります。
- 高い柔軟性により、湾曲度の強い根管治療の時でも
破折しにくくなっています。



[サイズ] 21mm、25mm

[単品] #15~#40(6本入)

[アソートパック] #15、#20、#25、#30、#35、#40 各1本入

ニッケルチタン製 Kファイル(手用)

NT-Kファイル

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 一般名称: 歯科用ファイル ● 販売名: NT-Kファイル ● 届出番号: 08B3X00011000031(一般医療機器) ● 製造販売元: 株式会社サンテック 茨城県行方市芹沢995-1

禁無断転載

● お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~19:00 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

◎ 発売元: 株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
<http://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937011553