

日常のご診療に。  
 開業用としてもおすすすめです。  
 ステンレススチール製のスタンダードなファイル。



標準医院価格:1,300円(6本入)

SSKファイル		サイズ														
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
21mm			●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
21mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						
25mm		●	●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
25mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						
28mm			●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
28mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						

ISO規格

SSHファイル		サイズ														
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80
21mm				●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
21mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						
25mm				●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
25mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						
28mm				●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●
28mm アソート					アソート #15-#40					アソート #45-#80						

ISO規格

ステンレススチール製 手用ファイル

# SSKファイル/SSHファイル

●販売名:SSKファイル 一般的名称:歯科用ファイル 届出番号:08B3X00011000043(一般) ●販売名:SSHファイル 一般的名称:歯科用ファイル 届出番号:08B3X00011000044(一般) 禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

◎発売元: 株式会社 **ヨシタ**  
 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155(サポートセンター)

◎製造販売元:株式会社サンテクノ  
 茨城県行方市芹沢995-1



C01969/2017年6月/PRI/20/@20/新 (01)02747937015377