


ベアーメディック歯科用糸付縫合針

フラップオペや抜歯後の縫合に。




テフロンコーティング糸を使用した縫合針です。

- 糸表面をテフロンコーティング。プラークが付着しにくく、感染のリスクが軽減します。
- ポリエステルブレードは絹糸のようにしなやか。縫合による痛みが軽減されます。
- 結び目が解けにくく、長期間安定します。



No.1B/4B

マイクロスコープ視野下での縫合に。



マイクロサージェリー用の極細糸付縫合針。

- 糸の貫通部が小さく、組織への侵襲が少ないので、患者さんの痛み・負担の少ない治療が可能です。
- 非常に細い縫合糸なので、異物感が少なく不快感を軽減できます。


※写真はNo.Y7-0を使用。
(糸直径0.05~0.069mm)



No.Y6-0/Y7-0/Y8-0/Y10-0

安全な二重滅菌包装。

術者も患者さんも安心でき、取り出しやすい包装です。




持針器も、より精度の高い縫合のために。

●ベアレックス糸付縫合針に



●マイクロスコープ視野下での施術に

持針器先端部が細長く、マイクロスコープ視野下を邪魔しません。



ベアーメディック歯科用糸付縫合針 ラインナップ

No.	糸の形態(実物大)	糸の号数	針の長さ(mm)	針の湾曲	針の種類	糸の長さ(mm)	糸の種類	エチコン対応	標準価格
★ オススメ 1B	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2 (強湾)	▼	450	青緑 ポリエステル ブレード	734H	¥4,200- 10本入
★ オススメ 4B	ベアレックス糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8 (弱湾)	▼	450	青緑 ポリエステル ブレード	683G	¥4,200- 10本入
★ オススメ 1	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2	▼	450	黒 ブレードシルク	734H	¥4,200- 12本入
2	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 24mm	3-0	24	1/2	▼	450	黒 ブレードシルク	632G	¥4,200- 12本入
★ オススメ 4	ブレードシルク糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	450	黒 ブレードシルク	683G	¥4,200- 12本入
6	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	5-0	17	1/2	○	750	青 ポリエステル ブレード	X951H	¥5,600- 12本入
7	ブレードシルク糸付縫合針 1/2R 17mm	3-0	17	1/2	○	750	黒 ブレードシルク	K872H	¥4,200- 12本入
8	ベアレックス糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	750	青 ポリエステル ブレード	683G (黒シルク)	¥4,800- 12本入
9	ベアレックス糸付縫合針 1/2R 17mm	4-0	17	1/2	▼	750	青 ポリエステル ブレード	734H (黒シルク)	¥4,800- 12本入
10	ナイロン糸付縫合針 3/8R 19mm	4-0	19	3/8	▼	750	青 ナイロン フィラメント	662G (黒シルク)	¥4,200- 12本入
★ オススメ 11	ナイロン糸付縫合針 1/2R 17mm	5-0	17	1/2	▼	750	青 ナイロン フィラメント	161G (黒シルク)	¥4,950- 12本入
マイクロスコープ用	Y6-0 ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 13mm	6-0	13	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	¥6,800- 10本入
	Y7-0 ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 10mm	7-0	10	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	¥7,500- 10本入
	Y8-0 ポリプロピレン糸付縫合針 1/2R 10mm	8-0	10	1/2	○	450	青 ポリプロピレン モノフィラメント	—	¥9,940- 10本入
	Y10-0 ナイロン糸付縫合針 1/2R 6mm マイクロスコープ使用時専用	10-0	6	1/2	○	250	黒 ナイロン フィラメント	—	¥14,800- 10本入

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

承認番号: ベアレックス糸付縫合針No.1B・4B 16000BZZ01949000/ブレードシルク糸付縫合針No.1・2・4・7 16000BZZ01950000/
ベアレックス糸付縫合針No.6・8・9 16000BZZ01949000/ナイロン糸付縫合針No.10・11 16000BZZ01909000/
ポリプロピレン糸付縫合針Y6-0・Y7-0・Y8-0 16000BZZ01951000/ナイロン糸付縫合針Y10-0 16000BZZ01909000(高度管理医療機器)

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎発売元:  株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-3845-2931 (器材営業本部)

◎製造販売元: 株式会社ベアーメディック



2011年9月/PRO/30/@50/新

(01)02747937009369