

新感覚! オーラルブラシ「ペロリーナ」。

目に見える効果。高性能ソフトタッチ舌ブラシです。

Oral Brush

ペロリーナ



●舌を傷つけない!


極細ナイロン素材をランダムにループ状に編み込んだブラシ部分が舌表面のデリケートな組織を傷つけないソフトな使い心地を実現。

●舌にぴったりフィット!

ヘッド部は便利な凹凸の両面仕様。
舌の形状に合わせ、凸面は舌の表面を、
凹面は舌の側面を磨け、
舌の構造にぴったりフィットします。

ヘッド部
(芯材+ブラシ材)

抗菌
仕様



◎患者様参考価格:715円(税込)

●新潟大学大学院医歯学総合研究科との共同研究開発

●お問い合わせは下記まで

表示価格は2021年3月現在の税込み価格です。

禁無断転載

販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ
TEL.0800-170-5541
<https://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937013267

C01766/2021年3月/PRI/20/@10/改