

患者さんに不快感を与えない新鮮なオレンジの香り。  
適切な咬合採得のための高い硬度ショアA硬度93を実現。



高い硬度で適切な採得が可能です。

- ◎寸法安定性に優れ、模型上での操作も快適。
- ◎硬化後もスムーズなトリミングが可能です。

操作性が違います！

- ◎ロングスパンのケースでも楽々操作できます。
- ◎軽い握力でディスペンサーからのバイト材が填入できます。
- ◎チクソトロピー効果で歯列に盛った時に垂れがありません。

# O-Bite

咬合採得用材料

オー・バイト



●オー・バイト◎標準価格:10,500円(オー・バイトカートリッジ/50mL×2個、オートミックスステップ12個)●一般的名称:歯科咬合採得用材料 届出番号:13B1X00005000013(一般)  
※使用に際しオートミックスディスペンサーが必要です。

◎販売元 ◀ 株式会社 **3M** 〒110-8507東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)



(01)02747937006443  
禁無断転載 C01686/2022年8月/PRI/1/◎10/改