

患者さんに不快感を与えない新鮮なオレンジの香り。

適切な咬合採得のための高い硬度ショアA硬度93を実現。



高い硬度で適切な採得が可能です。

◎寸法安定性に優れ、模型上での操作も快適。

◎硬化後もスムーズなトリミングが可能です。

操作性が違います！

◎ロングスパンのケースでも楽々操作できます。

◎軽い握力でディスペンサーからのバイト材が填入できます。

◎チクソトロピー効果で歯列に盛った時に垂れがありません。

O-Bite

咬合採得用材料

オー・バイト



●オー・バイト◎標準価格：12,470円(税別) (オー・バイトカートリッジ/50mL×2個、オートミックスステップ12個) ●一般的名称：歯科咬合採得用材料 届出番号：13B1X00005000013(一般)
※使用に際しオートミックスディスペンサーが必要です。

◎販売元 ◇株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507東京都台東区上野7-6-9 TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)

禁無断転載

C01686/2025年7月/◎10/改



(01)02747937012444