

寒天コンディショナー・練和器

カートリッジ専用ドライコンディショナー  
DCてきおん君カートリッジ ホワイト

単独プログラムで使い分け可能な2槽構造のドライコンディショナーです。コンパクトサイズなのに1度に20本のカートリッジをボイル・保存できます。10本ずつの2槽に分かれているため片方ではボイル、もう一方では保存をすることが可能です。また、カートリッジがヒーターに直接接触しないエアースペース加熱方式だから、温度のムラがなく、寒天を均一に加熱・保存します。



本体寸法 : W120×D143×H118mm  
重量 : 1.2kg  
電源 : AC100V 50/60Hz  
消費電力 : 170W  
予約タイマー : 99時間  
カートリッジ本数 : 20本



標準価格  
¥128,000 5801 396261

てきおん君ホワイト・てきおん君カートリッジホワイト共通

プログラムを選ぶだけの簡単操作。

プログラムNo.	ボイリング時間	設定温度
0 (フリープログラム)	1〜60分	※30℃〜80℃
1	12分	60℃
2	10分	60℃
3	12分	58℃
4	10分	58℃
5	12分	56℃
6	10分	56℃

※室温が高い場合、30℃近くの設定温度がコントロールできない場合があります。  
※てきおん君カートリッジ ホワイトは、2槽別々のプログラム設定はできません。

マイコン・ホットエアー・ドライコンディショナー  
DCてきおん君 ホワイト

寒天は小さな温度変化にも敏感です。数多くの実験データを基に開発された温度分布の槽形状を実現。専用マイクロコンピュータが7種類のお好み温度をワンタッチ選択、寒天の温度をコントロールします。



・てきおん君カートリッジ用ラック  
・収納カートリッジ本数:12本



本体寸法 : W143×D220×H211mm  
重量 : 1.8kg  
電源 : AC100V 50/60Hz  
消費電力 : 170W

標準価格  
¥120,000 5801 396254

アルギン酸練和器  
みきさん3

あらかじめ印象材と水をなじませる必要がなく、クリーミーな練和が可能です。練和方式は簡単練和とクイック練和が選択できます。



本体寸法 : W243×D305×H335mm  
重量 : 約25kg  
電源 : AC100V 50/60Hz  
消費電力 : 900VA  
練和容量 : 24〜110g (1〜4カップ)

標準価格  
¥325,000 5801 392171

販売名	一般的名称	医療機器認証番号・届出番号	製造販売元
ファインハイドロスティック・紫陽花 シリンジタイプ5/16"	歯科用寒天印象材	認証番号:219AFBZX00084000 (管理)	株式会社オムニコ 東京都中央区京橋2-11-6 京橋彌生ビル9階
ファインハイドロスティック・紫陽花 シリンジタイプ3/8"		認証番号:219AFBZX00083000 (管理)	
ファインハイドロスティック・紫陽花 カートリッジタイプ		認証番号:219AFBZX00082000 (管理)	
ファインハイドロスティック・紫陽花 詰替用		認証番号:219AFBZX00085000 (管理)	
ハイドロスティック・ブルーN シリンジタイプ5/16"		認証番号:219AFBZX00074000 (管理)	
ハイドロスティック・ブルーN カートリッジタイプ		認証番号:219AFBZX00072000 (管理)	
ハイドロスティック・ブルーN 詰替用		認証番号:219AFBZX00075000 (管理)	
ハイドロスティック・リーガルグリーン シリンジタイプ5/16"		認証番号:219AFBZX00078000 (管理)	
ハイドロスティック・リーガルグリーン カートリッジタイプ		認証番号:219AFBZX00076000 (管理)	
オムニカートリッジシリンジ	歯科用注入器具	届出番号:12B2X10003000005 (一般)	有限会社秋山歯科器具製作所 東京都台東区入谷2丁目37-2
ハイドロシリンジ5/16"		届出番号:12B2X10003000001 (一般)	
ハイドロシリンジ3/8"		届出番号:12B2X10003000002 (一般)	
DCクリアーシリンジ	歯科印象材用シリンジ	届出番号:13B3X00243000006 (一般)	株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9
デントクラフト・日の丸トレー	歯科印象採得用トレー	届出番号:13B1X00005000017 (一般)	
コーパージャルトレー		届出番号:13B1X00005000036 (一般)	
コー・回転トレー#99		届出番号:13B1X00005000033 (一般)	株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53
網トレー	歯科材料加温器	届出番号:09B2X00010000036 (一般)	
てきおん君カートリッジ		届出番号:14B2X90011000002 (一般)	
てきおん君		届出番号:14B2X90011000001 (一般)	藤栄電気株式会社 神奈川県横浜市都筑区大丸26
みきさん3	歯科用印象材混こう器	届出番号:26B2X10018000042 (一般)	デンケン・ハイデンタル株式会社 京都府京都市南区吉祥院石原京道町24-3

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年1月現在の税別価格です。

無断転載禁止

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月〜金 9:00〜17:30 土 9:00〜17:00  
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お取引歯科ディーラー名



(01)02747937015292

C01960/2026年1月/@40/改

**YOSHIDA**



DENTAL  
IMPRESSION  
MATERIAL  
CATALOG

連合印象材カタログ





紫陽花

流動性を持たせた  
高弾力タイプ

細部まで行き渡る優れた流動性と硬化後の強度・高弾性を併せ持ち、更にアルギン酸塩印象材とにより強固な接着性、石膏との相性を考慮に入れたハイグレードな寒天印象材です。

ブルー

流動性を持たせた  
標準タイプ

操作性に優れ、細部まで精密な印象が得られます。低いゲル化温度でゆとりの操作時間を確保。1982年の発売以来、変わらぬご愛顧を頂くスタンダードブランドです。

リーガルグリーン

流動性を抑えた  
高弾力タイプ

流動性をやや抑えた寒天含有率の高い寒天印象材です。ゲル化強度、弾力性の向上により、より精密で正確な再現性、安定した寸法精度を発揮します。ポストの印象に適しています。

寒天印象材

紫陽花

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃

①

②

③

④

寒天印象材

ハイドロスティック・ブルー

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃

①

②

③

④

寒天印象材

ハイドロスティック・リーガルグリーン

ゲル化温度:42℃ 保存温度:60~63℃

①

②

③

① シリンジタイプ 5/16"・3/8"

細部までスムーズにいきたる流動性、撤去時のちぎれが起きにくい高い弾力性を有しています。機能を追求したハイグレードな寒天印象材。

標準価格  
5/16" (94本入) ￥6,900 5801 731343  
3/8" (65本入) ￥6,900 5801 731351

② ブリスターパック 5/16"

紫陽花を1本ずつブリスターパックに入れました。雑菌混入がなく、品質の劣化を防ぎます。

標準価格  
(60本入) ￥4,400 5801 861372

③ カートリッジ

なめらかな流動性で操作性が良く、細部まで精密な印象が可能です。

標準価格  
(48本入) ￥6,100 5801 731368

④ カートリッジ詰替用

紫陽花カートリッジの詰替用です。

標準価格  
(72本入) ￥5,200 5801 731375

① シリンジタイプ 5/16"

なめらかな流動性で操作性が良く、細部まで精密な印象が可能です。

標準価格  
(94本入) ￥6,400 5801 727722

② ブリスターパック 5/16"

標準価格  
(60本入) ￥4,000 5801 861365

③ カートリッジ

標準価格  
(48本入) ￥5,300 5801 727804

④ カートリッジ詰替用

標準価格  
(72本入) ￥4,500 5801 727811

① シリンジタイプ 5/16"

流動性を抑えた、寒天の含有率の高い寒天印象材です。ゲル化強度、弾力性の向上により、より精密で正確な再現性、安定した寸法精度を発揮します。

標準価格  
(94本入) ￥7,250 5801 727957

② ブリスターパック 5/16"

標準価格  
(60本入) ￥4,400 5801 861380

③ カートリッジ

標準価格  
(48本入) ￥6,400 5801 727964

## 寒天印象用シリンジ カートリッジシリンジ

カートリッジタイプの印象材に使用するシリンジです。カートリッジの出し入れが容易で、操作しやすい設計です。

太曲、細曲、直の3種ニードル付

標準価格  
セット( 横入れ式1本入 ) ￥7,800 5801 753044

## 寒天印象用シリンジ クリアシリンジ

印象材の種類、残量がひとめでわかる透明ボディの寒天用シリンジです。空気・水分の混入を防ぐダブルパッキン方式で高精度な印象採得を実現します。

標準価格  
5/16" クリアシリンジ(1本入) 3S ￥9,600 5801 727302  
5/16" クリアシリンジ(1本入) 3L ￥10,100 5801 885890  
5/16" クリアシリンジ(1本入) 2S ￥9,600 5801 885901  
5/16" クリアシリンジ(1本入) 2L ￥10,100 5801 885918

## 有 歯 顎 用 ト レ ー デントクラフト・日の丸トレー

#UY12 #LY12

アルギン酸及びシリコン印象用トレー。日本人の顎に合わせて設計されています。特に歯肉頬移行部が低く設計されているのが特長です。

上顎用 下顎用

標準価格  
8個セット ￥61,000 5801 725995  
6個セット ￥45,900 5801 726556  
単品 ￥8,000

上顎用	単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
#UY11	5801 726008	86	62		
#UY12	5801 726015	76	61		
#UY13	5801 726022	75	56		
#UY14	5801 726030	68	54		

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

下顎用	単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
#LY11	5801 726047	81	65		
#LY12	5801 726054	78	63		
#LY13	5801 726061	75	60		
#LY14	5801 726079	73	59		

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

## 局 部 用 ト レ ー 回転トレー ( #99 )

#99

回転式トレー ( #99 ) は前歯部や臼歯の単冠及びブリッジの印象採得に使用できます。パーシャルトレーセットと使い分けることで、よりの確に印象採得できます。

標準価格  
単品 ￥7,400 5801 725504

単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
クラウン&ブリッジ	#99	5801 725504	58	32

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

## 寒天印象用シリンジ ハイドロシリンジ 5/16"・3/8"

より密閉性を高めたシリンジです。材質には、耐熱性に優れたジュラコン樹脂を採用し、プランジャーはダブルパッキン(5/16" のみ) で空気・水分の混入を防ぎます。

標準価格  
ハイドロシリンジ5/16" (1本入) ￥13,800 5801 727641  
ハイドロシリンジ3/8" (1本入) ￥13,800 5801 727633

## アルギン酸印象材除去液 DCトレークリーナー2

強力な洗浄力を持ち、トレーに付着したアルギン酸印象材を浸漬しておくだけで除去します。トレーの腐食・変色が少なく、手にもやさしいトレークリーナーです。

標準価格  
希釈率:20倍 内容量:2,000mL入  
￥4,500 5801 878941

## 局 部 用 ト レ ー パーシャルトレー

#31 #32 #33

上顎前歯用 ( #33 )、下顎前歯用 ( #32 )、左右の切歯及び臼歯用 ( #30、#31 ) の4個組セットです。穴あきタイプのトレーですから、アルジネート及びシリコン印象材をより確実に保持します。

セット内容 4個入 左右片顎用: #30、#31 下顎前歯用: #32 上顎前歯用: #33

標準価格  
セット ￥27,600 5801 725162  
単品 ￥7,400

単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
上顎左/下顎右	#30	5801 725170	44	62
上顎右/下顎左	#31	5801 725187	44	62
下顎前歯	#32	5801 725194	64	38
上顎前歯	#33	5801 725205	67	37

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

## 有 歯 顎 用 ト レ ー 全顎用網トレー

#99

標準価格  
単品 ￥3,600

上下顎セット AAセット ￥7,200 5801 677575  
Aセット ￥7,200 5801 677582  
Bセット ￥7,200 5801 677590  
Cセット ￥7,200 5801 677601

上顎用	単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
上顎用AA	5801 677689	70	67		
上顎用A	5801 677625	70	63		
上顎用B	5801 677640	65	60		
上顎用C	5801 677664	65	53		

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)

下顎用	単位mm	トレーNo.	コード No.	A	B
下顎用AA	5801 677671	71	67		
下顎用A	5801 677618	70	60		
下顎用B	5801 677632	66	55		
下顎用C	5801 677657	67	50		

※表中の値は標準値(許容範囲:±5mm)