

プロフィーカップ
&
ブラシ

薄くてソフトなプロフィーカップなら、
歯肉縁下の清掃も軽いタッチでラクラク。

NON LATEX!!

本商品は、ラテックスを
使用していません。



(使用例)

プロフィー コントラ
ハンドピース
8M II A

扱いやすいスリムヘッドだから、
さまざまな部位でも操作がラクラク。

DCプロフィー
ペースト
グラッシ

これ1本でクリーニングから
ポリッシングまでラクラク。

歯肉縁下のクリーニングもラクラクこなす。
ハイジニストと患者さんにやさしい、PMT C スターターキット。

PMT C スターターキット II A ペーストセット

●PMT C スターターキット II A ペーストセット ●標準価格：65,600円 ●キット内容：◎プロフィーコントラハンドピース8M II A
◎プロフィーカップ (#101、#103、#104、#105、#106) 各12個 ◎プロフィーブラシ (#110、#114) 各12個 ◎DCプロフィーペーストグラッシ1本

さらに充実、さらに使いやすくヨシダのPMTTCシリーズ

歯面清掃用 プロフィーカップ&ブラシ

PROPHY CUPS&BRUSHES

ハードからソフトまで硬さが使用部位に応じて選択できます。

プロフィーカップ					プロフィーブラシ	プロフィーポイント
ハードタイプ		カップの硬さ			ソフトタイプ	
●103: シックスウェーブ 困難な着色や 歯垢を除去	●105: リップ&ウェーブ 歯肉縁下の クリーニングと 成熟した バイオフィルムの除去	●101: リップ 歯肉縁下のみの クリーニング	●104: スクエアリップ&ウェーブ カップが薄く伸びが 良いので歯頸部や 歯肉縁下にも入る オールマイティータイプ	●106: ピドリブ 叢生部、下顎前歯、 歯根露出部、矯正、 小児患者に	●110:テーバーブラシ ●114:フラットブラシ ●211:メタルベース 小窩裂溝の クリーニングに	●108S:ソフトタイプ ●108H:ハードタイプ この先端が歯間部や ファークーション部に ジャストフィット。 ソフトタイプ ハードタイプ
●単品価格:◎プロフィーカップ 各990円(12個入)・各9,500円(144個入)◎プロフィーブラシ 各2,575円(12個入)・プロフィーブラシ110、114各24,720円(144個入) ◎プロフィーポイント 各1,230円(12個入)						
◎一般的な名称:歯磨きカップ、歯科予防治療用ブラシ、歯磨きカップ ◎届出番号:13B1X00005000014(一般)、13B1X00005000016(一般)、13B1X00005000015(一般) ◎製造販売元:株式会社ヨシダ ◎製造元:ALLPRO INC.						

スリムヘッド プロフィーコントラハンドピース 8MIIA

PROPHY CONTRA ANGLE HANDPIECE


スリムヘッドだから術視野を十分に確保してクリーニングが行えます。ラウンドヘッドなので軟組織を傷つけません。



自社比較



選べるネックタイプ



ネック部が通常タイプより10mm長いロングヘッドタイプもございます。

YWコントラハンドピースをお使いの皆様へ
PMTTCを行う際には、専用ハンドピースをご使用ください。専用ハンドピース以外でPMTTCを行うと研磨剤がヘッド内部に入り込み故障の原因となる可能性があります。

●標準価格:55,000円 ◎一般的な名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース ◎販売名:コントラハンドピース8M◎承認番号:20900BZZ00015000(管理医療機器 特管) ◎製造販売元:株式会社吉田製作所

2トーン染出剤 プラクサーチ

PlaqSearch

2色に染まる染め出し剤。
磨き残し・磨き癖がわかります。



古いプラークは青

石灰化が始まったプラークは青く染まります。

(付着して12時間以上経過したプラーク)

新しいプラークは赤

比較的新しく付着したプラークは赤く染まります。

(12時間未満に付着したプラーク)

●標準価格:◎プラークサーチタブレット(10錠入)450円
◎輸入元:株式会社ヨシダ

DCプロフィーペースト グラッシ

GLACIS

これ1本で
クリーニングからポリッシングまで。



天然歯には

●標準価格:2,480円(100g入り)
◎一般的な名称:歯面研磨材
◎販売名:DCプロフィーペースト グラッシ
◎届出番号:27B1X00039104700(一般医療機器)
◎製造販売元:カポデンタルシステムズジャパン株式会社

インプラントメンテナンス用ペースト

IMPLANT PASTE

フッ素含有なし、
RDA9.8のインプラント専用ペースト。



インプラントには

●標準価格:1,880円(45g入り)
◎一般的な名称:歯科用研磨材
◎販売名:インプラントペースト
◎届出番号:27B1X00039104500(一般医療機器)
◎製造販売元:カポデンタルシステムズジャパン株式会社

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ●価格は2023年3月現在。消費税は含まれておりません。 禁断転載

ユニット・歯科材料・滅菌などお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

