## 2色に染まる 染出了

## 染まり分けの目安はおおよそ12時間



石灰化が始まった プラークは 青く染まります。

(付着して12時間以上経過したプラーク)



比較的新しく付着した プラークは 赤く染まります。

(12時間未満に付着したプラーク)

## なぜ2色に染まるのでしょう?

プラークは歯面に形成され始めるときは柔らかく、 12時間以上経過すると硬くなり始め、石灰化が起こりスポンジ状になります。 そのため古いプラークは多孔性となり色素を多く吸収し青くなり、 新しいプラークは色素をあまり吸収せず赤くなります。

- ①磨き残し・磨き癖がわかります。
- ②患者さんのモチベーションアップに繋がります。
- ③ブラッシング指導が行いやすくなります。





▶標準価格:◎プラークサーチ タブレット(10錠入)450円 [435757] ◎プラークサーチ 液タイプ(30mL)1,750円 435764

●発売元: ◆◇→ *株式会社 ヨシ野* 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL.03-6880-2155(サポートセンター)

**埜無**斯転載 C01522/2017年9月/PRI/10/@10/改/KE

