

# お子様のう蝕予防のつよい味方。

シーラント材 デントクラフト キッズフレンズ。





デントクラフト キッズフレンズ  
キット



デントクラフト キッズフレンズ  
シリンジ単品




- ★光重合型のシーラント材です。
- ★適度な流動性で小窩裂溝深くまで充填できます。
- ★お子様の口腔内で操作しやすく、コントロールしやすい極細チップを採用。




## デントクラフト キッズフレンズの使用ステップ



歯面清掃を行います



エッチング



充填



光重合後

DENTCRAFT®

高分子系歯科小窩裂溝封鎖材

# デントクラフト キッズフレンズ


- 標準価格：6,800円(デントクラフト キッズフレンズ キット)  
2,500円(デントクラフト キッズフレンズ シリンジ単品)
- キット内容：
  - ◎デントクラフト キッズフレンズ 1.2mL×2本 ◎デントクラフト ファインエッチ 1.2mL×2本
  - ◎ディスクボーザルチップ(キッズ フレンズ用・ファインエッチ用)×各10本
- デントクラフト キッズフレンズ シリンジ単品内容：
  - ◎デントクラフト キッズフレンズ 1.2mL ◎ディスクボーザルチップ×5本
- 一般的名称：高分子系歯科小窩裂溝封鎖材 ●販売名：デントクラフト キッズフレンズ
- 認証番号：225ACBZX00045000(管理医療機器)

※色調は印刷のため現品と異なることがあります。また、仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造販売元：



〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9  
TEL.0800-170-5541(コンタクトセンター)  
<http://www.yoshida-dental.co.jp>



(01)02747937010945  
C01560/2022年3月/PRI/10/@10/再