

小型全自動タイプ高圧蒸気滅菌器

スーパークレーブ HE150-Y



メインの滅菌器が故障した際のバックアップとして
もしもの時にも診療を止めることはありません。

短時間で滅菌したいときに

最短20分のフラッシュ滅菌器として使用可能。※乾燥工程無しの場合

通常時にはサブの滅菌器として

2台の滅菌器を使用することにより、効率よく滅菌ができます。



標準価格:402,000円(税別)

●標準装備



簡易カスト



2段ラック

●仕様

販売名	: スーパークレーブHE150
電源電圧	: AC100V 50/60Hz
消費電力	: 0.65Kw
外形寸法	: W328×D428×H285mm(取っ手含まず)
滅菌槽寸法	: 150φ×270mm
滅菌温度	: 121℃/132℃
乾燥時間	: 0~99分まで変更可
滅菌時間	: 132℃-5分/121℃-20分
重量	: 14Kg 冷却水含まず
一般的名称	: 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
承認番号	: 21900BZX00225000(管理 特管)

※カタログ掲載の商品仕様は、改良等により予告なく変更する場合があります。
※価格は2022年8月現在の税別価格です。

☆安全に関するご注意

- ◎ご使用前に「添付文書」、「使用説明書」を十分お読みの上、正しくお使いください。
- ◎アルコール・ガスなどの可燃性のものは爆発の可能性がありますので滅菌しないでください。
- ◎電源コンセントはAC100V15A以上の単独専用配線でご使用ください。
- ◎滅菌層は高圧(0.2MPa)になります。2年に1回の定期点検を行ってください。
- ◎性能を維持するため定期的なお手入れを行ってください。
- ◎インジケーターを使って定期的な滅菌状態の検査を行ってください。
- ◎感電防止のため、アースの付いた医療用3Pコンセントをご使用ください。

●販売元 / 株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ: **0800-170-5541**

対応時間: 月~金 9:00-19:00 土 9:00-17:00 (日曜・祝祭日を除く)

●製造販売元 / ヒルソン・デック株式会社 埼玉県鴻巣市宮前 547-1



(01)02747937013458

C01787/2022年8月/10/PRI/1/改