


使えばわかる シックルスケーラー。

シャンクの角度を変えることにより、術視野を確保しました。

この角度が使いやすさの理由です。



オフセットシックル N67

シャンクに角度があるため、術視野が確保されています。



従来のシックルスケーラー

今までは、術視野が妨げられていました。

シャンクの角度を変えることにより、術視野を確保しました。

N67J-10/10°(前歯部～小臼歯部)、N67J-15/15°(隣接面・捻転歯)、N67J-20/20°(臼歯部)の3種類。

症例に合わせてシャンク角度が選べます。

またブレード幅を薄く小さくすることで歯肉を傷つけにくく、

狭い歯間部にもより正確にアクセスできるため制度の高いメンテナンスが行えます。

メンテナンス用

エルゴノミックデザインインスツルメント

ノーデント デュラライト CRH シリーズ

デュラライト オフセットシックル N67



施術部が見えるからより安全に、的確にアクセスできます。



N67J-10 シャンク角 10度

前歯部～
小白歯部の
メンテナンスに



同じ前歯部でも
シャンク角を使い分けることで
より精度の高い
メンテナンスが行えます。

N67J-10



N67J-15 シャンク角 15度

隣接面・捻転歯や
叢生歯の
メンテナンスに



N67J-15



N67J-20 シャンク角 20度


最後臼歯部の
メンテナンスに



N67J-20



シャンクの角度でより確実にアクセス。



歯肉を傷つけにくいブレード幅。



より精度の高いメンテナンスが可能に。



●一般的名称：歯科用スケーラ ●販売名：デュラライトCRHスケーラ ●届出番号：13B1X00005000028（一般医療機器） ●標準価格：各7,990円（税別）

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※価格は2023年3月現在。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

◎製造販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

<https://www.yoshida-dental.co.jp>

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問合せ：**0800-170-5541**

対応時間：月～金 9:00-17:30 土 9:00-17:00（日曜・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

歯科医院様専用フリーダイヤルのため、お問合せは固定電話専用となっています。

携帯電話からは 03-6880-2155 にお問合せください。



(01)02747937012161
C01675/2023年3月/PRI/@20/改