

前歯・臼歯の小さな窩洞にも すばやく使えるCR充填器。

Nordent
MANUFACTURING INC.

L-RT




先端が薄く丸いので隣接面での付形も容易に行えます。
また先端が湾曲していることにより、歯頸部の形態修正も容易です。



26T


先端は薄く
(実寸0.2mm)
湾曲しています。



L-RTより先端の長さを約半分、幅を3/4に縮小。
より細部にアクセスでき、細かな形態修正に威力を発揮します。



28T



左右の先端が大きさの異なる円錐形で
咬合面の形成に役立ちます。



ノーデント デュラライトCR充填器シリーズ

L-RT

26T

28T

●標準価格：L-RT / 26T / 28T / 各7,980円(税別)

◎一般的名称：歯科用充填器◎販売名：デュラライトCR充填器◎届出番号：13B1X00005000052(一般)

