

気泡が入りにくく

練和しやすい透明ラバーのミキシングボール。



気泡の  
混入具合が  
一目で  
わかります。

握った手に  
なじんで  
操作しやすい  
ハンドル部。



練和操作のしやすい柔らかなラバーを使用。

透明なので気泡の混入具合も一目瞭然です。

アルギン酸の量にあわせて、2種類の大きさのラバーボールをご用意しました。

握った手になじみやすいスパチュラと併せてご使用ください。

練和用ボール&スパチュラ カラーミキシングボール&カラースパチュラ

●サイズ:カラーミキシングボール(大)・直径12.2cm/カラーミキシングボール(中)・直径10.5cm/スパチュラ・長さ18.5cm●カラー:カラーミキシングボール・ブルー、レッド、グリーン/スパチュラ・ブルー、ピンク、グレー

© 発売元:(株)ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9