

指にフィットするエルゴノミックデザイン採用のハンドル部。
手指に伝わる情報の違いが実感できます。
#06サイズをラインナップして、根尖の探索により威力を発揮します。



フランスMM社がリリースした [MMC Kファイル] は同社インスツルメントの機械研削技術による特長である「金属疲労が少なく耐久性を高め、変形や破折の軽減」など穿通能力を追求したシリーズです。
#06のサイズをラインナップし、より細い根管や狭窄部の治療を充実させます。
またISOカラーコード対応でインスツルメント選択が容易です。


#06サイズを
ラインナップ。
根尖の探索に
威力を発揮します。



腰が強く
複雑な湾曲根管に
対応できる
フレキシブルさ。

根管内における
破折の心配を
軽減させます。
また洗浄・滅菌に対応。

操作感がよく
手指へ伝わりやすい
新形状の
エルゴノミックハンドル。






穿 通 と い う 名 の フ ァ イ ル
MICRO-MEGA Catheterism
MMC Kファイル






MM根管治療用インスツルメント[手用]が ISO規格タイプになって登場。






MMリーマー		サイズ																				
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	21mm	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	21mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	25mm	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	25mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	29mm	●	●	○	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	29mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													




●1プレート：6本入
●長さ：21mm、25mm、29mm
●アソート：各1本入
●標準価格：
○08～10/3,350円○15～50/2,900円
○55～80/3,800円
○一般的名称：歯科用根管リーマー
○届出番号：13B1X00005000008（一般医療機器）

MMファイル		サイズ														※MMファイル サイズ15の単品はございません。						
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	21mm				○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	21mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	25mm				○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	25mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	29mm				○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●							
	29mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													

●1プレート：6本入
●長さ：21mm、25mm、29mm
●アソート：#1-15のMMCKファイル、20～40各1本入
#2、#3各1本入
●標準価格：
○20～50/2,900円○55～80/3,800円
○一般的名称：歯科用ファイル
○届出番号：13B1X00005000006（一般医療機器）

MMC Kファイル		サイズ																				
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	21mm	●	●	○	○																	
	21mm アソート	アソート:2,900円																				
	25mm	●	●	○	○																	
	25mm アソート	アソート:2,900円																				
	29mm	●	●	○	○																	
	29mm アソート	アソート:2,900円																				

●1プレート：6本入
●長さ：21mm、25mm、29mm
●アソート：08～15各2本入
●標準価格：
○06、08、10/3,350円○15/2,900円
○一般的名称：歯科用ファイル
○届出番号：13B1X00005000005（一般医療機器）

MM Hファイル		サイズ																				
		06	08	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
	21mm	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	21mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	25mm	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	25mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													
	29mm	●	●	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●
	29mm アソート	アソート#1:2,900円							アソート#2:3,600円													

●1プレート：6本入
●長さ：21mm、25mm、29mm
●アソート：各1本入
●標準価格：
○08～10/3,600円○15～50/2,900円
○55～90/3,600円○100～140/3,800円
○一般的名称：歯科用ファイル
○届出番号：13B1X00005000007（一般医療機器）

MMC Kファイル

- サイズ：06、08、10、15 ●長さ：21mm、25mm、29mm ●1プレート：6本入 ●標準価格：○06、08、10/3,350円○15/2,900円 ●アソート：(08-15) 2,900円
- 一般的名称：歯科用ファイル ●届出番号：13B1X00005000005（一般医療機器）

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※価格には消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

製造販売元/  株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL:03-3845-2931(器材営業本部)



(01)02747937010426

2014年2月/明/50/◎20/改