

[エアースケーラー] ルーティ専用

# フィニッシングバーホルダー K



01

## エアーによる振動切削

回転切削ではなく振動により切削するため、必要最小限の切削量で済みます。



02

## ヘッドがコンパクト

タービンヘッドと比較するとネックが細いため、視野が確保できます。



03

## 手元でコントロール

パワーも水量も手元の調整リングで簡単にコントロール。

販売名：ルーティ 560 一般的名称：歯科用エアースケーラー 認証番号：20700BZZ00045000（管理 特管）製造販売元：㈱ミクロン 東京都大田区池上 2-17-7 販売元：（株）ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9


### ルーティ専用 フィニッシングバーホルダー K セット

セット内容：ホルダー 1 個、ホルダー用チャック 1 個  
標準価格：12,000 円



### ルーティ専用 フィニッシングバー

- A, B, C (各 5 本入)  
標準価格：各 5,000 円
- DHA1, DHA2, DHA3, DHA4  
(各 5 本入)  
標準価格：各 6,000 円



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2021年4月現在の税別価格です。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 ± 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937015650

C01998/2021年4月/PRI/10/@/10/改