

DENTCRAFT.

BEST SURGE

高周波電気メス／ベストサージ

- チップの付け替えが容易なハンドピース
- モードが一目でわかるLEDランプ
- どの方向から踏んでも作動するフットスイッチ




使いやすさとコンパクト化を追求。

標準価格 **¥198,000**

操作性に優れたハンドピース



[モード選択] LEDランプで波形モードを一目で確認できます。



[パワー選択] ダイアル式のパワー調節。認識しやすいLEDランプ表示。

フットスイッチ

360°どの方向から踏み込んでも作動するフットスイッチで、治療に専念できます。



チップ収納ケース

そのまま滅菌器に入れられるケースです。




セット内容



セット内容：
ベストサージ本体、チップ収納ケース、チップ#2・#15・#34 各1本

ベストサージ専用チップ一覧

付属の#2・#15・#34以外にも18種類のチップがありますので、豊富な症例に対応できます。



ベストサージ 仕様

- 標準価格:198,000円 ●本体寸法:W150mm×D193mm×H80mm ●重量:1,160g ●電源:AC100V±10% 50/60Hz ●消費電力:80VA ●周波数:1MHz
- 出力切替:①切開波形 ②凝固波形
- 販売名:ベストサージ TME-701型 ◎一般的名称:一般的電気手術器 ◎承認番号:21300BZZ00083000(管理 特管)
- ◎製造販売元:藤栄電気(株) 神奈川県横浜市都筑区大丸26

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

価格は2024年9月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●取扱店

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937016015

C02034/2024年9月/20/改

●製造販売元:藤栄電気(株) 神奈川県横浜市都筑区大丸26 ●発売元:株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9