

# Q-Powder +

Qパウダー プラス

エリトリールが主成分のQパウダー プラス。  
粒子が細かいので、インプラント周囲の清掃にもおすすめです。

- 組織を傷つけにくい、平均粒径:14um
- エリトリールによるソフトな研磨効果と滑沢な仕上がり
- 歯肉付近やインプラント周辺部の清掃
- バイオフィルムや軽度のステイン除去

## エリトリールとは

- 糖アルコールの一種です。
- 食品にも広く用いられている物質です。
- 非う蝕性で、カロリーがほとんどありません。

Qパウダープラス 標準価格:4,900円(120g)

一般的名称:歯面研磨材  
届出番号:13B1X00005000246(一般)  
製造販売元:株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9



YOSHIDA



家族の笑顔は、  
健康的な白い歯から。

# QUICK JET

歯面清掃器 | クイックジェット

塩辛いパウダーだから、  
大人も子どもも安心して使用することができます。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。表示価格は2024年3月現在の税別価格です。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



C01326/2024年3月/PRI/3/@40/改



## 健康的な“白い歯”は、すべてを“笑顔”にさせる。

～新たに広がるクイックジェットの可能性～

クイックジェットのジェットストリームの力で、歯面の汚れを効果的に除去。

パウダーは、主成分をエリトリールとするQパウダー「プラス」、炭酸水素ナトリウムを主成分としたQパウダー「レモン」と「オレンジ」の5種類をご用意。症例に応じて使い分けでき、歯面清掃に新たな可能性が広がりました。



歯科医院の“トータルケア”で、患者さんに安心と信頼を。

頑固に付着したステイン・小窩裂溝の清掃には、Qパウダーレモン・オレンジで効率よく除去。



舌側面のステイン除去



小窩裂溝のステイン除去



デリケートな歯肉辺縁も、Qパウダー プラスなら歯肉を傷つけにくく、より確実にプラーク除去。



歯頸部のプラーク除去



矯正装置周辺の清掃(術後)



歯肉炎の患者さんの清掃(術後)



歯面清掃器  
クイックジェットM

ハンディタイプで設置も簡単。  
豊富なカラーバリエーションで医院を彩ります。



### タービンジョイントに簡単接続

タービンホースに接続できるため、タービン感覚で手軽にクリーニングが行えます。



### 操作性が高く、無駄のないデザイン

パウダー収納部を上部にデザインすることで操作性が向上。保持角度が変わってもパウダーが均一に噴射されます。



### 洗浄パワーがアップ

ノズルの穴が小さくピンポイントで噴射でき、短時間で効率よくクリーニング可能。またヘッド部が回転するため、本体を持ち変えることなくクリーニングが行えます。

## カラーバリエーション



アイボリー



ブラック

ハンドピース寸法 193mm  
 本体重量 132g(パウダー別)  
 パウダー消費量 4g/min(手元圧0.4MPa時)  
 空気消費量 10L/min(手元圧0.4MPa時)  
 水流量 40mL/min  
 セット内容 クイックジェットM1台 Qパウダーレモン(10g×36袋)  
 クリーニングワイヤー1本 ヘッド部Oリング(予備)1個  
 パッキン(予備)1個 Qドレープ3枚

一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具  
 認証番号:21900BZX00750000(管理医療機器)  
 標準価格:156,000円  
 製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7

頑固なステイン除去に。



Qパウダー レモン  
(10g×36袋)  
標準価格:4,300円



Qパウダー オレンジ  
(10g×36袋)  
標準価格:4,300円

パウダー飛散防止に。



Qドレープ(50枚入)  
クイックジェット用穴あきドレープ  
標準価格:7,960円