


YOSHIDA

緻密でタフな  
超音波  
スケーラー


ピエゾ  
piezo SII

## 交換時期がわかりやすいチップ



チップの消耗具合を確認する、交換時期ラインをマーキング。


チップ SC11、PE11、PE21は、  
ピエゾ SII と プチピエゾ の 共通部品です。



歯肉縁上・歯肉縁下  
3mmまでの歯石除去



歯面、歯肉縁上の  
歯石除去



歯肉縁下10mmまで  
の歯石除去



# 使いやすさを 追求

ピエゾ  
**piezoSII**



## 照明

照度40,000lx以上、演色性Ra85以上。  
注水下でも視認しやすい演色性高い白色光源。




## 握りやすいボディ

ミゾが滑り止めになって握りやすい。  
ボディの重量バランスがよく、ホースに引っ張られない  
ため、繊細な治療をサポート。



# お手入れ、メンテナンスに優れた 耐久性能の高いモデル



## 部分修理可能

チップ接続の部分修理が可能に。



## 作業効率アップ

交換時期がわかるチップで作業効率を発揮。

## 強化アルミ ボディ採用

アルコール清拭に強く汚れが  
落ちやすい。繰り返し滅菌  
(オートクレーブ)に強い。

販売名：ピエゾSII 一般名称：歯科用多目的超音波治療器 認証番号：227AKBZX00076000(管理 特管) 製造販売元：株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00  
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937020807

C02511/2023年5月/@20/10/新