

YOSHIDA

ビルトインタイプのプチピエゾIハンドピースを
替えるだけで進歩します!!

強化アルミボディ採用

piezoSII

199627 標準価格 **58,000** 円 (税別)

※DCプチピエゾには使用できません。

セット内容

- ハンドピース 1本
- トルクレンチ 1個
- チップ 3本(PE21,SC11,PE11)



プチピエゾI
ハンドピース

ピエゾSII
ハンドピース



プチピエゾI
ホース




ピエゾSIIハンドピースは、
お使いのプチピエゾIのホースに
接続が可能です

ランニングコストの軽減

超音波スケーラーハンドピースで最も多い修理箇所はチップ接続部。
従来はハンドピース一式交換でしたが、ピエゾSIIハンドピースは
チップ接続部のみ交換可能。

握りやすいボディ


ボディの重量バランスがよく、ホースに引っ張られないため、
繊細な治療をサポート。



チップラインナップ

		先端断面形状	スケーリング部位	標準価格(税別)	
コードNo. 443622			歯肉縁下10mmまで	16,200円	製品同梱
コードNo. 443615			歯肉縁上 歯肉縁下3mmまで	15,300円	製品同梱
コードNo. 443608			歯面 歯肉縁上	12,000円	製品同梱
コードNo. 209085			歯肉縁下6mmまで	8,700円	
コードNo. 209078			歯肉縁上 歯肉縁下3mmまで	8,700円	
コードNo. 209061			歯面 歯肉縁上	8,700円	

交換時期がわかりやすいチップ



チップの消耗具合を確認する、交換時期ラインをマーキング。

チップ SC11、PE11、PE21は、
ピエゾSIIとプチピエゾの共通部品です。



販売名：ピエゾSII 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 認証番号：227AKBZX00076000(管理 特管) 製造販売元：株式会社吉田製作所 〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937021835

C02613/2026年1月/@20/改