

だ・か・ら、やっぱり!!

水アカ除去!


ユニット用
除菌水フィルター

ユニポア

赤錆除去!


ユニポアは **最大孔径0.1ミクロンの中空糸膜フィルター** により、
赤錆・水アカを除去し、**きれいな水をつくります!!**

使用直後



顕微鏡写真で見ても、フィルター表面はきれい

交換時期



フィルター表面が錆などをキャッチ

水が通るユニット内部のタンクを切断してみると・・・

ユニポア 使用



ユニポアで水の汚れを
キャッチしているので、
タンクもキレイです!!

ユニポア 未使用



患者さんは、
ここを通った水で、
治療されたく
ありませんよね!

この機会にノーバックキット交換用
エアフィルターの交換もご検討ください

●標準医院価格：6,500円

タービン使用時排気エアのオイルを
キャッチする大切なフィルターです



ノーバックキット交換用エアフィルター



ユニットテーブルの下に設置しています。

6ヶ月以上経過していたら、交換をお勧め致します。

※フィルター交換は6カ月が目安ですが、地域や季節により水質が変動し、耐久期間が異なる場合があります。