


# ユニット用除菌水フィルター ユニポア

ユニポアは、**最大孔径 0.1μmの中空糸膜フィルター**により、  
水アカ・赤錆を除去し、**きれいな水をつくります。**




標準価格：33,500円（税別）

## 使用直後



電顕写真で見ても、フィルター表面はきれい

## 交換時期（目安：6ヶ月※）



フィルター表面が錆などをキャッチ

※地域や季節により水質が変動し、耐久期間が異なる場合があります。

この機会にエアーフィルターの交換も  
ご検討ください

微細なほこりや異物を除去し、ユニット内のエアー回路を保護します。  
清浄なエアー環境を保つため、定期的な交換を推奨いたします。



（吉田製作所 ユニット用）  
1年交換



（吉田精工 ユニット用）  
半年交換

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

無断転載禁止

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00  
（日曜・祝祭日を除く）

●発売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937003459

C00870/2026年1月/@10/改