



すべての診療に
「心地いい」を

◎発売元:

株式会社 **ヨシダ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

製造販売元: 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660

●販売名/◎U17ユニット ◎一般的名称: 歯科用ユニット ◎認証番号: 228AG8ZX00084000 (管理 特管 設置) ※ノバセリオplusの販売名は"U17ユニット"です。
※本カタログに掲載の商品仕様および価格は、改良等により、予告なく変更する場合がございます。また色調は実際の商品と異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)




(01)02747937015735

C02006/2021年5月/PRO/30/@80/改

シンプルプラスでいこう ノバセリオ

ノバ セリオPlusは

カンタータイプとステップタイプ、
2種類のチェアタイプと4種類のテーブルタイプ、
計8種類からお選びいただけます。



Contour type

カンタータイプ 1 型
ベースマウント



Step type

ステップタイプ 1 型 ベースマウント

さらにLED无影灯やFukka-Fukaシート、シートカラー
各種インスツルメントなどオプションを含め
さまざまな想いをカスタマイズできます。





先生、スタッフ、患者さんに優しい機能が充実。
みんなを笑顔にする工夫を
たくさんご用意しました。

Contour type

カンタータイプ2型 オーバーアーム



みんなに優しい充実した機能



使いやすいテーブルスイッチ

従来よりもパネル部分は大きく、スイッチは用途別に4色に色分けして間隔を広く設計。診療中の押し間違いを防ぎ、自然な操作をサポートします。回転数などを設定できるメモリー・ロックスイッチを追加しました。

数値で見やすい VFD表示モニター（オプション）

数値で表示されるため、マイクロモーターの回転数表示やタイマーの設定状況などが一目瞭然。



2ハンド診療対応アシスタントハンガー

2ハンド診療対応アシスタントハンガーを標準装備。
アシスタントハンガーの稼動域が広く先生の診療をサポートします。



取り外しができるうがい鉢

清潔感のあるユニット部は、患者さんに安心して治療を受けていただけるデザインです。
患者さんから見えるところを清潔に保つお手伝いをします。



LED无影灯Lライトを 標準装備



インフォームド Consentを行える LED无影灯「ルキオン」

前面にミラーパネルを採用したことにより、患者さんにより直接的な説明をすることができます。
（オプション）



ルキオン12（オプション）



ルキオン24（オプション）


全8種のユニットバリエーション。

チェアタイプ2種、テーブルタイプ4種。計8バリエーションからお選びいただけます。

チェアタイプ

カンタータイプ

ステップタイプ




テーブルタイプ

[1型] ベースマウント

[2型] オーバーアーム

[3型] カート

フライングアーム



ステップタイプ [1型]



カンタータイプ [2型]



[3型] カート



フライングアーム

やさしいチェア。

快適に治療を受けてもらうために、安らぎと安心感をもたらす座り心地を提供。




ステップチェア

カンターチェア



優しくスタート&ストップ
ショックレスチェア

チェアを動かす際の振動や音を大幅に軽減。
患者さんに恐怖を与えることなくリラックスしていただき、穏やかな診療空間を演出します。



背骨のS字カーブに沿った形状で
体をささえるランバーサポート


背骨のS字カーブにシートがフィットする形状です。
楽な姿勢で診療を受けていただけます。
※ノーマルシート対応

さまざまな機能。

頸椎保持型2軸ヘッドレスト
(標準)



電動ヘッドレスト
(オプション)



フラッシング機能

口腔内に入るすべてのインスツルメント類とコップ給水の滞留水を自動サイクルで排出します。簡単な操作で水回路をクリーンに保ちます。
(フラッシングボールはオプション)



フットコントローラー／
横スライド踏み込み式



フットコントローラー／
930型(オプション装備)



フットコントローラー／
55型(オプション装備)



ユニボア／エア除菌フィルター

ユニボアは最孔径0.1ミクロンの中空糸膜フィルターにより、赤錆・水アカを除去しきれいな水をつくります。エア除菌フィルターは、エアをきれいに保ちます。



インスツルメント

(オプション)



ワイレンジマイクロモーター
マイクロモーター 40is-LUX
●認証番号:227A0BZI00008000
(管理 特管)



光付きマイクロモーター
マイクロモーター ジェエフワン40DS-LUX
●認証番号:21000BZZ00052000
(管理 特管)



5倍速光付マイクロモーターハンドピース
YW SV200MLXS
●認証番号:219AKBZX00160000
(管理 特管)



超音波スケーラー
プチピエゾ2 (光付き、光なし)
●認証番号:220ACBZX000500000
(管理 特管)



超音波スケーラー
ピエゾS II
●認証番号:227AKBZX00076000
(管理 特管)



エアスケーラー
ポピー
●認証番号:231AKBZX00013000
(管理 特管)



エアースケーラー
サリー
●認証番号:21400BZZ00149000
(管理 特管)



クイック・エアスケーラー・根管拡大・洗浄装置
ルーティン560-YL-Neo
●認証番号:20700BZZ00045000
(管理 特管)



サブソニックブラキシシステム
ユリー
●認証番号:226AKBZX00111000
(管理 特管)

その他

(オプション)



マウス・テンキー置き
(マウス単独も可能)



ガスバーナー／GB-II β-1



ティッシュボックス



メンテナンスフリーセパレーター
セバマチック



タテ型ハンガー
(フライングシステムは除く)

ユニットカラーカバー

(オプション)

ブルーメタリック



ボルドーメタリック



ブラックメタリック



シルバーメタリック



チェアカラーカバー

(オプション／カンタータイプのみ)

ブルーメタリック



ボルドーメタリック



ブラックメタリック



シルバーメタリック



シートカラーバリエーション

ノーマルシートカラー
(標準色)



ブラック



ピーチピンク



スノーホワイト



ダークブルー



ウォーターブルー



アップルグリーン



サマイイエロー

ノーマルシートカラー
(オプション)



グリーン
メタリック



ボルドー
メタリック



ブラック
メタリック

ふっかふか
Fukka-Fukaシート
カラー
(オプション)



フレンチ
ベージュ



リッチ
ブラック



イタリアン
レッド
(特注色)

※Fukka-Fukaシートは特注色も含めて全13色ございます。