


ヘッド高 14.6 mm ヘッド径 10.0 mm

YN200MLX

光付 4点注水

¥148,000-



汚染物質の侵入を防ぐサックバック防止機構を搭載した、スリムなボディ。

5801132703

ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

YW-HP SV200MLX

光付 5方注水

¥264,000-



耐久性の高い2 ギア 5 倍速システムにより長持ち。
5 方注水式で高い冷却効果。バーの目詰まりも防止します。

5801550282

ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

YW-HP SV200MLXS

光付 5方注水

¥272,000-



耐久性の高い2 ギア 5 倍速システムにより長持ち。
5 方注水式で高い冷却効果。バーの目詰まりも防止します。

5801529990

ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

EXPERTmatic E25L

光付 3方注水

¥214,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
セラミボールベアリング
交換可能なスプレー水フィルター
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能
(135℃まで)

5801507797

タービンの本数が足りているか
チェックしてみましょう

例) 1日に30人来院で、1回滅菌する場合…30本必要
1日に30人来院で、3回滅菌する場合…10本必要
※参考値となります。

		1日の滅菌回数(回)				
		1	2	3	4	5
1日の患者数(人)	15	15	8	5	4	3
	20	20	10	7	5	4
	25	25	13	9	7	5
	30	30	15	10	8	6
	35	35	18	12	9	7
	40	40	20	14	10	8
	45	45	23	15	12	9
50	50	25	17	13	10	

●販売名: エアーロード 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号: 302AKBZX00049000 (管理 特管)
●販売名: ルナサス1 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号: 219ABBZX00148000 (管理 特管)
●販売名: スカイロード 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号: 218AKBZX00116000 (管理 特管)
●販売名: タイエア 一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号: 227AABZX00043000 (管理 特管)
●販売名: YWハンドピース 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 219AKBZX00160000 (管理 特管)
●販売名: CUREALLハンドピース 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 219ACBZX00011000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社吉田製作所: 東京都墨田区江東橋1-3-6
●販売名: エキスパートマテック 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 223AIBZX00039000 (管理 特管)
製造販売元: カボプランメカジャパン株式会社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー15F
●販売名: エスマックス M.C (YN200MLX) 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号: 221ALBZX00023000 (管理 特管)
製造販売元: 株式会社ナカニシ 栃木県鹿沼市下日向700番地

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)
※携帯電話からは 03-6880-2155 におかけください。



C02543/2025年6月/ @ 40/改


- タービン ラインナップ
- 等速コントラアングルハンドピース ラインナップ
- 5倍速コントラアングルハンドピース

YOSHIDA
Handpiece LINEUP



Airroad 014方
注水

¥125,000-



ヘッド高 12.7 mm ヘッド径 11.0 mm

5801199303

最大出力 27W のハイパワー。
軸ブレが少なく、安定した回転を実現。
ねばり強い切削、惰性回転を抑制、サックバック防止機能が搭載されたタービンです。



商品動画

LUNASUS 1s3方
注水

¥125,000-



ヘッド高 13.3 mm ヘッド径 11.0 mm

5801198767

アングル角度 14° で直径 8mm のスリムネック、
本体重量も 49g。
術視野を確保しながら、臼歯部への繊細な処置にも最適。
最大出力 24W。

Skyroad SDC14方
注水

¥149,000-



ヘッド高 12.7 mm ヘッド径 11.0 mm

5801400592

最大出力 27W のハイパワー。
スムーズな切削を実現し、治療時間の短縮を可能にします。

Skyroad SDC1 mini1方
注水

¥149,000-



ヘッド高 11.2 mm ヘッド径 9.0 mm

5801351661

コンパクトなヘッドで 20W。
臼歯部までアクセスしやすく小児から女性の患者さん
まで 1 本あれば便利なタービンです。
(ショートシャンクバー専用)

Keiair K15方
注水

¥225,000-



ヘッド高 13,0mm ヘッド径 10.0 mm

5801528290

タービンとマイクロモータ 2 つの特長 を持って生まれたハイブリッドタービン。
タービンのような軽さと切削効率 5 倍速ハンドピース
のような力強さを実現。

※搭載可能機種（エクシード CL, エクシード Cs, エクシード Cs プレミアム）

YW-HP SV40MI光無 1方
注水

¥127,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801550268

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。
一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーション
システムが可能です。

YW-HP SV40MLX光付 1方
注水

¥154,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801550251

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。
一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーション
システムが可能です。

YW-HP SV40MLXS光付 1方
注水

¥160,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801529982

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。
一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーション
システムが可能です。

CureAll-HP 40L光付 1方
注水

¥127,000-



ヘッド高 13.9 mm ヘッド径 9.5 mm

5801347168

安定した回転速度を維持でき、切削時の振動も少ない
ので均一で滑らかな切削面を形成出来ます。ボディ表
面にオンプレATING処理を採用しました。傷つきに
くく、耐摩耗性、耐食性も向上しています。

EXPERTmatic E20C

光無

¥110,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
コントラアングルバー用
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能
(135℃まで)

5801347168

EXPERTmatic E20L

光付

¥129,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
コントラアングルバー用
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能
(135℃まで)

5801507815