


ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

YW-HP SV200MLX

光付 5方注水

¥264,000-



耐久性の高い2ギア5倍速システムにより長持ち。
5方注水式で高い冷却効果。パーの目詰まりも防止します。

5801550282

ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

YW-HP SV200MLXS

光付 5方注水

¥272,000-



耐久性の高い2ギア5倍速システムにより長持ち。
5方注水式で高い冷却効果。パーの目詰まりも防止します。

5801529990

ヘッド高 14.5 mm ヘッド径 9.5 mm

EXPERTmatic E25L

光付 3方注水

¥214,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
セラミボールベアリング
交換可能なスプレー水フィルター
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能
(135℃まで)

5801507797

タービンの本数が足りているか
チェックしてみましょう

例) 1日に30人来院で、1回滅菌する場合…30本必要
1日に30人来院で、3回滅菌する場合…10本必要
※参考値となります。

		1日の滅菌回数(回)				
		1	2	3	4	5
1日の患者数(人)	15	15	8	5	4	3
	20	20	10	7	5	4
	25	25	13	9	7	5
	30	30	15	10	8	6
	35	35	18	12	9	7
	40	40	20	14	10	8
45	45	23	15	12	9	
50	50	25	17	13	10	

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは
株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター
0800-170-5541
※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 土 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)
※携帯電話からは 03-6880-2155 におかけください。

●販売名:エアロード 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号:302AKBZX00049000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所
●販売名:ルナサス1 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号:219ABRZX00148000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田精工株式会社
●販売名:スカイロード 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号:218AKBZX00116000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所
●販売名:クイエア 一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号:227AABZX00043000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所
●販売名:YWハンドピース 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:219AKBZX00160000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所
●販売名:LUREALLハンドピース 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:219ACBZX00011000(管理 特管) 製造販売元:株式会社吉田製作所
●販売名:エキスパートマチック 一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース 認証番号:223AIBZX00039000(管理 特管) 製造販売元:カボデンケルシステムズジャパン株式会社



C02543/2025年1月/@40/改

YOSHIDA Handpiece LINEUP

- タービン ラインナップ
- 等速コントラアングルハンドピース ラインナップ
- 5倍速コントラアングルハンドピース



Airroad 01

4方注水

¥125,000-



ヘッド高 12.7 mm ヘッド径 11.0 mm

5801199303

最大出力 27W のハイパワー。軸ブレが少なく、安定した回転を実現。ねばり強い切削、惰性回転を抑制、サクバック防止機能が搭載されたタービンです。



LUNASUS 1s

3方注水

¥125,000-



ヘッド高 13.3 mm ヘッド径 11.0 mm

5801198767

アングル角度 14° で直径 8mm のスリムネック、本体重量も 49g。術視野を確保しながら、臼歯部への繊細な処置にも最適。最大出力 24W。

Skyroad SDC1

4方注水

¥149,000-



ヘッド高 12.7 mm ヘッド径 11.0 mm

5801400592

最大出力 27W のハイパワー。スムーズな切削を実現し、治療時間の短縮を可能にします。

Skyroad SDC1 mini

1方注水

¥149,000-



ヘッド高 11.2 mm ヘッド径 9.0 mm

5801351661

コンパクトなヘッドで 20W。臼歯部までアクセスしやすく小児から女性の患者さんまで 1 本あれば便利なタービンです。(ショートシャンクバー専用)

Keiair K1

5方注水

¥225,000-



ヘッド高 13.0mm ヘッド径 10.0 mm

5801528290

タービンとマイクロモータ 2 つの特長 を持って生まれたハイブリッドタービン。タービンのような軽さと切削効率 5 倍速ハンドピースのような力強さを実現。

※搭載可能機種 (エクシード CL, エクシード Cs, エクシード Cs プレミアム)

YW-HP SV40MI

光無 1方注水

¥127,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801550268

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーションシステムが可能です。

YW-HP SV40MLX

光付 1方注水

¥154,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801550251

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーションシステムが可能です。

YW-HP SV40MLXS

光付 1方注水

¥160,000-



ヘッド高 12.5 mm ヘッド径 9.5 mm

5801529982

臼歯部遠心にもアクセスしやすいコンパクトヘッド。一体型のスムーズデザインにより静かなオペレーションシステムが可能です。

CureAll-HP 40L

光付 1方注水

¥127,000-



ヘッド高 13.9 mm ヘッド径 9.5 mm

5801347168

安定した回転速度を維持でき、切削時の振動も少ないので均一で滑らかな切削面を形成出来ます。ボディ表面にオンプレATING処理を採用しました。傷つきにくく、耐摩耗性、耐食性も向上しています。

EXPERTmatic E20C

光無

¥110,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
コントラアングルバー用
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能 (135°Cまで)

5801347168

EXPERTmatic E20L

光付

¥129,000-



内部分離式注水回路
プッシュボタンチャックシステム
コントラアングルバー用
熱消毒可能 オートクレーブにて滅菌可能 (135°Cまで)

5801507815