

YOSHIDA

デンタルマイクロスコープを探すなら「充実ラインナップのヨシダ」

プレジジョン
SM622

NEW

4K カメラ内蔵、
患者説明ソフト、
無段階電動ズーム、
アングルローテーション機能が
標準装備！

販売名：プレジジョン SM622
一般名称：可搬型手術用顕微鏡 / 手術用顕微鏡 /
架台式手術用顕微鏡 / 歯科用口腔内カメラ / 汎用歯科用照明器
届出番号：27B1X00147000031(一般 特管 設置)
製造販売元：Angelus Japan 株式会社
大阪府茨木市下穂積 4-13-206



ALLEGRA 330



ELTANIS



NEXT VISION

見て、触って、納得。 YOSHIDA

Dental Microscope Lineup

デンタルマイクロスコープ ラインナップ

※掲載の画像はイメージです

デンタルマイクロスコープに関するご要望

以下、必要事項をご記入いただき、お取引歯科商店様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお渡しください。

貴病院名		
〒	-	メールアドレス
TEL	FAX	お取引歯科商店様名
()	()	

ヨシダ営業マンから詳細を聞きたい 実機を見てみたい ご希望機種「 _____ 」


希望箇所に をお願いします。

※ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネットホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

プレジジョン SM622

Owl Viewer Series
Dental Surgical Microscope

NEW



NEW 4 in 1 モジュール

30°エクステンダー、ビームスプリッター、ターンテーブル、4Kカメラが1つにまとまった「New 4 in 1 モジュール」を標準装備。内蔵されている4Kカメラは、対物レンズとは別にフォーカス調整が可能になりました。付属のフットペダルまたはワイヤレスマウスで静止画と動画の撮影操作が可能です。

4Kカメラ内蔵患者説明ソフト

モニターに接続するだけで、患者説明ソフトが使用可能です。撮影した静止画、動画データはUSBメモリースティックへ記録されます。



撮影した画像2枚同士または、画像とライブ映像の比較が可能です。



撮影した画像及び動画はサムネイルで一覧表示されます。

ELTANIS

日本の医療用マイクロスコープメーカーが、高い操作性はそのままに歯科用として開発。



マイクロスコープ
エルタニス

- ・カウンターバランスと6軸・3軸の電磁クランチにより、軽く滑らかな動きが可能です。
- ・総合倍率1.4~21.6倍。広範囲の調整が可能な200~600mmのワーキングディスタンスで、器具の操作を妨げません。
- ・ハンドグリップとフットコントローラーから操作可能な電動フォーカス・ズーム機構搭載。

詳しい情報は
こちら▶



販売名：歯科用マイクロスコープエルタニス
一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
届出番号：13B2X10366000031(一般特管)
製造販売元：三鷹光器株式会社 東京都三鷹市野崎1-18-8

ALLEGRA 330

軽快で正確な操作性を実現したドイツのメーカー社製マイクロスコープ。



マイクロスコープ
アレグラ330

- ・最大幅200~450mmのフォーカスレンジを実現。手元でもフットスイッチでも電動でジャストフォーカスします。
- ・電磁ブレーキの採用で、鏡筒部の動き・固定を自在にコントロールできます。
- ・オプティカルアングル機構搭載で、常にベストポジションを取ることができます。

詳しい情報は
こちら▶



販売名：アレグラ330
一般的名称：可搬型手術用顕微鏡
届出番号：13B1X00049MWA330(一般特管)
製造販売元：ジャパンフォーカス株式会社 東京都文京区本郷4-37-18

Nextvision

円滑な歯科診療のためのビジュアルコミュニケーションシステム



デジタルマイクロスコープ
ネクストビジョン

- 臨床範囲が広がる光学・デジタル性能**
- ・オートフォーカス、オートズーム機能
- ・最大倍率80倍
- ストレスのない直感的な操作**
- ・3軸アーム採用でマルチアングル撮影可能
- ・300mm~500mmのワーキングディスタンス
- 診療をスムーズにする便利機能**
- ・動画・静止画の記録が簡単
- ・医院のITシステムを一元管理

詳しい情報は
こちら▶



販売名：ネクストビジョン
一般的名称：手術用顕微鏡/可搬型手術用顕微鏡/床台式手術用顕微鏡/歯科用口腔内カメラ
届出番号：13B1X00133000079(一般特管設置)
製造販売元：株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋1-3-6