

オペレーター PRO プラス



●PRO プラス用ハンドピース



左: PRO PLUS 用スキャナー用ヘッド 桃色 (オプション)  
中央: PRO PLUS 用 30mm フォーカスヘッド 黄緑色 (オプション)  
右: PRO PLUS 用 15mm フォーカスヘッド 茶色 (標準)

●標準セット内容

- 本体一式
- PRO プラス用 15mm フォーカスヘッド 茶色
- ニードルチップ (8S・8L・10S・10L)
- テーパーチップ (E・F)
- 保護めがね 3 個
- チップケース
- チップスタンド
- クリーニングワイヤ
- ミラークリーナーチップ

●チップ



G: PRO プラス用 30mm フォーカスヘッド用 (オプション)  
S: PRO プラス用スキャニングヘッド用 (オプション)

●標準仕様

レーザー光の種類	炭酸ガスレーザー (クラス 4 レーザー)
発振波長	10.6μm
定格電圧	AC100~240V±10%、50/60Hz
電源入力	150VA
外形寸法 (コンソール部)	床面積: 370×294mm 高さ: 825mm
質量	23Kg
●一般的名称: 炭酸ガスレーザー	●販売名: オペレーター 28
●承認番号: 21600BZZ00246000 (高度管理 特管 設置)	
オペレーター PRO プラスの販売名は、オペレーター 28 です。	

オペレーター Lite プラス



●Lite プラス用ハンドピース



左: Lite PLUS 用スキャナー用ヘッド 桃色 (オプション)  
中央: Lite PLUS 用 30mm フォーカスヘッド 黄緑色 (オプション)  
右: Lite PLUS 用 15mm フォーカスヘッド 茶色 (標準)

●標準セット内容

- 本体一式
- Lite プラス用 15mm フォーカスヘッド 茶色
- ニードルチップ (6S・6L・8S・8L)
- テーパーチップ (E・F)
- 保護めがね 3 個
- チップケース
- チップスタンド
- クリーニングワイヤ
- ミラークリーナーチップ

●チップ



G: Lite プラス用 30mm フォーカスヘッド用 (オプション)  
S: Lite プラス用スキャニングヘッド用 (オプション)

●標準仕様

レーザー光の種類	炭酸ガスレーザー (クラス 4 レーザー)
発振波長	10.6μm
定格電圧	AC100~240V±10%、50/60Hz
電源入力	220VA
外形寸法 (コンソール部)	床面積: 370×294mm 高さ: 825mm
質量	21Kg
●一般的名称: 炭酸ガスレーザー	●販売名: オペレーター 29
●承認番号: 21400BZZ00009000 (高度管理 特管 設置)	
オペレーター Lite プラスの販売名は、オペレーター 29 です。	

■使用目的、効能または効果

- オペレーター PRO プラス
  - オペレーター Lite プラス
- 生体組織の切開、止血、凝固および蒸散

オペレーター PRO プラス



オペレーター Lite プラス



●ご注意

- 使用に際しては必ず取扱説明書をお読みください。
- レーザー照射時には、必ず保護めがねをご使用ください。
- ※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※価格には消費税は含まれておりません。

オペレータークラブ  
**OPELASER CLUB**

オペレーターユーザーのための会員制情報サイトです。  
レーザーの使用方法を確認できる動画コンテンツや、ユーザー同士の  
情報交換ができるコミュニティサイトなどをご利用いただけます。



●お問い合わせは下記まで

◎発売元: 株式会社 **ヨシダ** <http://www.yoshida-dental.co.jp>  
〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9 TEL.0800-170-5541 (コンタクトセンター)  
●製造販売元: 株式会社吉田製作所 東京都墨田区江東橋 1-3-6

禁無断転載



(01)02747937015568  
C01989/2021年6月/PRI/20/@40/改

さらに進化するオペレーター



OPELASER **PRO+**

OPELASER **Lite+**

**OPELASER** **+**

炭酸ガスレーザー オペレーター PRO プラス / Lite プラス



