

患者情報管理システム

達人プラス

T A T S U J I N P L U S



患者情報を一手に管理し、コミュニケーションの機会を増やす

いつでも 全ての機能に アクセス



撮影

- レントゲン
- 口腔内写真
- 位相差顕微鏡



診査・検査

- 歯周検査
- 口腔内検査
- ダイアグノデント
- ユーロペリオ



カウンセリング

- 写真拡大
- 画像編集
- 比較動画
- 治療計画
- 見積書



メンテナンス

- 写真比較
- 矯正写真レイアウト



院内サポート

- 写真検索
- 説明用写真・イラスト
- インプラント履歴管理
- はがき・パンフレット
- 患者メモ
- 薬剤情報提供




学会やスタディーグループの皆様へ

ご要望の機能を積極的に
作成いたします。
ぜひご相談ください。



詳しい使い方
説明はこちら

確かなインフォームドコンセントの提供で、
「また来たい」と思われる医院づくりをお手伝い



画面を使ってその場で説明、
出力して印刷物をお渡し

さらに、
LINEサービスとアポデント
を導入すると患者さんとの画
像、動画のやり取りが可能に

+
LINEサービス

+
クラウド型予約システム
ApoDent
アポデント




2週間
無料

達人プラス トライアル版

達人プラスを無償でお試しいただけるトライアル版をご用意しました。
弊社ホームページからダウンロードして、ぜひお試しください。

※トライアル版をインストールするPCにはインターネットの接続環境が必要です。




歯周検査

入力した検査データはわかりやすくビジュアル化され、印刷物として患者さんに提供することができます




ポケット

簡単な入力で継続的なデータ管理ができます。わかりやすいイラストと数値で正しい情報を患者さんにお伝えすることができます。



豊富な印刷物


1点、4点、6点それぞれに合わせたレイアウトをご用意しております。
A4サイズ、B5サイズからお選びいただけます。



プラーク


プラーク付着部位を色で表現することにより、磨き残し箇所をイメージすることができます。

過去データとの比較やグラフなど患者さんのモチベーションアップにもつながります。



豊富な印刷物


1回分の印刷や比較印刷、ポケットと統合した印刷などをご用意しております。
A4サイズ、B5サイズからお選びいただけます。



口腔内情報

ビジュアル的な治療計画書を作成し、良好な治療説明が行えます。

画像を入れることでより分かりやすく患者さんに伝えられます。



病名や補綴物は
カスタマイズが可能です

印刷サンプル

病名や補綴物に合わせた説明が印刷できます。



オプション

さらに便利にお使いいただくために

達人プラス Assist (達人プラス オプション製品)

 ポケット

 プラーク

 口腔内情報

 写真




iPadでの検査入力、画像閲覧、ノート
を圧倒的コスパで提供!

iPad がノートに

患者さんへの説明をより身近で簡単に

達人プラス Assist で業務と診察の質を向上



ペーパーレス

iPadがノートになります。電子化されたノートは探す手間を減らし、医院に新しいスペースを生み出します。



プラーク・ポケット 口腔内情報の入力

ご説明が不要なほど直感的に入力できます。検査結果がイラストになるため、患者さんへの説明を分かりやすく行えます。



ユニットでの説明

ユニットサイドにPCがない医院様でも、iPadをモニター活用してご説明ができます。台数による課金がないため環境をお手軽に追加できます。



圧倒的コスパ

達人プラスと合わせても初期費用5万円以下ではじめられるお手軽さ。医院様のDX化を促進します。

画像管理・編集

画像の取り込みから、整理、編集、印刷までを総合的にサポートします


デジカメ取込 デジタルレントゲン

SDカードやパソコン内の画像・動画のファイルをメイン画面にドロップするだけで取り込めます。

デジタルレントゲンもお写真同様に取り込みが可能です。

※医院様の環境によって方法は異なります。

ドラッグ&ドロップで簡単に取り込めます



拡大編集

口腔内カメラなどから取り込んだデータを達人プラス上で自由に編集することができます。

編集画像上で画像にコメントを書き込むこともできるので、診療内容のメモやインフォームドコンセントに役立てることができます。

編集可能項目


- ・画像のトリミング
- ・色相、彩度の調整
- ・テキストの書き込みなど
- ・色の反転
- ・ガンマ補正
- ・コントラスト調整
- ・カラーでの描画

コメントを書き込んでより実用的な画像として編集できます



写真レイアウト


画像を様々なレイアウトで並べることができます。レイアウトした画像で患者さんに説明し、そのまま印刷してインフォームドコンセントとしても使えます。



レイアウト30種類以上

写真検索

取り込んだ写真等のデータの中から、必要な画像を素早く検索できます。また、検索した写真は拡大して確認することが可能です。



比較動画

録画・保存した動画を比較再生することができます。

動画で比較することで、よりはっきりと状態の変化を患者さんに伝えることができます。



様々なデータを簡単に取り込める



口腔内カメラ ※1
デジタルカメラ



位相差顕微鏡 ※1
画像ファイル



デジタルレントゲン



TWAIN入力 ※2

※1 ご使用の機種によっては別途ビデオキャプチャアダプターが必要になる場合があります。

※2 フィルムレントゲンの取り込みには別途スキャナーが必要になります。

デジタル口腔撮影装置

アイススペシャルC-V

SHOFU SureFile for 達人プラス



アイススペシャルC-II/C-III/C-IV/C-Vとの連携で症例写真の取り込みが簡単に。

QR自動画像振り分け機能

今までは1枚ずつ写真を確認し手動で「達人プラス」に取り込んでいた作業が、「アイススペシャルC-II/C-III/C-IV/C-V」を組み合わせることで簡単になります。


多彩な機能

様々なツールで院内業務を幅広くサポート




治療計画

歯周検査、口腔内画像、レントゲン画像など、あらゆる検査結果をまとめて患者さんにご説明することができます。



印刷サンプル


表紙を付けた冊子として印刷できます。



リスク管理

口腔内のリスクをレーダーチャート化し、目指す数値を具体的に示すことで患者さんのモチベーションアップを図ります。

複数の検査パターンを作成でき、過去比較や基準値も表示できるようになります。



＜基準値を表示＞




＜過去比較＞




印刷サンプル

レーダーチャートに合わせた項目数で印刷できます。




ダイアグノゼント

ダイアグノゼントの検査データも取り込み、管理することが可能です。




ユーロペリオ

スキャンジナビアスタイルに基づいた効率的な歯周データ管理、定期健診管理が可能です。



印刷サンプル




院内サポートツール

院内業務の効率を向上させます




見積書

症例写真や患者写真を使用することで、よりわかりやすい見積書を作成できます。




豊富な印刷物

見積明細数に合わせたレイアウトが選択可能です。
お写真や歯のイラストを挿入したレイアウトもご用意しております。



説明資料

予め収録されている症例写真やイラストを説明用として使用でき、医院さんで追加も可能です。




症例写真の登録が可能

既に医院様でお持ちのお写真を登録し、
院内の共有データとしてご利用いただけます。



薬剤情報

お薬の情報を写真付で印刷することができ
ます。



はがき・パンフレット

簡単な操作でリコールはがきや、院内ポス
ターなどが作成できます。患者さんを一覧
検索し、宛名をまとめて印刷することもで
きます。デザインは随時更新されどんど
増えていきます。




随時追加予定

はがき・パンフレット
各25パターン



インプラント履歴


患者さんのインプラント履歴を時系列で管
理できます。使用材料や施術経過など計画
的なインプラント治療を行えます。



関連製品

ApoDent、LINEサービス

アポデント、LINEサービス、達人プラスを組み合わせると
医院さんと患者さんを繋ぐコミュニケーションツールになります。



ペーパーレスな情報提供

LINEで歯周病検査やお口の画像、お見積りを患者さんに送信できます。

患者さんの歯ブラシ風景を撮影

スマートフォンで撮影した動画を患者さんがLINEで送信することで院内の達人プラスに保存されます。

リニューアル

ポケットの深さを測り、達人プラスに直接数値を入力できます

歯周ポケット測定器 ペリオパム

Perio Pam

ひとりで正確な歯周検査が可能に

使いやすさを追求し素材から一新しました

- 検査圧の異なる2つのラインナップ
- ワイヤレス対応
- 衛生的なディスプレイ



患者情報と診療記録をデジタル化

SUB NOTE


サブノート

口腔内写真

パノラマ

検査データ

デンタル



患者情報を一元化。検査結果や画像データ、その他資料など様々な情報をサブノートに集約。所見や補足など簡単に追記可能です。直観的に入力できて、様々な情報が探しやすくなります。従来業務の効率を向上させることができます。

達人プラス 必要システム

対応OS	Windows 10 / Windows 11 ※XP、Vistaでは動作しません。 ※親機は、Professionalエディションが対象となります。 ※Windows 7SP1、Windows 8.1につきましては、インストール可能ですが、既にMicrosoftのサポート対象外となっておりますのでご注意ください。
ハードディスク	インストール用空きディスク 1GB以上 ※登録データのための空きディスクは別途必要です。
画面解像度	1280 × 1024以上
その他	インターネット接続、またはUSBポート

※お使いの画像やデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。 ※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しない場合がございます。
※Microsoft、Windows、Microsoft 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

インストール媒体

弊社ホームページからダウンロードをお願いします。
インストール用DVDをご希望の場合は、別送(有償)になります。

達人プラスへのデータコンパートについて

達人プラスVersion3～5からはデータのコンパートが可能です。
ただし、達人プラスVersion2からはデータのコンパートには費用がかかります。

達人プラス 利用料

月額利用料	8,000円	初期費用0円
1年パック	90,000円	6,000円お得 6.2% OFF
6年パック	490,000円	86,000円お得 14.9% OFF

利用料に含まれるサービス

- ・契約期間における利用ライセンス
- ・製品の無償アップデート及びアップグレード
- ・フリーダイヤルによる電話サポート
- ・遠隔サポート

達人プラスは同じ医院内のPCに何台でもインストールができます。
また、ネットワークを作ることでデータを共有することができます。

※ネットワークでご使用の場合は正常なネットワーク環境が整っていることが条件となります。
※インターネット環境の無いコンピュータでのご利用は、一部のサポートが制限されます。

安心の訪問設定サポート

訪問設定サポート(製品設定及び使用方法説明)をご希望の場合、¥100,000と交通費にて承ります。

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。

達人プラス オプション製品



【動作環境】

達人プラスAssistの登録を行うコンピュータ（達人プラス親機）

- ・Windows10 Pro 64bit版
- ・Windows11 Pro 64bit版
- ・Windows Server 2016
- ・Windows Server 2019
- ・Windows Server 2022

※Server Core は対象外となります。

※32ビットは対象外となります。

達人プラスAssistのライセンス確認を行うコンピュータ

(達人プラスをご利用のコンピュータのいずれか1台)
インターネット接続可能なMicrosoft社サポート期間中のWindowsOS（2025年4月現在はWindows10でも可能です
が、2025年10月14日以降はWindows11以上となります）

達人プラスAssist

- ・iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad miniの場合はAppStoreよりダウンロード及びインストールが出来るバージョンでご利用いただけます。
- ・iPhoneではご利用頂けません。
- ・Androidではご利用頂けません。

【注意事項】

- ・本製品は、達人プラスのオプション製品となりますので達人プラスが無いと使用できません。
- ・達人プラスのバージョンは最新版へのアップデートが必要です。
- ・達人プラスVersion1、2、3、4、5ではご利用頂けません。
- ・達人プラスAssistをインストールまたは更新するには、インターネットに接続し App Storeからダウンロードが必要です。
- ・製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

本製品は「達人プラス」のオプション製品です。
「達人プラス」が無いとご使用できませんので、予めご了承ください。

- ・iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、iPhone、iOS、App Storeは、Apple Inc.の商標です。
- ・Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※デジタルペンをご利用の場合は、純正のApple Pencilでのご利用を推奨しております。
純正ペンではない場合や、iPadの世代に合っていないペンをご利用の場合動きがスムーズではないなど個体差が出る可能性があります。

【達人プラスAssist】 初期費用 39,800円
月額利用料 5,000円

USB接続タイプ フットスイッチ

口腔内カメラの画像を取り込む際、手を使用しないでフットスイッチを踏み画像を取り込みます。

医院価格:14,800円



USB接続タイプ ダブルフットスイッチ

左のスイッチで静止画取り込み、右のスイッチで動画録画の開始、停止というように足元の操作で行えます。

医院価格:19,800円



オプション

SUB NOTE サブノート

患者情報と診療記録の入力・作成はデジタル時代へサブノート

手書き、キーボード入力、音声入力から現場の状況やスタッフさんに合わせた方法でご利用いただけます。

初期費用: 0円
月額利用料:5,000円

関連製品

ApoDent クラウド型予約システム

クラウド型予約システム
アポデント

達人プラスと連携し様々な機能でスムーズな予約を実現します。

初期費用:59,800円
月額利用料:8,000円

NAVIC 医院さんと患者さんをつなぐナビック

医院さんと患者さんをつなぐ
ナビック

ナビックガイドにある補綴物情報PDFを達人プラスへ保存可能です。

初期費用:39,800円
月額利用料:5,000円

歯周ポケット測定器 ペリオパム Perio Pam

歯周ポケット測定器
PerioPam

センシティブ
計測したポケットの数値が達人プラスに自動的に入力されます。

医院価格:168,000円～

一般的名称
JMDN70697000
歯周ポケット測定器
機器の分類
クラスII 管理医療機器
特定保守管理医療機器
認証番号
228AIBZX00027000
製造販売業者
株式会社ナルコム
住所
長野県佐久市蓮田1251-239

※全ての表示価格には別途消費税がかかります。
※掲載情報は2025年4月現在となりますので最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

未来へつなぐ
チャレンジカンパニー



株式会社 **ヨシタ** 情報機器部

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9



(01)02747937023150

● **コンタクトセンター・フリーダイヤル**



0120-178-148



**対応
時間**

月～金曜日 9:00～19:00
土曜日 9:00～17:00
※日曜・祝日を除く

製造元／株式会社ナルコム

2508NF500 (S)