


技術仕様

理論解像度(最大)	25LP/mm
実解像度(最大)	17LP/mm
イメージングプレートサイズ (高さ x 幅)	Size0 – 22mm x 35mm Size1 – 24mm x 40mm Size2 – 31mm x 41mm
プレート消去	自動
スキャンタイム	1つの画像表示までに8秒
PCとの接続	USB
電源	100 – 240V(ac), 50/60Hz, 1.2A
本体寸法	130(W) x 270(H) x 300(D)mm
重量	3.5kg



安心のサポート

- ・コンタクトセンター対応(月曜～土曜日、専任スタッフがお電話で対応致します。)
- ・リモートメンテナンスサービス(ヨシダと医院のコンピュータをインターネット回線で接続し、故障原因を迅速に対応します。)
- ・4年間保証(納品日から4年間の部品代を保証します。ただし、消耗品を除きます。)
- 別途専用サーバーが必要です。

お問い合わせは下記まで

●一般的名称: コンピューテッドラジオグラフィ
 販売名: コンピュレイ スキャンビー ●認証番号: 227AGBZX00054000(管理 特管 設置)

●販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9
 TEL.0800-170-1180 (コンタクトセンター)

●製造販売元: トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町 1 丁目 39-5 水天宮北辰ビル 8F
 ※仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 **禁無断転載**



C01829/2024 年 3 月 /PRI/2/@40/ 改

compu ray scan be



コンパクト性を追求。
 デジタルイメージングの理想形。

Intelligent Imaging Plate System
 コンピュレイスキャン Be

Compact




Easy



High resolution

コンパクトなのに、高精度。



簡単操作

▶ シンプルなワークフロー

「撮影」→「スキャン」→「画像表示」の手順が、簡単に行えるシンプルなワークフロー。

画像の一元管理ができるトロフィーウィンドウズから、直接に画像の取得ができます。またプレートのスキャンの前に、ソフトウェアをクリックする必要がなく、ストレスがかりません。



コンパクト

▶ 設置場所を取らず便利

幅13cm×高さ27cmのスリムでコンパクトなデザイン。設置場所を取らない、省スペース設計となっています。また、重量も3.5kgと軽量なため、使用するパソコン付近へと自由に移動することが可能です。



高画質

▶ 妥協なき画像クオリティ

実効解像度17LP/mm。コンパクト設計ながら、コンピュレイスキャンと同等の解像度となっています。

幅広いダイナミックレンジにより、照射過小/過多な場合でも診断可能な画像を提供できます。

さらに解像度によって3つのスキャンモードをお選びいただけます。

▶ 3つのプレートサイズ

イメージングプレートは、サイズ0からサイズ2までをご用意、診療に合わせてお使いいただけます。

