

**YOSHIDA**

# X-Shot

Portable X-RAY System

ポータブルレントゲンシステム

**エックス-ショット**

バッテリー内蔵  
しかも  
コンパクト & シンプルスタイル



バッテリー内蔵で軽量コンパクトだから位置づけが容易です。

付近に電源がなくても撮影できるので、訪問診療以外にも  
多様な撮影シーンに対応が可能です。

※医療法施行規則で定める使用条件を満たすことが必要です。



ポータブルレントゲンシステム

## エックス-ショット

### コンパクト、軽量、シンプル。

バッテリー内蔵でもコンパクト＆軽量、そしてシンプルなスタイル。訪問診療以外にも、手術室などでのレントゲン撮影が可能になります。



### クリーン。

コーン先端に、交換可能なシリコン製のフタを付けました。患者さんに触れる可能性のある部分への優しい配慮です。シリコン製なので、オートクレーブ滅菌が可能です。



### X線センサーやフィルムに対応。

コンピュレイのX線センサーやビスタスキャンのイメージングプレート、そしてデンタルフィルムに対応します。



### 直感的な操作性。短時間充電。

操作パネルはシンプルで、操作性に優れています。撮影部位のピクトグラムを選択するだけで、簡単に適切なX線画像が得られます。バッテリーは約40分でフル充電。しかもフル充電で約50回照射可能です。



- フル充電時間：約40分
- フル充電で約50回照射可能。



- READYランプ
- X線照射ランプ
- 大人・子供切替スイッチ
- 撮影部位選択スイッチ
- 照射時間
- 電源ONスイッチ
- 感度表示ランプ



### オプション

持ち運びに便利な専用ケースやハンドスイッチ、シリコンキャップなどをご用意しています。



●オプション：専用ケース



●オプション：ハンドスイッチ



●交換用：シリコンキャップ



●市販品のカメラ用三脚に設置することができます。  
※負荷重量3kg以上の三脚をご使用ください。

### 仕様

- X線管球：D-041 (TOSHIBA製) ●X線管焦点：0.4 ●管電圧：60kV (固定) ●管電流：2mA
- 撮影時間：0.02～2.5秒 ●総ろ過：1.5mm (Al) 以上 ●本体寸法：W179×D262×H143mm ●重量：2.5kg

●一般的名称：アナログ式口外汎用歯科X線診断装置 ●販売名：エックスショット ●標準価格：498,000円(税別) ●医療機器認証番号：224AKBZX00011000 (管理医療機器 特管 設置管理医療機器)

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●お問い合わせは下記まで

本製品に搭載されているバッテリーには寿命がございます。バッテリーの消耗により、一回の充電あたりの照射回数は減少いたします。長くご使用いただくために、バッテリーの定期的な交換をお願いいたします。(交換目安：2年)

禁無断転載



(01)02747937010211