


YOSHIDA



しなやかに、静かに、スマートに彩る

やさしさがカタチになったコンパクトなエアー scaler



Poppy

Sonic Scaler ポピー



※原寸大

快適な歯石除去はポピーからはじまります。

操作性がよい
ショートハンドル

全長が短いので小さい手の方でも操作しやすく、
かつ軽量なので細かな操作が可能です。


短い・軽い

全長81mm、重量49g*



*ポピー-Yの場合

3タイプの標準装備チップ ※原寸大



TTL 1

オールマイティ
タイプ

TRP 1

5~8mmの
歯周ポケット用

TES

根近接部、歯間近接部、
歯列叢生部用

様々な症状に最適なアプローチが可能



歯間部の歯石および
着色除去

歯面の着色除去

歯頸部の歯石除去

歯面への刺激と痛みを抑えて
患者さんに優しい
スケーリングが可能に。

当社製品「エミー」に比べチップ先端の
最大振幅を約1/3*に抑制。

振幅抑制

痛みが少なく歯面への影響を
最小限に。



*当社製品比

患者さんが嫌がる
不快な振動音を大幅カット*。

*当社製品「エミー」と比較

■ 付属品

専用レンチ (1個)



シリコングリップ
(標準カラー)




シリコングリップ
(オプションカラー)



◎ POPPY-Y

接続方式:クイックオプチャジョイント接続/全長(チップ含まず):81mm
重量:49g/標準価格:97,700円(税別)/振動数:14,000~18,000Hz
空気手元圧力:0.3MPa/一般的な名称:歯科用エアスケーラ
認証番号:231AKBZX00013000(管理 特管)
付属品:スケーリングチップ3本(TTL1/TRP1/TES 各1本)
専用レンチ1個、シリコングリップ(ピンク/イエロー/グリーン)

各社のタービンホースに直接接続可能な
ダイレクトカップリングをご用意しています。



© KaVo® 及びMULTiflex LUX® は、Kaltenbach&Voigt GmbH & CO.KGの商標又は登録商標です。© Sirona® 及びQuick couplingは、Sirona Dental Systems GMBHの商標又は登録商標です。© NSK® 及びMach / Phatelus® は、株式会社ナカニシの商標又は登録商標です。© MORITA® 及びモリタαメインチューブは、株式会社モリタ製作所の商標又は登録商標です。© オサダファインジョイントは、長田電気工業株式会社の商標又は登録商標です。

ユニットから供給されるエアと水で駆動するため、電磁波によるペースメーカーに対する影響がありません。

※本製品の仕様など、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。価格は2023年3月現在。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

販売元/ 株式会社 **ヨシダ** <https://www.yoshida-dental.co.jp>
〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ
TEL:0800-170-5541
●製造販売元:株式会社ミクロン 東京都大田区池上2-17-7



C02208/2023年3月/PR1/@20/改 (01)02747937017777