

YOSHIDA



技工用製品

歯科複模型用ゴム質弾性印象材料

GIマスク オートミックス

GIマスク 3D

 **COLTENE**



GIマスク オートミックスタイプ CAD/CAM用スキャンタイプが誕生!

- 優れた弾性と耐引裂性により取り外しがカンタン
- トリミングしやすい!
- スキャンングパウダー不要で操作が楽! (※GIマスク3Dのみ)
- 均一なスキャンが可能! (※GIマスク3Dのみ)
- 硬化時間7分 (練和開始後)


Direct Technic 直接法



GIマスク分離材で印象を分離



GIマスク3Dを印象材に直接適用



優れたチキソトロピー安定性



超硬石膏でインプレッションを付与する



GIマスク3Dで完成した模型



デスクトップスキャナーで模型をスキャン

Indirect Technic 間接法



コルテン ラボパテで作製した模型を使用




GIマスク分離材で印象を分離



GIマスク3Dを投入



GIマスク3Dで仕上がった模型



容易な切削とトリミング



デスクトップスキャナーで模型をスキャン

ORDER INFORMATION



427803	GIマスク3Dスターターキット	
	3Dカートリッジ	2本 × 50ml
	分離材	1本 × 50ml
	ユニバーサルミキシングチップ	12個
	オーラルチップ	12個
	シリコン用トリマー	1本

427811	GIマスク3Dリフィル	
	カートリッジ	2本 × 50ml
	ユニバーサルミキシングチップ	12個
	オーラルチップ	12個

427792	分離材 (スプレータイプ)	50ml
--------	---------------	------

385005	ユニバーサルミキシングチップ	40個
--------	----------------	-----

427828	GIマスク オートミックススターターキット	
	オートミックスカートリッジ	2本 × 50ml
	分離材	1本 × 50ml
	ユニバーサルミキシングチップ	12個
	オーラルチップ	12個
	シリコン用トリマー	1本

427835	GIマスク オートミックス リフィル	
	カートリッジ	2本 × 50ml
	ユニバーサルミキシングチップ	12個
	オーラルチップ	12個

683126	オーラルチップ	100個
--------	---------	------

427842	シリコン用トリマー	1本
--------	-----------	----

販売名: GIマスク オートミックス /3D 一般名: 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 届出番号: 13B1X10231000140 製造販売業者: AJMD 株式会社 東京都中央区日本橋久松町4-7久松町ロータリービル

©販売元: 株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ※価格は2025年3月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00 (日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937017388

C02169/2025年3月/@20/改