

YOSHIDA × trophy

高速 3D 光学スキャナ

トロフィー 3DI BEYOND



— Excellent design

“Design must be honest.”

— Ferdinand Alexander Porsche

— High speed scanning

高速・高精度
スキャン

もっと速く、もっと快適に

高速のスキャンとリファインでチェアタイムを短縮します。
患者さんの負担や印象採得時のストレスを軽減し、快適なスキャンを実現します。
当社従来製品トロフィー 3DI プロと比べ、スキャン速度は 20% 向上し、
リファイン時間は 60% 減少しています。

※リファイン：スキャン後にデータ補正を行う工程



高速・高精度
スキャン

直観的な
操作感

高画質
HDカラー

— New Simple work flow

直観的な
操作感

使いやすさと優れた機能

スキャン → チェック → アダプト → エクスポートのシンプルな4つのステップ。
幅広い臨床のニーズに対応し、症例に合わせてプリポストスキャンや
ハイブリッドスキャンの選択が可能です。
距離・挿入角度測定や 2D 画像撮影、3D プリンター用模型データ作成等の
多機能搭載です。

— Show your true colors

高画質
HDカラー

鮮明な画像、シェードマッチングにも対応

口腔内の色調をリアルに再現し、高画質なスキャンデータを取得することができます。高い再現性とさまざまな角度から確認できるため、患者さんへのご説明にも活用できます。スマートシェードカラーマッチングテクノロジーは、多くのデータを分析し、スキャン領域のエナメル色を自動的に検出して理想的なシェードマッチングを行います。



Smart-shade matching report

ワンクリックで選択した範囲のシェードレポートが自動的に表示されます。ユーザーはレポートを歯科技工所や患者さんと簡単に共有できます。

! シェードマッチング機能は最終的な歯のシェードを保証するものではありません。

デザインは単に装飾や表面的な美しさではありません。

トロフィー 3DI Beyond は機能美に優れたスマートなデザインです。

スタジオ F.A. ポルシェと共同でデザインされたトロフィー 3DI Beyond は、

ユーザー目線で考えられたフォルムです。



■ トロフィー 3DI BEYOND 技術仕様

精度：±30μm以下

イルミネーション：Amber LED、Blue LED、Green LED

視野：13×13mm

被写界深度：-2to +12mm

ケーブル寸法：2.7mm (1.8m + 0.9m)

本体寸法：H220mm × W38mm × D58mm

重量：326g (本体のみ)

標準価格 3,980,000円

PC 推奨スペック

CPU	Intel Core i7-7700HQ, Quad CPU, 2.8 GHz 同等かそれ以上
RAM	16GB
OS	Windows 10 Professional (64bit)
グラフィックボード	NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 同等かそれ以上

■ 関連製品

3DI BEYOND 専用



追加購入用チップ



3DI Beyond ノーマルチップ (5本入)
標準価格 25,000円

追加購入用チップ



3DI Beyond サイドチップ (5本入)
標準価格 25,000円



トロフィー 3DI プロ Lite
標準価格 2,980,000円



トロフィーカムプロ
標準価格 7,580,000円



SC108 スキャンカート
標準価格 128,000円

○ 一般的名称:デジタル印象採得装置/歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名:トロフィースリーディーアイプロ 承認番号:22900BZX00139000(管理 特管)

○ 一般的名称:歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット 販売名:トロフィーカムプロ 届出番号:13BZX00114000014(一般)

製造販売元:トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目39-5 水天宮北辰ビル8F

● 標準価格には消費税等は含まれておりません。

トロフィー3DI BEYONDの販売名はトロフィー スリーディーアイプロ(承認番号:22900BZX00139000)です。トロフィー3DI プロ Liteの販売名はトロフィー スリーディーアイプロ(承認番号:22900BZX00139000)です。

● 問い合わせは下記まで

● 販売元  株式会社 **トロフィー**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 TEL. 0120-178-148 (コンタクトセンター)

仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。
あらかじめご了承ください。

禁無断転載



(01)02747937018118