


RE SERIES 価格一覧表

商品コード	商品名		標準価格(税別)
430031	バイオ シー テンプ 0.5g×4本		6,500円
430055	エンドチップT バイオ シー テンプ用 20本入		1,780円
408393	バイオ シー シーラー 0.5g×4本		14,000円
408379	エンドチップS バイオ シー シーラー用 20本入		2,000円
408692	プレジジョン Fast Pack		130,000円
408703	プレジジョン Fast Fill		148,000円
408728	プレジジョン Fast Pack チップアソート3本入		16,800円
408711	プレジジョン Fast Fill チップ 23G・25G 各1本		12,300円
429890	プレジジョン E-connect Pro		129,000円
429901	プレジジョン E-connect Pro コントラアングル		34,000円
429918	プレジジョン E-connect Pro スリーブ (1個入)		1,270円
429925	プレジジョン Ultra X		110,000円
429932	Ultra X用アクチベーターチップゴールド #20#25各1		8,300円
429940	Ultra X用アクチベーターチップブルー #20#25各1		8,300円
429957	Ultra X用アクチベーターチップシルバー #20 2本		8,300円
RE バイオガッタバーチャポイント			
661368	02 #015 120本	2,200円	661788 VT #F1 60本 2,500円
661375	02 #020 120本	2,200円	661795 VT #F2 60本 2,500円
661382	02 #025 120本	2,200円	661806 VT #F3 60本 2,500円
661390	02 #030 120本	2,200円	661813 VT #F4 60本 2,500円
661401	02 #035 120本	2,200円	661821 VT #F5 60本 2,500円
661418	02 #040 120本	2,200円	661838 VT #F1-F3 60本 2,500円
661425	02 #045 120本	2,200円	661845 VT #F4-F5 60本 2,500円
661432	02 #050 120本	2,200円	661852 ONE #S 60本 2,500円
661440	02 #055 120本	2,200円	661860 ONE #P 60本 2,500円
661457	02 #060 120本	2,200円	661877 ONE #M 60本 2,500円
661464	02 #070 120本	2,200円	661884 ONE #L 60本 2,500円
661471	02 #080 120本	2,200円	661891 ONE #S-L 60本 2,500円
661489	02 #15-40 120本	2,200円	403948 REC #R25 60本 2,500円
661496	02 #45-80 120本	2,200円	403955 REC #R40 60本 2,500円
661507	04 #015 60本	2,200円	403962 REC #R50 60本 2,500円
661514	04 #020 60本	2,200円	403970 REC #R25-50 60本 2,500円
661521	04 #025 60本	2,200円	661941 ACS #S 120本 2,200円
661539	04 #030 60本	2,200円	661959 ACS #FS 120本 2,200円
661546	04 #035 60本	2,200円	661966 ACS #FM 120本 2,200円
661553	04 #040 60本	2,200円	661973 ACS #M 120本 2,200円
661561	04 #045 60本	2,200円	661998 ACS #FL 120本 2,200円
661578	04 #050 60本	2,200円	662001 ACS #L 120本 2,200円
403542	04 #055 60本	2,200円	
403550	04 #060 60本	2,200円	
661628	04 #20-45 60本	2,200円	
661642	06 #015 60本	2,200円	
661650	06 #020 60本	2,200円	
661667	06 #025 60本	2,200円	
661674	06 #030 60本	2,200円	
661681	06 #035 60本	2,200円	
661699	06 #040 60本	2,200円	
661700	06 #045 60本	2,200円	
661717	06 #050 60本	2,200円	
661763	06 #20-45 60本	2,200円	
658272	デントクラフトREファイル CT 21mm 04テーパーアソート6本入		5,800円
658361	デントクラフトREファイル CT 21mm 06テーパーアソート6本入		5,800円
658062	デントクラフトREファイル CT 25mm 04テーパーアソート6本入		5,800円
658151	デントクラフトREファイル CT 25mm 06テーパーアソート6本入		5,800円
658475	デントクラフトREファイル CT 31mm 04テーパーアソート6本入		5,800円
658564	デントクラフトREファイル CT 31mm 06テーパーアソート6本入		5,800円
657868	デントクラフトREファイル VT 21mm アソート6本入		5,800円
657786	デントクラフトREファイル VT 25mm アソート6本入		5,800円
657940	デントクラフトREファイル VT 31mm アソート6本入		5,800円
657708	デントクラフトREファイル ONE 25mmアソート5本入		8,000円

RE SERIES

High Performance and efficiency
Endodontics.



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2026年6月現在の税別価格です。

無断転載禁止

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00
(日曜・祝祭日を除く)



C02317/2026年6月/@40/改

Endodontics treatment Product Series of

YOSHIDA



DENTCRAFT.

■用途

拡大・形成

洗浄

根管充填 / 加圧

■製品カテゴリー

NiTi ファイル

コードレスモーター

ペーパーポイント

根管洗浄器

暫間的根管充填
根管貼素材

根管充填用シーラー

電動式根管プラグ


根管充填ガッタパーチャポイント

根管材料電動加熱注入器

■製品イメージ

<p>DENTCRAFT. RE File RE ファイル</p>  <p>一般的名称：電動式歯科用ファイル 認証番号：301ALBZX00015000（管理） 製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9</p>	<p>angelus E-Connect Pro E-コネクト プロ</p>  <p>一般的名称：歯科用電動式ハンドピース/歯科用根管拡大装置 認証番号：302AGBZX00095000（管理 特管） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>	<p>Sure-endo RE PaperPoints RE ペーパーポイント</p>  <p>24mm 22mm 20mm 19mm 18mm 16mm</p>	<p>angelus ULTRA-X ウルトラ エックス</p>  <p>一般的名称：歯科用根管洗浄器 / 歯科用多目的超音波治療器 認証番号：302AGBZX00073000（管理 特管） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>	<p>angelus BIO-C® TEMP バイオ シー テンプ</p>  <p>一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料 承認番号：30300BZX00060000（高度） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>	<p>angelus BIO-C® SEALER バイオ シー シーラー</p>  <p>一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料 承認番号：30200BZX00263000（高度） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>	<p>angelus FAST PACK ファストパック</p>  <p>一般的名称：電動式根管プラグ 認証番号：302AGBZX00074000（管理 特管） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>	<p>Sure-endo RE Bio GP Points RE バイオガッタパーチャポイント</p>  <p>24mm 22mm 20mm 19mm 18mm 16mm</p> <p>一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント 認証番号：302ALBZX00007000（管理） 製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9</p>	<p>angelus FAST FILL ファストフィル</p>  <p>一般的名称：歯科根管材料電気加熱注入器 認証番号：302AGBZX00075000（管理） 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13</p>
---	--	---	---	---	--	--	---	--

■製品特徴

<ul style="list-style-type: none"> ●優れた柔軟性による高い根管追従性 ●CT・VT・ONEと幅広い製品ラインナップ ●1本単価970円(税別)を実現(CT、VTの場合) <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●軸ぶれが少なく安定した根管形成を実現 ●小さなヘッドで大白歯部へのアクセスも容易 ●多機能でありながら安心の価格設定 <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●毛羽立ちが少なく、吸水性が良い ●しなりがあり挿入が容易 ●迷いなく選択できる幅広いサイズ展開 ●滅菌済みの個包装セルパックまでご用意 <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●軽量且つコードレスで操作が簡単 ●根管洗浄だけでなくガッタパーチャ除去にも使用可能 ●3種類チップが各2本を標準セットで安心の価格設定 <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●強アルカリ性を維持するので根管内への抗菌性があります ●硬化しない特殊なバイオセラミック製剤のため除去が容易 ●高い生体親和性とカルシウムイオンを放出し高い生体親和性を有します <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●根管充填に使えるバイオセラミック(MTA)シーラー ●溶解率も低く膨張するのでハイドロリックコンデンセーションテクニックにおすすめ ●レジンフリー・アルカリ性による抗菌作用・適度な流動性をもつ根管充填用シーラー <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●幅広い温度設定(90度-250度)。 ●クイッククーリング機能 冷却時間が短く先端部(4-6mm)が加熱されるため火傷の防止に繋がります ●3種類のチップで幅広いケースに対応 φ0.4mm / 2.5%テーパー φ0.5mm / 5%テーパー φ0.6mm / 6%テーパー <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●酸化ジルコニウム含有のためX線透視性がUPし術後の確認がしやすい ●柔軟性が強いことで、根尖まで折れずにストレスなく挿入可能 ●切断の際は、器具離れが良く切りやすい <p>詳しい説明はこちら </p>	<ul style="list-style-type: none"> ●3つのメモリーを有し幅広い設定が可能 100、120、140、160、180、200度 スピード Low、Mid、High の3段階。 ●ベントタイプで持ちやすく必要な分だけガッタパーチャが押し出されます <p>RE バイオガッタパーチャペレット</p>  <p>一般的名称：歯科用根管充填固状材料 認証番号：302ALBZX00015000（管理） 製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野 7-6-9</p>
--	--	--	---	--	---	---	--	--

Featured Products


ANGELUS PRODUCTS
angelus®
BIO-C®
SEALER

プレミックス
水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
バイオ シー シーラー



- 1 プレミックス**
根管充填に適したプレミックスペースト
操作時間なし、シーラーのロスの軽減
- 2 抗菌性**
強アルカリ性 pH 11-13 を維持
- 3 X線不透過性**
酸化ジルコニウムを配合
ビスマスを含まないため耐変色性にも優れています
- 4 適度な流動性 & 硬化時に膨張**
硬化時に膨張するので、緊密な充填が可能です
- 5 レジンフリー**
レジン成分・ビスマス・ユージノール フリー

Clinical Case



付属のエンドチップ S を
用いて根管内に
バイオ シー シーラー
(Bio-C Sealer) を挿入。



充填直後、
余剰のシーラーを
滅菌精製水を用いて洗浄。




バイオ シー シーラー
(Bio-C Sealer) を
用いた根管充填直後の
デンタルX線画像。

Scientific Data

大阪歯科大学
口腔病理学講座提供



本材と根管内部の
走査型電子顕微鏡像
(SEM画像)
緊密な充填 (シングルポイント)
簡便、容易、時短、緊密で
コストパフォーマンスに優れた
根管充填が可能。



本材と根管内部の
走査型電子顕微鏡像
(SEM画像)
緊密な充填
(水平加圧充填)



緊密な充填 (歯牙透明標本)
本材のフローは
根管充填に適している。