

YOSHIDA

JUST ENDO FIT

その根管治療にフィットする



視認性に優れた6つの長さの印字マーク、RE ファイルに対応する幅広いサイズラインナップ、根管充填の効率化を図る、RE シリーズ待望のガッタパーチャポイント / ペーパーポイントが登場！

RE Bio GP Points

販売名：RE バイオガッタパーチャポイント
一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント
認証番号：302ALBZX00007000(管理)
製造販売元：株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

02 テーパー(#15 ~ #80、アソート) 本数120本
04 テーパー(#15 ~ #60、アソート) 本数60本
06 テーパー(#15 ~ #50、アソート) 本数60本
標準価格 各2,200 円(税別)

VT (F1~F5、アソート) 本数60本
ONE(#S-L、アソート) 本数60本
REC(R25-R50、アソート) 本数60本
標準価格 各2,500 円(税別)

アクセサリポイント
(S~L)本数 120 本
標準価格 各2,200 円(税別)

RE Paper Points

RE ペーパーポイント

02 テーパー(#15 ~ #80、アソート) 本数 200 本
04 テーパー(#15 ~ #60、アソート) 本数 100 本
06 テーパー(#20 ~ #50、アソート) 本数 100 本
標準価格 各1,100 円(税別)

VT (F1~F5、アソート) 本数100本
ONE(#S-L、アソート) 本数100本
REC(R25-R50、アソート) 本数100本
標準価格 各1,100 円(税別)

RE SERIES




RE Bio GP Points / RE Paper Points

RE Bio GP Points

RE バイオガッタパーチャポイント

- 酸化ジルコニウムが含有されているので X 線造影性が高く視認性 UP
- 柔軟性が強いことで、根尖まで折れずにストレスなく挿入可能
- 切断の際は、器具離れが良く切りやすい
- 保険診療でも使用できる価格帯を実現




- 6つの長さの印字マークがあるので 根管長の確認が可能




Scientific Data

(大阪歯科大学 口腔病理学講座提供)



本材と根管内部の走査型電子顕微鏡像 (SEM 画像)

緊密な充填 (シングルポイント)
簡便、容易、時短、緊密でコストパフォーマンスに優れた根管充填が可能。



本材と根管内部の走査型電子顕微鏡像 (SEM 画像)

緊密な充填 (水平加圧充填)

販売名: バイオシーシーラー (Bio-C Sealer)
一般的名称: 水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
承認番号: 30200BZX00263000 (高度)
製造販売元: Angelus Japan 株式会社
〒567-0041 大阪府茨木市下穂積 4 丁目 13 番 206

RE Paper Points

RE ペーパーポイント

- 毛羽立ちが少ない
- 吸水性が良い
- しなりがあり挿入が容易
- 迷いなく選択できる幅広いサイズ展開
- 滅菌済みの個包装セルパックまでご用意

- 6つの長さの印字マークがあるので 根管長の確認が可能



RE Bio GP Pellet

RE バイオガッタパーチャ ペレット

ガッタパーチャ製の根管充填材です。
歯科根管材料電気加熱注入機でご使用ください。
標準価格 3,500 円 (税別)

販売名: RE バイオガッタパーチャ ペレット 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料 認証番号: 302ALBZX00015000 (管理)
製造販売元: 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野 7-6-9

100
本入り

150°
溶解温度



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●価格は2025年6月現在の税別価格です。

禁無断転載

製造販売元: 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

0800-170-5541

※対応時間 / 月~金 9:00~17:30 ± 9:00~17:00
(日曜・祝祭日を除く)

●お問い合わせは下記まで



(01)02747937018378

C02268/2025年6月/PRI/@20/改