



**プレジジョン Fast Pack**

セット内容：プレジジョン Fast Pack 本体・充電ベース・チップ（3種）・アダプター（充電器）  
標準価格 130,000円

プレジジョン Fast Pack チップアソート3本入 標準価格 16,800円  
プレジジョン Fast Pack チップ各サイズ1本入 標準価格 7,700円

一般的名称：電熱式根管プラグ 認証番号：302AGBZX00074000（管理 特管）  
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社



**プレジジョン Fast Fill**

セット内容：プレジジョン Fast Fill 本体・充電ベース・専用チップ（23G・25G）・マルチツール・アダプター（充電器）  
標準価格 148,000円

プレジジョン Fast Fill チップ23G・25G各1本 標準価格 12,300円

一般的名称：歯科根管材料電気加熱注入器 認証番号：302AGBZX00075000（管理）  
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

**■関連商品**



**RE バイオガッタパーチャベレット**

セット内容：100本  
標準価格 3,500円

一般的名称：歯科用根管充填固状材料  
認証番号：302ALBZX00015000（管理）  
製造販売元：株式会社ヨシダ



**RE バイオガッタパーチャポイント**

02 テーパー（#15～#80、アソート）120本入  
04 テーパー（#15～#50、アソート）60本入  
06 テーパー（#15～#50、アソート）60本入  
標準価格 各 2,200円

VT（#F1～#F5、アソート）60本入  
ONE（#S～#L、アソート）60本入  
REC（#R25～#R50、アソート）60本入  
標準価格 各 2,500円

アクセサリポイント（#S～#L）120本入  
標準価格 各 2,200円

一般的名称：歯科用根管充填ガッタパーチャポイント  
認証番号：302ALBZX00007000（管理）  
製造販売元：株式会社ヨシダ



**バイオ シー シーラー (Bio-C Sealer)**

セット内容：バイオ シー シーラー 0.5g × 4本  
エンドチップ S × 20本  
標準価格 14,000円

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料  
承認番号：30200BZX00263000（高度）  
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

**エンドチップ S**

セット内容：20本入  
標準価格 2,000円

一般的名称：歯科用充填・修復材補助器具  
届出番号：27B1X00147000001（一般）  
製造販売業者：Angelus Japan 株式会社

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2024年9月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

●お問い合わせは下記まで

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00  
（日曜・祝祭日を除く）



(01)02747937018538

C02283/2024年9月/@40/改

●販売元：株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>  
●製造販売業者：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206

**YOSHIDA**

**angelus**  
Japan

プレジジョン

電熱式根管プラグ

**Fast Pack**

歯科根管材料電気加熱注入器

**Fast Fill**



電熱式根管プラグ  
プレジジョン Fast Pack

歯科根管材料電気加熱注入器  
プレジジョン Fast Fill



# プレジジョン Fast Pack



幅広い温度設定  
90℃～250℃の幅広い温度設定が可能です。  
5つのメモリー設定が可能  
例：M1: 200℃、M2: 220℃など



クイッククーリング  
冷却時間が短く、先端部(4-6mm)のみが加熱されるため、火傷の防止に繋がります。  
温度がディスプレイに表示されるため、安心して診療が行えます。



バッテリー  
2,600mAhのリチウム電池  
約2時間のフル充電で約4時間使用可能です。



優れたチップ  
根管の大きさに応じた3種類のチップ(実寸大)  
ガッタパーチャの切断と加圧が容易です。



スモール (Black)  
φ 0.4mm/2.5% テーパー

ミディアム (Yellow)  
φ 0.5mm/5% テーパー

ラージ (Blue)  
φ 0.6mm/6% テーパー



シンプルな操作

メインスイッチがリング状で360°操作が可能のため、様々な角度からの診療が容易です。



約2秒のクイッククーリング

クーリングの際、常にディスプレイに温度が表示されるため安心です。

## 仕様

加熱時間	約 0.2 秒 で 200℃までの上昇 約 0.5 秒 で 250℃までの上昇
冷却時間	約 2 秒でのクイッククーリング
充電時間	約 2 時間
操作時間	250℃設定の場合約4時間の操作が可能(フル充電の場合)

実寸大

# プレジジョン Fast Fill



3つのメモリーを有し以下の設定が可能です。  
温度：100, 120, 140, 150, 160, 180, 200℃  
スピード：Low・Mid・High



ディスプレイで加熱時の温度やガッタパーチャの残量を確認でき、安心です。



バッテリー  
2,600mAhのリチウム電池  
約4時間でフル充電が可能です。



2種類のチップ(実寸大)



ディスプレイで簡単確認

温度やガッタパーチャの残量の確認が可能です。



シンプルな操作

ペンタイプで持ちやすく、押した際のみガッタパーチャが押し出されます。

## 仕様

加熱時間	約 20 秒 で 200℃までの上昇
充電時間	約 4 時間
マルチツール専用レンチ	マルチツールで先端を曲げ、回転操作、本体の清掃が可能です。

実寸大