



短時間の充電で、高い出力の X 線照射を実現。



簡単
操作

軽量
設計

画質
向上

急速
充電

● 蓄電媒体としてスーパーキャパシタを採用

Portable Generator
TROPHY SHOT
トロフィーショット



簡単操作

見やすい液晶パネルと直観的なボタン操作で、
設定もスムーズに完了



軽量設計

人間工学に基づきバランスよく
保持できる設計を採用


1.95kg



画質向上

高いX線出力で、より粒状性が良い画像に
焦点寸法0.4mmでボケを少なく

—管電圧:70kV、管電流:3.5mA



急速充電

通常のバッテリータイプとは異なり急速充電が可能
照射前の3分でフル充電、フルパワーでの照射を実現



オプション



キャリングケース



延長スイッチ



しぼり 4×3



しぼり 2×3

関連製品

防護服



本製品は「トロフィーショット」のオプションではありません。

個人被ばく線量測定サービ
スルミネスバッジ年間測定料



販売名 : CS2300PポータブルX線 ※「トロフィーショット」の販売名は「CS2300P ポータブルX線」です。
 一般的名称 : アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
 認証番号 : 303ACBZX00007000(管理 特管 設置)
 製造販売元 : トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目39-5 水天宮北辰ビル8F
 販売元 : 株式会社 **3ショット** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9
 TEL.0800-170-1180 (コンタクトセンター)

※仕様および外観は製品改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。禁無断転載



(01)02747937019054