



## Program

	滅菌工程	乾燥工程
121℃滅菌	20min	30min
134℃滅菌	4min	30min

## Specifications

### 仕様

販売名・型式	卓上高圧蒸気滅菌器 MY-250
一般的名称	小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
機器の分類	管理医療機器(クラスⅡ)・特定保守管理医療機器
認証番号	228AKBZX00021000
滅菌方法	重力置換方式
外形寸法	W480×D512×H390mm
缶内寸法	φ250×350mm(有効310mm)
電源電圧	単相AC100V 50/60Hz
消費電流	12A
滅菌温度	121℃ / 134℃
給水方式	手動
乾燥方式	クリーン送風乾燥方式
重量	37Kg
標準価格	オープン
付属品	給水カップ、排水ホース(ドレインサプレッサー付)、ホースバンド1個、ホース継手
オプション品	アミカゴ、卓上型純水器(精製水作成用)
コンセント	15A以上の容量の漏電遮断器を有するアース付コンセントに单独でご使用ください。 JIS C 8303 二極接地極付差込接続器



## Item Line up



MY-250A 棚枠 [403318]



アルミトレイ [403325]



トレーホルダ [403332]



アミカゴ [403340]



スピード・ゾル [884151]

標準価格：50,000円(税別)

標準価格：9,000円(税別)

標準価格：8,000円(税別)

標準価格：89,000円(税別)

標準価格：1,500円(税別)

※アルミトレイは別売りです。

※機械の消耗を抑えるため、蒸留水の使用を推奨します。

※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は2025年10月現在の税別価格です。

禁無断転載

製造販売元：チヨダエレクトリック株式会社  
 本社：長野県千曲市大字新田124 TEL：026-273-1800  
<http://www.chiyoda-electric.co.jp>

販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9  
<https://www.yoshida-dental.co.jp>

●お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社ヨシダ コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 土 9:00～17:00  
 (日曜・祝祭日を除く)



(01)02747937018996

C02329/2025年10月/@20/改

# YOSHIDA

● ● ● ● 卓上高圧蒸気滅菌器  
● ● ● ● **MY-250A**  
Nタイプオートクレーブ



Made in JAPAN

- 滅菌の前工程を重視し、効率良い脱気を追究した滅菌プログラムを搭載しています。
- ワンタッチ操作で滅菌から乾燥までの自動運転が可能です。  
給水後、「121℃」または「134℃」ボタンを押すだけで滅菌可能です。
- 水を再利用しない良質な蒸気によるクリーン滅菌方式です。
- バクテリアフィルターによるクリーン送風乾燥付です。
- 新 JIS 規格 (JIS C 1010-1:2014・JIS C 1806-1:2010) に対応しています。