

## NOMOCa-Stand 概略仕様・スペック

本体仕様			
表示部	17インチ・カラータッチパネルディスプレイ		
プリント機能	112mm サーマルプリンター		
通信機能	イーサネットLANアダプター		
現金決済機能	循環式紙幣識別機 / 硬貨選別機		
外形寸法	W490mm × D295mm × H1,460mm ※突起部含まず		
本体重量	約80kg		
消費電力	300W(通常) / 700W(最大)		
入力電源	AC100V(50/60Hz)		
配置環境	屋内専用		
無停電電源装置	○		
クレジット	○ ※オプション		
電子マネー	対応予定(時期未定)		
製造メーカー	株式会社新世紀		
搭載アプリケーション			
自動精算機能	○		
券売機モード	○		
集計・管理機能	○		
再来受付機能	○ ※オプション		
金銭ユニット仕様			
紙幣	入金	取扱金種	国内発行3金種(千円札、5千円札、1万円札)
	出金	取扱金種	国内発行1金種(千円札) ※一括払い出し方式
	カセット	機能	紙幣補充および回収
硬貨	入金	取扱金種	国内発行貨4金種(10円、50円、100円、500円)
		入金方式	一括3枚
	出金	取扱金種	国内発行貨4金種(10円、50円、100円、500円)
		出金方式	最大3金種同時払出し ※一括払い出し方式



業界最薄！  
コンパクトサイズ  
なので場所を  
とりません

## NOMOCa-Regi システム概略仕様・スペック

本体仕様		
操作側ディスプレイ	概要	10.1インチ投影型静電容量方式タッチパネル
	外寸寸法	W252mm × H175mm × D33mm ※スタンド含まず
	重量	約2.6kg
支払側ディスプレイ	概要	10.1型ワイドLEDバックライト / 4線式抵抗膜タッチパネル
	外寸寸法	W252mm × H175mm × D33mm ※スタンド含まず
	重量	約2.6kg
サーマルプリンター	概要	112mm ワイド用紙対応サーマルプリンター
	外寸寸法	W180mm × H213mm × D148mm
	重量	約1.9kg
現金処理ユニット	概要	硬貨紙幣つり銭機 CR-20シリーズ
	取扱金種	紙幣   国内発行3金種(千円札、5千円札、1万円札) 硬貨   国内発行貨6金種(1円、5円、10円、50円、100円、500円)
	収納容量	紙幣   1万円札:100枚 / 5千円札:100枚 / 千円札:250枚 / 混合:200枚 硬貨   500円:105枚 / 100円:160枚 / 50円:120枚 / 10円:160枚 / 5円:120枚 / 1円:160枚
	外寸寸法	W490mm × H135mm × D570mm ※突起部含まず
	重量	約40kg
アプリケーション機能	重量	約40kg
接続機器オプション	窓口精算機能・セルフ精算機能・管理業務機能・連動型キャッシュドロフ / 卓上バーコードリーダー	



安心感アップ！  
金銭授受の  
人為的なミスが  
削減できます

# あたらしい クリニック経営の カタチ

地域でもっとも  
信頼される  
かかりつけ医院へ



GENOVA

☎ 0120-811-009

ヒトと医療をつなぐ  
www.genova.co.jp

(繋がりにくい場合は TEL:03-5784-9705)  
FAX:03-5784-9706

〒150-0042  
東京都渋谷区宇田川町10-3  
Daiwa SHIBUYA EDGEビル 5F

拠点  
東京本社 / 名古屋支店 / 大阪支店 / 福岡支店 /  
札幌営業所 / 沖縄営業所 / 金沢営業所 / 大連

NOMOCaの  
より詳しい  
情報は  
こちらから



医事業務のスムーズ化を実現すスマートヘルスケア **NOMOCa**

# NOMOCaでもっと患者さまのための時間を

ノモカ

クリニックの医事業務を効率化し  
接客がしっかりできる環境を実現



「診察券」でも「診察券アプリ」でも受付も精算もできる  
医院からのお知らせが一斉送信可能!

NOMOCa-チェックイン



患者さまが来院したら再来受付機にて  
セルフで受付!

NOMOCa-Stand NOMOCa-チェックイン



待合室のモニターに受付番号が表示  
患者さまは自分の順番がすぐ分かる!

NOMOCa-Guide



診療を終えた患者さまが  
自動精算機にてセルフでお会計!

NOMOCa-Stand NOMOCa-Regi

## NOMOCa-Stand

電子カルテ・レセコン95%連携

### 会計業務の自動化で 採用難、人材不足の解消を

スマート簡易自動精算機 / 再来受付機

- 業界最薄、最小 省スペース設置
- 「再来受付機」と「自動精算機」が1台に
- 現金授受の負担軽減
- 会計待ちのストレス軽減
- 受付待ち時間の短縮
- 17インチタッチパネルで簡単操作
- 高いコストパフォーマンス
- 混雑時のピーク分散
- 電子カルテ・医事会計システムとの連携

窓口会計  
対応 **95%削減**

※2020年4月 当社調べ



## NOMOCa-チェックイン

### 患者さまのスマホが診察券に プッシュ通知でお知らせ配信

診察券アプリケーション

- 付近の病院を検索
- かかりつけ病院の管理
- 病院からのお知らせ
- 患者さまのスマホが診察券に
- 家族の診察券もまとめて管理
- ダウンロード・ユーザー登録無料



## NOMOCa-Regi

電子カルテ・レセコン95%連携

クリニック・診療所専用セルフ精算レジ

- 電子カルテ・医事会計システムとの連携
- 正確な現金授受が可能に
- 自動化で現金トラブルを防止
- レジ締め作業の負担を軽減
- リアルタイムな履歴の確認が可能に
- 売上・患者さまデータの管理効率化



## NOMOCa-Guide

待合・会計案内表示システム

ご案内の二度手間の削減と  
静かでスムーズなご案内を

- NOMOCa-Standとの連携
- 受付スタッフの負担軽減
- 患者さまのプライバシー保護

