

大白歯 CAD/CAM冠用材料Ⅲ

DENTCRAFT® HR BLOCK STRONG

デントクラフト ハイブリッドレジンブロック ストロング

ユニバーサルタイプ



| | |
|----------------|--------------------------|
| サイズ (W×L×H) | 14L (14.5×14.5×18) |
| 色調 | LT: A1, A2, A3, A3.5, A4 |

※LTはLow.translucence(ロートランスルーセンス)の意味です。

| 商品名 | 標準価格(税別) |
|--------------------------------|----------|
| DC HRブロック ストロング 14L A1 LT 5個 | ¥21,000 |
| DC HRブロック ストロング 14L A2 LT 5個 | ¥21,000 |
| DC HRブロック ストロング 14L A3 LT 5個 | ¥21,000 |
| DC HRブロック ストロング 14L A3.5 LT 5個 | ¥21,000 |
| DC HRブロック ストロング 14L A4 LT 5個 | ¥21,000 |



シェード



小白歯 CAD/CAM冠用材料Ⅰ

DENTCRAFT® HR BLOCK

デントクラフト ハイブリッドレジンブロック

ユニバーサルタイプ



| | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| サイズ (W×L×H) | 12 (12.2×10.2×15) | 14L (14.5×14.5×18) |
| 色調 | LT* | A2, A3, A3.5, A4 |

※LTはLow Translucence(ロートランスルーセンス)の意味です。

| 商品名 | 標準価格(税別) |
|--------------------------------|----------|
| DCハイブリッドレジンブロック 12 A2 LT 5個 | ¥12,500 |
| DCハイブリッドレジンブロック 12 A3 LT 5個 | ¥12,500 |
| DCハイブリッドレジンブロック 12 A3.5 LT 5個 | ¥12,500 |
| DCハイブリッドレジンブロック 12 A4 LT 5個 | ¥12,500 |
| DCハイブリッドレジンブロック 14L A2 LT 5個 | ¥15,000 |
| DCハイブリッドレジンブロック 14L A3 LT 5個 | ¥15,000 |
| DCハイブリッドレジンブロック 14L A3.5 LT 5個 | ¥15,000 |
| DCハイブリッドレジンブロック 14L A4 LT 5個 | ¥15,000 |



シェード



- 一般的名称：歯科切削セラミック用着色材料 販売名：ジルカラーリングリキッド 認証番号：303AGBZX00006000
- 一般的名称：歯科切削加工用セラミック 販売名：デントクラフトジル 認証番号：301AGBZX00017A01
- ※デントクラフトZi+、デントクラフトZiTの販売名はデントクラフトジルです。
- 上記製造販売元：Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷 1-28-24 15号町ビル
- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：デントクラフトハイブリッドレジンブロック 認証番号：228ACBZX00004000
- 一般的名称：歯科切削加工用レジン材料 販売名：デントクラフトハイブリッドレジンブロック ストロング 認証番号：303ACBZX00003000
- ※DC HR ブロック ストロングの販売名はデントクラフトハイブリッドレジンブロック ストロングです。
- 上記製造販売元：株式会社ヨシダ 東京都台東区 7-6-9

販売元 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

ヨシダ取扱製品に関するお問い合わせは

株式会社ヨシダ コンタクトセンター | ☎ 0800-170-1180 月～金 9:00～19:00 土 9:00～17:00(日曜・祝祭日を除く)

※このカタログに記載の価格は2021年10月現在の標準価格(税別)です。
※仕様および外観は製品改良等のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載



(01)02747937019283

C02359/2021年10月/@80/新

DENTCRAFT® HR BLOCK STRONG

CAD/CAM対応 ナノハイブリッドセラミック



DENTCRAFT®

DENTCRAFT®

デントクラフト Zr T

高い審美性と高強度の
マテリアル

単冠からブリッジまでの幅広い用途に対応可能な強度。
破折やチッピングに対する優れた抵抗性と
高い審美性・安定性を有する単色ジルコニアディスク。

曲げ強度
1270 MPa

透過性
42%

組成
3Y-TZP

適応症例

クラウン・
インレー



3-ユニット /
マルチユニット
ブリッジ



インプラント
上部構造



クラウン
ブリッジ



3-ユニット /
マルチユニット
ブリッジ



クラウン
ブリッジ



製作手順

1

2

3

4

インフィルトレーション

5

焼成

6

研磨

7

完成

4 ユニットブリッジ

デントクラフト ZrT A1 ディスクをカット
バックし、ポーセレンを築盛。

| 材料 / 性質 | デントクラフト Zr+ | デントクラフト ZrT |
|---------|-------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 商品名 | 標準価格 (税別) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |