



MY
DAILY
RITUAL

CURAPROX

クラブロックス
総合カタログ
2025

 SWISS PREMIUM ORAL CARE



ロンドンの地下鉄に乗ったことがある人はご存知かと思いますが、プラットフォームの足元には「MIND THE GAP (訳:隙間に注意)」というサインが書かれています。

そして今「MIND THE GAP」は、私たちクラブロックスからの重要なメッセージにもなっています。

お口の健康を真に脅かすものには、3つのGAP (ギャップ=隙間・欠落)があります。

- 解剖学的隙間: 歯周ポケットならびに歯間の隙間 (anatomical GAP)
- 歯肉炎や歯周炎、インプラント周囲炎に関する知識、またこれらが心臓発作やインポテンツなどの病気の原因になるという知識の欠如 (GAP in our knowledge)
- 予防歯科や口腔ケアに関する技能の不十分さ (GAP in ability)

多くの人々は毎日入念に歯を磨きます。一日に3回磨く人も少なくありませんが、虫歯や歯周病などの問題はしばしば起こります。50才以上の方であれば誰でも口の中にクラウンや義歯、あるいは数本のインプラントがあり、それらによる健康上のリスクを抱えています。

これら3つのGAP (ギャップ=隙間・欠落)を埋める新しい材料(=道具・情報)が必要です。人々は正しい知識と正しいスキルを必要としています。それらは私たちクラブロックスがお手伝いできる分野でもあり、私たちは人々が生涯を通して健康的な歯と歯肉、そして健康的な体で人生を楽しむことに貢献できると信じています。

Yours truly

Ueli Breitschmid
Chairman, CEO Curaden International AG



Toothbrushes 歯ブラシ



歯にも歯肉にも
すみずみまで、優しく

Toothbrushes クラブロックス歯ブラシ

クラブロックスの歯ブラシはクーレン®繊維の超極細毛による、優しい磨き心地が特徴です。

超極細毛歯ブラシ CS toothbrushes

クラブロックスCSシリーズの歯ブラシは、クーレン®繊維による超極細毛により、信じられないほど柔らかく優しい磨き心地を実現しています。CS5460の毛の植立本数は5,460本と一般的な歯ブラシの約8倍の密度を誇り、効果的なブラッシングが可能です。CSシリーズの歯ブラシを一度お試しください。この素晴らしいブラッシング体験に心奪われることでしょう。

- クーレン®繊維による極上の優しさ
- 歯肉を痛めることなく歯肉溝までしっかりと清掃できます
- 圧倒的な高密度の植毛による優れた清掃効果
- コンパクトなヘッドがお口のどこへでも届きます
- 八角形ハンドルにより、歯肉に対して正しい角度でブラシを保持することができます



CS5460

ウルトラソフト


内容量: 36本入 5801 382952
 12本入 5801 386986
 プリスター 12本入 5801 423413

毛の植立本数: 5,460本
 毛の直径: 0.1mm
 毛の長さ: 9mm
 毛の材質: クーレン®繊維
 ヘッドの大きさ: 約25×12mm
 柄の長さ: 180mm
 柄の材質: ポリプロピレン
 柄の色: 全12色
 ※色は選べません




クーレン®繊維は 他に類を見ません

クラブロックスの歯ブラシはブラッシングによるダメージを防止するだけでなく、プラークを徹底的に取り除きます。独自に開発されたクーレン®繊維の毛はナイロンよりも弾力があり、口腔内で湿らせても、乾いている時と同じような安定性を保つことが出来ます。この特性によりクラブロックスの歯ブラシは大量の極細毛を高密度で植毛することが出来るのです。




クラブロックスのCSシリーズは、一般的な歯ブラシと比べ超高密度毛なので効果的かつ徹底的にプラークを取り除くことが出来ます。



一般的な歯ブラシの毛束は700~1200本*程度です。上図のように毛束と毛束の間にプラークが残ることがあり、効率的にプラーク除去が出来ないことがあります。

*毎日新聞記事「疑問水解」から数字抜粋



一般的な歯ブラシは、毛束が歯頸部や歯間に届きにくいいため、ブラッシング圧が強くなることがあります。過度な圧力は歯肉を退縮させる原因となります。

CS1560

ソフト

内容量:
 プリスター 12本入 5801 423452

毛の植立本数: 1,560本
 毛の直径: 0.15mm
 毛の長さ: 10mm
 毛の材質: クーレン®繊維
 ヘッドの大きさ: 約25×12mm
 柄の長さ: 180mm
 柄の材質: ポリプロピレン
 柄の色: 全6色
 ※色は選べません



CS3960

スーパーソフト

内容量:
 プリスター 12本入 5801 423438

毛の植立本数: 3,960本
 毛の直径: 0.12mm
 毛の長さ: 9mm
 毛の材質: クーレン®繊維
 ヘッドの大きさ: 約25×12mm
 柄の長さ: 180mm
 柄の材質: ポリプロピレン
 柄の色: 全9色
 ※色は選べません



CSスマート

世界に誇る技術! CS5460をもとに作られました。とても小さく、また驚くほど数多くのクーレン®繊維が使われています。



CSスマート

内容量: 36本入 5801 382984
 12本入 5801 386979
 プリスター 12本入 5801 423395

毛の植立本数: 7,600本
 毛の直径: 0.08mm
 毛の長さ: 8.0mm
 毛の材質: クーレン®繊維
 ヘッドの大きさ: 約20×10mm
 柄の長さ: 163mm
 柄の材質: ポリプロピレン
 柄の色: 全9色

※色は選べません



小さくてびっくり!

スリムなデザイン of ヘッドはお口のどこへでも届き、八角形のハンドルで45°の正しいブラッシング角度を容易に保つことができます。

また、クーレン®繊維による毛はCS5460より2,000本以上も多い7,600本という驚異的な数を誇ります。しかも毛の直径はわずか0.08mm。

CSスマートは驚くほど歯と歯肉に優しく、柔らかな歯ブラシです。

- ◆ とても小さいヘッド
- ◆ 直径0.08mmの7,600本ものクーレン®繊維
- ◆ 正しい角度を保つ八角形ハンドル
- ◆ これまでにない柔らかさで歯肉にも優しく効果的な歯ブラシ

CS12460 ベルベット

CS5460のヘッドとCSスマートの柔らかい毛を兼ね備えた、歯を包み込む優しさとボリュームを持った歯ブラシです。



CS12460

ベルベット

内容量: プリスター 12本入 5801 403841

毛の植立本数: 12,460本
 毛の直径: 0.08mm
 毛の長さ: 9.0mm
 毛の材質: クーレン®繊維
 ヘッドの大きさ: 約25×12mm
 柄の長さ: 180mm
 柄の材質: ポリプロピレン
 柄の色: 全12色

※色は選べません



クラブロックス史上もっとも柔らかい!

CS5460よりも優しく柔らかく、CSスマートよりも効率よく濃密なブラシ毛がプラークをしっかりと除去します。

- ◆ 大きなCS5460のヘッド
- ◆ 直径0.08mmの12,460本ものクーレン®繊維
- ◆ 正しい角度を保つ八角形ハンドル
- ◆ これまでにない柔らかさで歯肉にも優しく効果的な歯ブラシ

シングルブラシ

クーレン®繊維を持つクラブロックスのシングルブラシは一本一本の歯の表面だけでなく歯頸部のすみずみまできれいにします。特に歯列矯正器具装着中の方やインプラントの方には、是非おすすめです。

●●●● 歯頸部をやさしく磨きます

●●●● ラウンド加工されたクーレン®繊維

●●●● SedelmayerのSOLO技法において理想的です

CS1006

シングル 6mm

内容量:プリスター 12本入 5801 386993

毛の植立本数:810本
毛の直径:0.1mm
毛の長さ:6mm
毛の材質:クーレン®繊維
ヘッドの大きさ:約5.5mm
柄の長さ:180mm
柄の材質:ポリプロピレン
柄の色:全12色
※色は選べません



細部へのこだわり:
SOLO技法とCS1006シングルにより、一本一本の歯の周りと歯肉溝を丁寧に磨き上げることができます。

CS1009

シングル 9mm


内容量:プリスター 12本入 5801 387006

毛の植立本数:620本
毛の直径:0.12mm
毛の長さ:9mm
毛の材質:クーレン®繊維
ヘッドの大きさ:約5.8mm
柄の長さ:180mm
柄の材質:ポリプロピレン
柄の色:全12色
※色は選べません



SOLO技法-専門的に歯磨きをしたい方のために


予防専門家のDr.Jiri SedelmayerはSOLO技法を開発しました。クラブロックスはその技法のためにシングルブラシを設計し、クーレン®繊維を円形にしました。それはクーレン®繊維が歯頸部の解剖学的構造と適合することを意味します。




SOLO技法の訓練を受けた患者さんは、この上なく精密に歯を磨けるようになります。

一本のブラシで2通りの効用

ブラケット周辺のデリケートな箇所には特別なクリーニングが必要です。また、インプラント周囲の歯肉は特に注意が必要です。CS1009シングルは辺縁の輪郭に適応するためにひと房の丸い毛束になっています。これはクーレン®繊維が歯頸部の解剖学的構造に適合することを意味します。



矯正装置のためのブラシです。



CSシングルはインプラント周囲の清掃に不可欠です。歯頸部の解剖学的構造に適合するので、歯肉を傷つけることなくきれいな歯肉形態を得ることができます。

矯正用歯ブラシとインプラントブラシ

矯正中の歯磨きにはよりきめ細やかなお手入れが要求されます。ブラケットとワイヤーに対しても完璧で定期的なクリーニングが必要です。CSオルソそしてCS708はそのお手入れに適しています。CSオルソには特別な溝があり、ブラケットを装着している場合でも歯磨きが可能です。また、CS708は、非常に小さなブラシヘッドと0.12mmのクーレン®繊維で簡単にインプラント周囲の歯肉溝をきれいにすることができます。

●●●● 歯とブラケット、ワイヤーをきれいにするために

●●●● 矯正装置とインプラントのために

CS708

インプラントオルソ

内容量:
プリスター 12本入 5801 426200

毛の植立タフト数:7本
毛の直径:0.12mm
毛の長さ:8.0mm
毛の材質:Curen®繊維
ヘッドの大きさ:8×8mm
柄の長さ:175mm
柄の材質:ポリプロピレン
柄の色:全6色
※色は選べません



CSオルソ


ウルトラソフト

内容量:
プリスター 12本入 5801 423460

毛の植立本数:5,460本
毛の直径:0.1mm
毛の長さ:6.2 / 9.0mm
毛の材質:Curen®繊維
ヘッドの大きさ:約25×12.5mm
柄の長さ:180mm
柄の材質:ポリプロピレン
柄の色:全6色
※各色ラメ入
※色は選べません




CS708 インプラントオルソの活用



固定式義歯についたプラークを除去。



インプラントの届きにくい下の部分に。



ブラケットの周囲や間を簡単に清掃。

CSサージカル

オペ後、腫張と口腔内の放射線治療中の方専用に設計されたメガソフトです。

12,000本以上の毛束と、とても柔らかいクーレン®繊維の歯ブラシです。

ベルン大学のN.P.Lang教授との共同開発です。

❖ 12,000本のクーレン®繊維の効果

❖ 炎症と放射線治療中でも使用可能

CSサージカル

メガソフト

内容量:

プリスター 12本入 5801 423477

毛の植立本数:12,000本

毛の直径:0.06mm

毛の長さ:8mm,9mm

毛の材質:クーレン®繊維

ヘッドの大きさ:約17.5×9.9mm

柄の長さ:145mm

柄の材質:ポリプロピレン

柄の色:レッド



歯がため

最初の歯が生える前や、生えてきている間、赤ちゃんには歯がためを噛ませてあげましょう。クラブロックスの歯がためは、赤ちゃんにとって今後とても大切な習慣となる「歯みがきの準備」を進められるように設計されています。

❖ 0歳児から使用できます

❖ 乳幼児の歯が生える前の歯みがきトレーニングになります

❖ 冷蔵庫で保管してみてください
冷えた歯がための感触を喜ぶ赤ちゃんもいます

歯がため

内容量:1個入

ブルー 5801 444012

ピンク 5801 444020

グリーン 5801 444037

材質:TPE、PCT(ポリエステル樹脂)



おしゃぶり

フラットな形状は上顎を圧迫しないので、子どもの呼吸や睡眠、集中を妨げません。さらに、吸引部の両側に配置された羽が子どもの口内成長をサポートします。

柔軟なマウスシールドと透明な凹凸が自然な乳房感を再現し、嚥下や吸い込み動作を助ける設計となっています。

❖ 赤ちゃんを落ち着かせます

❖ 歯・あごにやさしい設計

❖ 呼吸運動をサポート

おしゃぶり

内容量:1個入

ピンク 0 ~ 7 か月 5801 419945

7 ~ 18 か月 5801 419952

18 ~ 36 か月 5801 419960

ブルー 0 ~ 7 か月 5801 419977

7 ~ 18 か月 5801 419984

18 ~ 36 か月 5801 419991



幼児用歯ブラシ ベビー

赤ちゃんに最初の歯が生えたら、クラブロックスのベビー歯ブラシをお勧めします。

クーレン®繊維はとても柔らかいので、赤ちゃんのデリケートな口腔内を傷つけないように作られています。ベルン大学と協力してクラブロックスが独自に開発しました。

❖ 直径0.09mmのクーレン®繊維が4260本植立されていることで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいにします

❖ ゴムでコーティングされた小さなヘッドのおかげで口腔内を傷つける心配がありません

❖ お子さんとお両親の手にぴったりフィットします

❖ 丸みを帯びたハンドルがブラシを握る力を最小限に軽減します

❖ 滑り止め素材のついたファンタスティックなカラーの歯ブラシです

ベビー

内容量:12本入 5801 392619

毛の植立本数:4,260本

毛の直径:0.09mm

毛の長さ:6.5mm

毛の材質:クーレン®繊維

ヘッドの大きさ:約18×9.2mm

柄の長さ:152.6mm

柄の材質:ポリプロピレン



小児用歯ブラシ キッズ

スリムなデザインのヘッドはお口のどこへでも届き、八角形のハンドルで45°の正しいブラッシング角度での歯磨きがお子様でも容易に行えます。

❖ 直径0.09mmのクーレン®繊維が5500本植立されていることで、痛みを与えることなく歯を徹底的にきれいにします

❖ 正しい角度を保つ八角形ハンドル

キッズ

内容量:12本入 5801 403866

毛の植立本数:5,500本

毛の直径:0.09mm

毛の長さ:7.5mm

毛の材質:クーレン®繊維

ヘッドの大きさ:約20×10mm

柄の長さ:163mm

柄の材質:ポリプロピレン



ALL STAGES OF LIFE


CURAPROX
+ SWISS PREMIUM ORAL CARE

全てのライフステージに ぴったりの歯ブラシを。

健康な歯は一生の宝物です。だから早くからのケア、毎日のケアが大切。
クラブロックスは子どもから大人まで、生涯を通して健康な歯を保てることを目的に、
オーラルケアにおける確かな効果と喜びを感じられる製品をラインナップしました。



クラブロックスの歯ブラシの毛束は、
全て独自開発した「クーレン®繊維」
を使用。細かい繊維1本1本がラウン
ド加工されているので全て歯と歯茎
に優しいのです。



0 to 4 (0歳-4歳)

0 to 3 (0歳-3歳)

0 to 2 (0歳-2歳)

歯がため

歯が生える前の
歯みがきトレーニングの
第一歩!



おしゃぶり

歯・顎にやさしい設計で
呼吸運動をサポート



ベビー

初めてでも
持ちやすく
やわらかい!



4 to 12 (4歳-12歳)

キッズ

身に付く
楽しい正しい
歯みがき!



10 and over (10歳以上)

CSスマート

極細のブラシ毛は
お子様の
仕上げみがきにも最適!



15 and over (15歳以上)

CS5460

クラブロックスの
定番歯ブラシ
やさしい磨き心地!



CS12460

毛束数12,460本
ベルベットのような
特別な磨き心地!



ハイドロソニック プロ

歯冠や歯肉を
優しく包み込み
プラークを除去!





Interdental brushes 歯間ブラシ

磨けなかった 隙間に届く





Interdental brushes

クラブロックス歯間ブラシ

歯間スペースは歯の表面の約30%を占めます。ここをブラッシングできない場合、かなり多くの危険にさらされていることとなります。デンタルフロスの使用は解剖学的な理由で磨き残しが生じるため、正しい歯間ブラシの使用が求められます。

CPSプライム

CPSプライムは耐久性のある、小さな歯間ブラシです。CPSプライム06は極小の歯間ブラシで、極めて狭い隙間にも入っていきます。CPSプライムの品質なら一度の歯間清掃で十分な効果を発揮します：前後に一回で完了です。

- 
 パラソル効果の超微細毛
 張りのある上質毛は歯と歯の間の汚れがたまりやすい部分にも到達します。その上質毛はパラソル効果により、歯間の溝を埋めるように広がり優しく効果的に清掃します。
- 
 極小の歯間向けに特許を取得したサージカルワイヤー
 クラブロックス独自の技術：サージカルワイヤーは強度があり高品質。ニッケルフリーなのでニッケルアレルギーの方にもお使いいただけます。
- 
 高い耐久性
 ワイヤー芯の固定部は円錐形のデザインとなっており、早期の破損を防止します。
- 
 すべてのホルダー向けのクリックシステム
 CPSプライムによる歯間清掃をとっても簡単で使いやすいものにします。



ミリ単位の使いやすさ：
極細のサージカルワイヤーはどんな小さな隙間にも到達します。

ミリ単位の効果：
独自の微細で長い毛がパラソル効果により歯間の溝を埋めるように広がり優しく効果的に清掃します。

CPSプライム リフィル

CPS06

0.6 mm* / 2.2 mm**

内容量: 8本入×5 5801 427479



日本サイズの目安(ブラシ径)
1 (SSS)

CPS07

0.7 mm* / 2.5 mm**

内容量: 8本入×5 5801 427493



2 (SS)

CPS08

0.8 mm* / 3.2 mm**

内容量: 8本入×5 5801 427511



3 (S)

CPS09

0.9 mm* / 4.0 mm**

内容量: 8本入×5 5801 427536



4 (M)

CPS011

1.1 mm* / 5.0 mm**

内容量: 8本入×5 5801 427551



5 (L)

* Accessibility 通過径 (mm)
** Effectiveness ブラシ径 (mm)



CPSプライム スタート

CPS06

ブルー 5801 428831

CPS07

レッド 5801 428855

CPS08

ピンク 5801 428870

CPS09

イエロー 5801 428894

CPS011


グリーン 5801 428912

内容量: (UHS409ホルダー1本、
UHS470ホルダー1本、ブラシ5本) ×6




なぜ健康な歯肉の方 にも歯間ブラシが 必要なのか?


それは歯の表面の30%がブラッシングされないためです。歯ブラシは歯の内側と外側、咬合面をきれいにします。しかし歯と歯の間や歯頸部はどうでしょうか？
これらは歯ブラシだけでは到達することができません。



歯ブラシだけでなくデンタルフロスさえも、届かない部分があります。デンタルフロスは清掃しなければならない凹面上でピンと張ってしまいます。しかしながらデンタルフロスは前歯にはとても有効です。



短すぎる毛の歯間ブラシは効果的に隙間を埋めることができないので、効果があってもわずかです。



CPSプライムは完全に歯間の溝を埋め、優しく効果的にすべての歯間と歯頸部から歯垢を除去します。

CPSペリオ

CPSペリオは、CPSプライムとCPSソフトインプラントを補完します。広い歯間部、充填物、クラウン、ブリッジや、頑固に付着しているプラーク除去に適しています。

- より長く、より柔らかな植毛
- より強いワイヤーコアによる弾力性と耐久性
- 全てのホルダーに装着可能なクリックシステム

CPS405

1.3 mm* / 5.0 mm**



CPS406

1.7 mm* / 6.5 mm**



CPS408

2.2 mm* / 8.0 mm**



CPS410

2.8 mm* / 10.0 mm**



* Accessibility :通過径 (mm)
** Effectiveness :ブラシ径 (mm)

ペリオリフィル (L型) 6セット

CPS405

レッド

5801 398426

CPS406

ピンク

5801 398433

CPS408

パープル

5801 398441

CPS410

ブルー

5801 398458



内容量: (UHS451ホルダー1本、ブラシ5本) ×6

ペリオリフィル 5セット

CPS405

レッド

5801 443121

CPS406

ピンク

5801 443138

CPS408

パープル

5801 443145

CPS410

ブルー

5801 443152



内容量: (ブラシ5本) ×5

CPS ソフトインプラント

歯周治療後やインプラントによって歯間空隙が大きい方に。細く長いブラシ毛が大きな歯間空隙を優しく清掃します。

CPS505

5801 398376

>2.0 mm* / 5.5 mm**

内容量: 5本入 ×6



CPS508

5801 398391

>2.0 mm* / 4.5-8.5 mm**

内容量: 5本入 ×6



※ブラシのみ(ホルダー別売)

* Accessibility :通過径 (mm)
** Effectiveness :ブラシ径 (mm)

インプラントケアのための歯間ブラシ


この歯間ブラシは、ユニークな毛と効果的なクリーニングをするための通過径となっています。毛はとても柔らかく丸みを帯びており、Cural® ワイヤはプラスチックでコーティングされています。患者さんに最も適したサイズを確認するようにしてください。

プラスチックコート
インプラントの繊細なチタン表面を保護します。


高レベルの耐久性
ワイヤー芯は円錐形に設計されて早期の破損を防止します。

クリックシステム
インプラントブラシは全てのホルダーに合い、歯間清掃を快適で簡単なものにします。


CPS歯間ブラシの 使用方法



1. 歯間の隙間にCPSプライムを置き、先端を斜めに傾けて歯の中央部分まで正しい角度でやさしく挿入してください。



2. ブラシを押し込まず、歯軸に対してハンドルを90°に保持します。



3. 慎重にブラシを挿入し、それから引き抜いてください。CPSプライムの品質なら1日1回の使用で効果的です。

歯間ブラシを無理に歯間へ挿入しないでください。不適切に使用すると歯肉を損傷させる可能性があります。

インプラントは特別な注意が必要です。メンテナンスを怠ると細菌が歯肉溝に蓄積しやすくなるからです。

ホルダー

すべてのCPS歯間ブラシはどのホルダーにも合うため、お好みのホルダータイプを選べます。

角度のついたものや真っ直ぐなもの、クリックもしくはねじ締め固定、プラスチック製またはアルミ製など様々なホルダーがあります。角度のついたホルダーは手に負担がなく使いやすい設計です。

UHS409 ホルダー

ハンディ

5801 382913

人間工学的にデザインされたプラスチック製ホルダーです。コンパクトで使いやすい再使用可能なクリックシステムホルダーです。
内容量：ハンディーホルダー3本入
キャップ1個入
ホルダーの色：ブルー



※ホルダーのみ(ブラシ別売)

UHS410

グリーン 5801 384298

UHS411

ピンク 5801 384309

UHS413


ブルー 5801 384323

UHS412

ゴールド 5801 384316

人間工学的に優れたデザインのアルミニウム製ホルダーです。
実用的なねじ締めタイプなので使いやすいです。
内容量：1本入

※ホルダーのみ(ブラシ別売)



UHS477

ステンレス 5801 384348

オートクレーブ滅菌可能。
人間工学に基づいた形状のステンレス製ホルダーです。歯科院内での使用に適しています。
内容量：1本入

※滅菌可
※ホルダーのみ(ブラシ別売)



CPS457

ポケットセット 5801 382921

人間工学に基づいたホルダーとそのスペース、5つのCPSプライムがついたCPS457ポケットセット。

セット内容：CPS 06×1
CPS 07×1
CPS 08×1
CPS 09×1
CPS 011×1
UHS 470ホルダー×1
クリアケース

ケースの色：ブルー
ターコイズ
レッド
ピンク
イエロー
ライトグリーン

※ケースの色は選ばません。



IAPプライム／IAPペリオ

素早く安全に正しい歯間ブラシのサイズを見つけることが可能です。特許取得済みのIAPプライム/IAPペリオで歯間の隙間を測定しIAチャートを使って患者さんに説明することで、歯間清掃の重要性に気付いていただけます。

色分け：
写真の表示色は対応するCPSプライム歯間ブラシの色とサイズを示しています

オートクレーブ滅菌が可能です

クリックシステム：
IAPプライム/IAPペリオはすべてのホルダーで使用することができます

IAPプライム


内容量：8本入×1 5801 419824

IAPペリオ

内容量：8本入×1 5801 426263



IAP: Interdental
Approach
Probe




歯間を満たすブラシ これが決め手

歯間の測定こそが成功の基本です：適切に歯間空隙を満たしている歯間ブラシは、歯肉溝、コンタクト直下の凹面を一度にきれいにします。


システム

あらかじめ歯間のサイズを測定をしておくことで、時間を節約するだけでなくトラブルを避け安全なケアにつながります。

1. IAPプライムを使用して患者さんの歯間空隙の大きさのカラーを決定し、対応するCPSプライム歯間ブラシを選択します。



2. CPSプライムをホルダーに取り付け、歯間部を清掃します。



3. 色分けとIAチャートがあるので、歯間部のケアにCPSプライムを選択することができます。

IAチャート

内容量：1冊 (50枚) 5801 383029



インプラントキット II

5801 440494

インプラントに対しては、最大限の注意と精度をもってより慎重に対応するでしょう。この慎重な対応をムダにしないためには、患者さんに適切なインプラントケアを薦めることが必要です。インプラントキットには、必要とされているものが全て含まれています。インプラントケアの重要性について、総合的に説明されている患者さん向けのパンフレットも含まれています。

システム：
新たなインプラントのケアを始めるためのスターターキット
オールインワンソリューションです

シンプル、そして効果的：
インプラント周囲の多くの重要な部位をよく清掃し、優しく、扱いやすいツールが揃ってます

助言のスキル：
効果的なインプラントの清掃方法を患者さんに伝えます
インプラントを長く良好な状態に保つために、最良のコンディションを提供します。

キット内容：CS 5460×1
CS 708×1
CS サージカルメガソフト×1
歯間ブラシL字ホルダー×1
CPS 07×1
CPS 09×1
CPS 406×1
CPS 505×1
CPS 508×1
DF 846 デンタルフロス×1



チェアサイドボックス

日々の診療をよりスムーズに。チェアサイドボックスにはホルダーに装着済みの歯間ブラシが含まれます。ホルダーは必要に応じて再使用可能です。ボックスには、リフィルパックの歯間ブラシ等を補充できます。

プライム

5801 415830

ボックス内容：プライム 06×25
プライム 07×25
プライム 08×25
プライム 09×25
プライム 011×25
ブラシキャップ×100
IAPプライム×16
ケース×1



ペリオ

5801 415975

ボックス内容：ペリオ 405×50
ペリオ 406×25
ペリオ 408×25
ペリオ 410×25
IAPペリオ×16
ケース×1



チェアサイドボックス用リフィル

チェアサイドボックス用の詰め替えリフィルです。各サイズをご用意しております。

チェアサイドリフィル 06

ブルー 5801 383513

チェアサイドリフィル 07

レッド 5801 383521

チェアサイドリフィル 08

ピンク 5801 383538

チェアサイドリフィル 09

イエロー 5801 383545

チェアサイドリフィル 011

グリーン 5801 383552

チェアサイド 06(L型)

ブルー 5801 392569

チェアサイド 07(L型)

レッド 5801 392576

チェアサイド 08(L型)

ピンク 5801 392583

チェアサイド 09(L型)

イエロー 5801 392591

チェアサイド 011(L型)

グリーン 5801 392601



内容量:25本入

※キャップが含まれます

ペリオリフィル 405

レッド 5801 384825

ペリオリフィル 406

ピンク 5801 384832

ペリオリフィル 408

パープル 5801 384840

ペリオリフィル 410

ブルー 5801 384857



内容量:25本入

※キャップは含まれません



Dental floss デンタルフロス

フロッシングは常に必要です。
特に前歯の間の狭いスペースでは、
デンタルフロスは有効なケアサポートアイテムになります。

デンタルフロス

CPSプライム06歯間ブラシでさえ使用できないほど歯間が狭い場合は、デンタルフロスが適しています。

DF834

デンタルフロス

5801 383495

ミント味。ワックス付デンタルフロス。デンタルフロスは、歯間のコンタクトポイントを通ります。

長さ50m
内容量：6個入



DF846

スペシャルケア用

5801 404893

インプラント治療用に特別に設計されたデンタルフロスです。伸縮性のあるマイクロファイバーが、インプラント周囲や歯肉に沿って効率的な清掃動作を促します。

長さ42.5m
内容量：6個入



DF841

デンタルフロス

5801 382938

3つの部分(スレッダー部分、ふわっとした糸部分、フロス部分)があります。

長さ70cm。
内容量：100本入



TP930

爪楊枝



5801 382945

先端に植毛がある安定した細いナイロン爪楊枝。
内容量：10本入





ループテクニック

デンタルフロスは約50cmの長さに切り取ります。両端を2回結んで、両手の指が4本入る程度の大きさの輪を作ります。輪が大きすぎるとデンタルフロスの取り扱いが難しくなります。



これが歯肉を傷つけることなくデンタルフロスを安全かつ簡単にコントロールする方法です。親指と人差し指の間の最小の距離を使うことで、簡単かつ安全にデンタルフロスを扱うことができます。



舌ブラシ

口臭は単にマウスウォッシュで洗い流したり、チューイングガムを噛んで取り除けるものではありません。歯間部のケアと舌ブラシが口臭を防ぐ方法です。口臭の原因となる汚れは舌の上に溜まり、舌の溝にも隠れています。舌ブラシは、すぐにそれらを除去できます。

口臭は歯間部のプラークと舌苔から発生します。CTC舌ブラシは驚くほど効果的です。その解剖学的に正確な形状によって舌清掃時の吐き気を軽減し、また、その効果は見て感じ取ることもできます。



CTC201+CTC202

シングル+ダブル

5801 384864

内容量：(シングル1本+ダブル1本)×12セット

柄の色：イエロー
ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません

歯ブラシ見本ブック

5801 413561



ディスプレイスタンド

5801 384526

受付やチェアサイドに置いて、患者さん説明用としてご使用ください。
ブラシ挿入穴：6
歯間ブラシ挿入穴：5
※ディスプレイスタンド
のみの販売です



※歯ブラシ・歯間ブラシ
セット例



CTC202

ダブル

5801 384387

内容量：12本入
材質：ポリプロピレン
柄の色：イエロー
ピンク
バイオレット
グリーン
※色は選べません



歯間ブラシ見本ブック

5801 413579



DIS235

5801 383577

内容量：1本入
柄の色：ブルー
ピンク
パープル
イエロー
オレンジ
グリーン
ホワイト
※色は選べません



約2倍

CS 5460 手用歯ブラシ：18cm
DIS 235 ディスプレイ：35.5cm

クラブロックスビーユー

天然植物エキス配合*1で爽やかな息と健やかな歯ぐきに役立つ、全6種類のフレーバーから選べるラメ入りの歯磨剤です。
フッ素化合物・発泡剤 {SLS (ラウリル硫酸ナトリウム)} は含まれておりません。{*1 ハルパゴフィタム根エキス、エチナシ根エキス (潤滑剤)}



ブルーベリー +リコリス
ウォーター +ペルガモット
メロン
ピーチ +アプリコット
オレンジ
アップル +アロエ

歯ブラシ+歯みがきパック

6色アソートセット パック内容:クラブロックスビーユー 10mL×1
5801 445670 CS5460×1

※歯ブラシの柄のカラーはクラブロックスビーユーと同一色、ブラシの色は選べません



歯ブラシ+歯みがきボックスセット

5801 445655 セット内容:クラブロックスビーユー 10mL×6
CS5460×1

※歯ブラシのカラーは選べません



歯みがき(10mL)

5801 445662 内容:クラブロックスビーユー
10mL×12(各色2本×6色セット)



トラベルセット 6色アソートセット

5801 445687 セット内容:クラブロックスビーユー 10mL×1
CS5460(トラベル用)×1
CPSプライム歯間ブラシホルダー×1
CPSプライム歯間ブラシ×2(06青・07赤)



トラベルセット用 歯ブラシリフィル

5801 413675 内容:CS5460(トラベル用)歯ブラシリフィル
2本入×6色アソート

※持ち手部分は含まれておりません



音波式電動歯ブラシ ハイドロソニックシリーズ

様々な口腔環境の患者様に対して、セルフケアの向上に電動歯ブラシをオススメしてみませんか? 手用歯ブラシでのケアは仕上りに個人差がありますが、電動歯ブラシならブラシを歯に当てるだけなので、誰でもカンタンに安定した歯みがきの効果を得られます。

ハイドロソニック プロ

5801 427002

内容量:
ハンドル本体 ×1
センシティブブラシヘッド ×1
パワーブラシヘッド ×1
シングルブラシヘッド ×1
USBケーブル付き充電器 ×1
USBプラグ ×1
トラベルケース ×1
取扱説明書 ×1
クイックスタート小冊子 ×1

毛の材質: クーレン®繊維
モード : スタート:22,000回/分 ①
クリーン:32,000回/分 ②③④
スマイル:42,000回/分 ⑤⑥⑦



パワーブラシヘッド
しっかりパワフルな毛質
健康な歯肉の方に

センシティブブラシヘッド
非常に柔らかい毛質
歯肉に炎症がある方に

シングルブラシヘッド
全てのリスク部位への
アプローチに



ハイドロソニック ブラックイズホワイト

5801 457796

ホワイトニングに役立つ
(オプション別売)



セット使用で美しい歯へ仕上げます
粉はみがき

カーボンブラシヘッド
「カーボン」ブラシで
着色汚れが気になる方へ

+



内容量:
ハンドル本体 ×1
カーボンブラシヘッド ×2
USBケーブル付き充電器 ×1
USBプラグ ×1
トラベルケース ×1
取扱説明書 ×1

毛の材質: クーレン®繊維
モード : スタート:22,000回/分 ①
クリーン:32,000回/分 ②
スマイル:42,000回/分 ③



ハイドロソニック イージー

5801 443580

内容量:
ハンドル本体 ×1
センシティブブラシヘッド ×1
USBケーブル付き充電器 ×1
USBプラグ ×1
トラベルケース ×1
取扱説明書 ×1

毛の材質: クーレン®繊維
モード : スタート:22,000回/分 ①
クリーン:32,000回/分 ②
スマイル:42,000回/分 ③

センシティブブラシヘッド
非常に柔らかい毛質
はじめての方に



フレイル対策に役立つ
(オプション別売)



歯に当てやすい大きなブラシヘッド
フレイルブラシ

CURAPROX

商品の詳細は
こちらから



<製造元より>

スイスのオーラルヘルス企業 クラデンAGはお口の健康と歯科予防分野のパイオニアであり、専門家です。

1973年 口腔ケアへの意識の高いスイスにて、人々が生涯を通じて健康な歯を保てることを目的とした予防歯科の考えのもと、大学教授、歯科医師、歯科衛生士、そして世界中の口腔ケアのスペシャリストの協力により「CURAPROX(クラブロックス)」は誕生しました。

クラブロックスは、子供から大人までのすべてのライフステージで、あらゆる口腔環境で使用できる幅広い製品をラインナップしています。

オーラルケアにおける確かな効果と喜びを実感できるセルフケア製品として、世界90か国以上で愛用されています。

クラデンAGはスイス ルツェルンに拠点を置く企業です。
すべてのクラブロックス製品はスイスで開発されています。

curaden

BETTER ORAL HEALTH FOR ALL

※仕様および外観は製品改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

禁無断転載

©販売元：株式会社 **ヨシダ** 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

TEL:0800-170-5541 (コンタクトセンター)

©輸入元：株式会社クラデンジャパン(スイス クラデン社 日本法人)



(01)02747937013779

C01820/2025年3月/改