


# プレシジョン Endo Bur

Endodontic Bur for Enlargement



先端径Φ0.5mm～Φ1.4mmの6種類、長さ31mmと34mmの2種類 合計12種類の充実したラインナップで「ストレートラインアクセス」「イスマス形成」「軟化象牙質」の除去など様々な症例に対応可能な根管拡大ドリル



カリエス治療後に長期間冷水痛があり、症状悪化のため抜髄となった。



アクセスすると、髄腔が狭窄して根管口部が確認し難いことがわかる。



プレジジョン Endo Bur を用いて、根管口部に覆い被さっている象牙質を削合している。



根管形成終了後の根管口部



根管充填後の根管口部



根管充填後のレントゲン写真

## 仕様

先端径 (mm)	長さ (mm)	入数	標準価格
0.5	31	6本	¥8,100
0.6			
0.8			
1.0			
1.2			
1.4			
アソート	34	6本	
0.5			
0.6			
0.8			
1.0			
1.2			
1.4			
アソート			

一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル  
 (歯科用カーバイトバー)  
 認証番号：304AGBZX00042000 (管理)  
 製造販売元：Angelus Japan 株式会社

## 関連商品

### NiTi ロータリーファイル

#### RE ファイル CT

21mm04 テーパーアソート、21mm06 テーパーアソート  
 25mm04 テーパーアソート、25mm06 テーパーアソート  
 31mm04 テーパーアソート、31mm06 テーパーアソート  
 セット内容：#15～#40 各 1 本入  
 標準価格 各 5,800 円

#### RE ファイル VT

21mm アソート、25mm アソート、31mm アソート  
 セット内容：CX・C1・C2・A1・A2・A3 各 1 本入  
 標準価格 各 5,800 円

#### RE ファイル ONE

25mm アソート  
 セット内容：#15～#45 各 1 本入  
 標準価格 8,000 円



一般的名称：電動歯科用ファイル  
 認証番号：301ALBZX00015000 (管理)  
 製造販売元：株式会社ヨシダ

### 根管充填用シーラー



#### バイオ シー シーラー (Bio-C Sealer)

セット内容：バイオ シー シーラー 0.5g × 4 本  
 エンドチップ S × 20 本  
 標準価格 14,000 円

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料  
 承認番号：30200BZX00263000 (高度)  
 製造販売元：Angelus Japan 株式会社

※ 仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。価格は 2024 年 9 月現在。消費税は含まれておりません。

禁無断転載

● お問い合わせは下記まで

ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせは

株式会社 **ヨシダ** コンタクトセンター

**0800-170-5541**

※対応時間 / 月～金 9:00～17:30 ± 9:00～17:00  
 (日曜・祝祭日を除く)

● 販売元：<img alt="Angelus logo" data-bbox="105 943 125 954"/> 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野 7-6-9 <https://www.yoshida-dental.co.jp>

● 製造販売元：Angelus Japan 株式会社 大阪府茨木市下穂積 4-13-206



(01)02747937019771  
 C02408/2024年9月/@20/改