

CURAPROX

SWISS PREMIUM ORAL CARE

50歳  
過ぎたら<sup>®</sup>

電動歯ブラシ

プレミアムなのに  
かんたん操作



オプション  
(別売)

介護に最適な  
大きなブラシヘッド

CHS200  
フレイル替えブラシ



加齢による口腔環境の変化に  
オーラルフレイルを予防するための音波式電動歯ブラシ

ハイドロソニックイージー  
HYDROSONIC EASY

はじめてでも

# かんたん操作で歯と歯肉を徹底ケア

## 1つのボタンで かんたん操作

オン / オフを切り替え  
音波振動レベルの変更

## 選べる3つの 音波振動レベル

口腔環境に合わせて選べる  
音波振動最大42,000回/分

## 軽量なのに これ1本で基本ケア

敏感な歯肉でもやさしくみがける  
センシティブブラシヘッド



歯と歯肉にやさしく  
効率的なケアを可能に  
「クレーン®繊維」を搭載



みがきにくい場所にも  
かんたんに行き届く  
人間工学に基づいた「クラカーブ®」

## 毛先の高速振動で強力清掃 流体力学的効果

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き粉が混ざりあつたところに乱流が生じます。この乱流によって、歯と歯の間の隅角部等、毛先の届かないところにいる多くの歯垢を取り除きます。



## ハイドロソニックイージー HYDROSONIC EASY

### ●トラベルケース

軽くて持ち運びに便利なケース付き



### 【セット内容】

ハンドセット	x1	センシティブブラシヘッド	x1
USB ケーブル	x1	USB プラグ付充電器	x1
トラベルケース	x1	取扱説明書	x1

### 【オプション（別売）】

介護に最適な  
大きなブラシヘッド

CHS200 フレイル替えブラシ



©販売元:  株式会社 **ヨシダ**

©輸入元: 株式会社クラデンジャパン (スイス クラデン社 日本法人)



(01)02747937020470

C02479/2023年1月/@20/50/新